

ENGLISH WARNINGS

The Wave Roller™ is intended for commercial or home use. We strive to make the Wave Roller as safe as possible. This is an advanced mechanical device with electric components. If the Wave Roller and its accessories are not used or maintained properly, there is a risk of fire, electric shock, or injury. Do not place your finger or any objects near the metal piston above the attachment while the Wave Roller is in use or immediately after use. The metal piston can become extremely hot. Do not use any attachments other than the ones provided by Therabody and only as instructed by Therabody. Do not use the Wave Roller on your head or near your genitals. Do not use the Wave Roller above the waist during pregnancy. Do not get hair caught in any moving part of the Wave Roller. Do not use the Wave Roller above your Adam's apple or C4. Do not get the Wave Roller wet. Only clean the Wave Roller with a magic eraser or a lightly damp towel. Do not block the vents of the motor. Never attempt to disassemble the Wave Roller. Never store the Wave Roller at temperatures above 40°C/104°F. Only charge the Wave Roller when the ambient temperature is between 0°C/32°F and 40°C/104°F. Never expose the Wave Roller or its adapter to water. For long-term storage, the Wave Roller should be fully charged. This product is not intended to diagnose, treat, or prevent any diseases. BEFORE USING OR CHARGING THE Wave Roller, READ ALL THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THIS MANUAL, ON THE ADAPTER, AND ON THE Wave Roller. When using the Wave Roller, these basic precautions should always be followed including:

1. **USE ONLY AS INSTRUCTED.** Use the Wave Roller as described in this Wave Roller Instruction Manual. Do not carry out any maintenance other than what is shown in the Wave Roller Instruction Manual or advised by Therabody.
2. **NOT FOR CHILDREN.** The Wave Roller and adapter are not intended for use by young children or persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person. Do not allow the Wave Roller to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the Wave Roller or adapter.
3. **REDUCING RISK OF INJURY.** Charge the Wave Roller only with the Wave Roller adapter. Other adapters may cause personal injury or damage. Do not connect the Wave Roller to a different power supply plug or car cigarette lighter. The internal battery will be permanently disabled or damaged.
4. **CHARGING LOCATIONS.** The Wave Roller should be charged indoors in a well ventilated, dry location. Do not charge the Wave Roller outdoors, in a bathroom or within 10 feet (3.1 meters) of a bathtub, or pool. Do not use the Wave Roller or adapter on wet surfaces and do not expose the adapter to moisture, rain, or snow. Do not use the Wave Roller or adapter in the presence of explosive atmospheres (gaseous fumes, dust, or flammable materials). Sparks may be generated, possibly causing a fire.
5. **UNPLUGGING THE Adapter.** Pull the plug, not the cable, to reduce the risk of damage to the electrical plug and cable. Never carry the adapter by its cable. Keep the cable from heat, oil, and sharp edges. Do not use or charge with a damaged cable. Do not stretch the adapter cable or place the cable under strain. Keep cable away from heated surfaces. Do not handle the adapter, including the adapter terminals or Wave Roller with wet hands. Only charge with AC Adapter : EA1046SAR or with the Theragun Multi-Device Charger.
6. **Adapter CARE.** Unplug the adapter when not in use. Unplug the adapter from the outlet when not in use for extended periods. Make sure the adapter cable is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress. Have a damaged adapter replaced immediately.
7. **DO NOT OVERCHARGE.** Do not leave the Wave Roller connected to the adapter for more than an hour after the Wave Roller has been fully charged. The Wave Roller includes a protection system to avoid the risk of overcharging. However, overcharging the Wave Roller may reduce its life over time.
8. **DO NOT BURN OR INCINERATE THE Wave Roller.** The internal battery may explode, causing personal injury or damage. Toxic fumes and materials are created

when battery is burned.

9. DO NOT CRUSH, DROP, OR DAMAGE THE Wave Roller Adapter. Do not use a adapter that has received a sharp blow, been dropped, run over, or damaged in any way.

10. BATTERY CHEMICALS CAUSE SERIOUS BURNS. Never allow the internal battery to come into contact with the skin, eyes, or mouth. If a damaged battery leaks chemicals, use rubber or neoprene gloves to dispose of it. If skin is exposed to battery fluids, wash with soap and water then rinse with vinegar. If eyes are exposed to battery chemicals, immediately rinse with water for 20 minutes and seek medical attention. Remove and dispose of contaminated clothing.

11. DO NOT OPERATE UNDER BLANKET AND PILLOW. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.

12. STORING THE Wave Roller AND Adapter. Store in a cool, dry place. Do not store the Wave Roller where temperatures may exceed 40°C/104°F such as in direct sunlight, in a vehicle, or metal building during the summer.

13. DISPOSING OF BATTERIES. The internal Theragun Lithium-ion batteries for the Wave Roller are more environmentally friendly than some other types of batteries (e.g. nickel-cadmium). Always dispose of the Wave Roller according to government, regional, and local regulations. Contact a recycling agency in your area for recycling locations. Even discharged batteries contain some energy. Before disposing, use electrical tape to cover the Wave Roller's 12V connector to prevent the battery from shorting, which could cause a fire or explosion.

14. DO NOT DISASSEMBLE. Disassembly or incorrect reassembly may result in the risk of electric shock, fire, or exposure to battery chemicals. The warranty will be void if the Wave Roller or adapter are disassembled or if any parts have been removed.

15. SERVICE. If the Wave Roller or adapter is not working properly, has received a sharp blow, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact Therabody by emailing info@therabody.com for repair or service. Do not attempt to repair or disassemble the Wave Roller which may result in an electric shock or fire.

16. DO NOT USE WHILE BATHING OR IN THE SHOWER, TUB, OR SINK. Do not place or store the Wave Roller where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

17. THERMAL LIMITER. The Wave Roller employs an automatic reset thermal limiter that shuts off the Wave Roller to prevent overheating and fire.

This device can be used by children aged from 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The Wave Roller is only to be used with the power supply unit provided with the device. Use only with Wave Roller adapter EA1046SAR, 45W. 

This device contains batteries that are only replaceable by Therabody authorized personnel.

This device contains batteries that are non-replaceable.

LIMITED WARRANTY

For full warranty information, please visit www.therabody.com/warranty. To request a copy of the warranty by mail, you may send a request to the following address: Therabody - Warranty Attn: Customer Service 3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140 Los Angeles, CA 90006 Please note, this is not a return address or a retail location. No products or packages will be accepted at this location.

GERMAN

WARNHINWEISE

Der Wave Roller™ ist sowohl für den professionellen als auch heimischen Gebrauch geeignet. Es ist uns wichtig, den Wave Roller so sicher wie möglich zu machen. Hierbei handelt es sich um ein fortschrittliches, mechanisches Gerät mit elektronischen Bauteilen. Wenn der Wave Roller und seine Zubehörteile nicht ordnungsgemäß verwendet und gewartet werden, besteht Brand-, Stromschlag- bzw. Verletzungsgefahr. Halten Sie Ihre Finger oder andere Objekte nicht in die Nähe des Metallkolbens oberhalb des Aufsatzes, während oder nach der Verwendung des Wave Roller. Der Metallkolben kann extrem heiß werden. Verwenden Sie keine anderen Aufsätze als die von Therabody und diese nur unter Einhaltung der Anweisungen von Therabody. Verwenden Sie den Wave Roller nicht am Kopf oder im Bereich der Genitalien. Verwenden Sie den Wave Roller während der Schwangerschaft nicht oberhalb der Taille. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Haare nicht in beweglichen Teilen des Wave Roller verheddern. Verwenden Sie den Wave Roller nicht oberhalb Ihres Adamsapfels oder Ihres vierten Halswirbels. Lassen Sie den Wave Roller nicht nass werden. Reinigen Sie den Wave Roller ausschließlich mit einem Magic Eraser oder einem leicht feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass der Motor stets gut belüftet ist. Versuchen Sie nicht, den Wave Roller in seine Einzelteile zu zerlegen. Bewahren Sie den Wave Roller nicht bei Temperaturen von über 40 °C auf. Laden Sie den Wave Roller nur bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C. Achten Sie darauf, dass der Wave Roller oder sein Adapter nicht mit Wasser in Berührung kommt. Vor einer längerfristigen Lagerung sollte der Wave Roller vollständig aufgeladen werden. Dieses Produkt ist nicht dazu geeignet, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln oder zu verhindern. **LESEN SIE BITTE ALLE ANWEISUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE IN DIESEM HANDBUCH, AM ADAPTER SOWIE AM Wave Roller, BEVOR SIE DEN Wave Roller VERWENDEN ODER AUFLADEN.** Diese grundlegenden Vorkehrungen sollten bei der Verwendung des Wave Roller stets getroffen werden:

1. **NUR GEMÄSS ANWEISUNGEN VERWENDEN.** Verwenden Sie den Wave Roller gemäß den Anweisungen dieses Handbuchs. Führen Sie lediglich die Wartungsarbeiten durch, die im Handbuch des Wave Roller aufgeführt sind oder von Therabody empfohlen werden.
2. **NICHT FÜR KINDER GEEIGNET.** Der Wave Roller und sein Adapter sind weder für Kinder noch für Menschen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit mangelnden Kenntnissen geeignet, es sei denn, diese stehen unter Aufsicht einer fachkundigen Person. Der Wave Roller darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist absolute Vorsicht geboten. Es sollte sichergestellt sein, dass Kinder nicht mit dem Wave Roller oder dem Adapter spielen.
3. **VERLETZUNGSGEFAHR REDUZIEREN.** Laden Sie den Wave Roller ausschließlich mit dem Adapter des Wave Roller. Andere Adapter können Verletzungen oder Schäden verursachen. Verbinden Sie den Wave Roller nicht mit einem anderen Stromstecker oder einem Zigarettenanzünder. Der integrierte Akku kann dauerhaft deaktiviert oder beschädigt werden.
4. **GEEIGNETE STANDORTE ZUM LADEN.** Der Wave Roller sollte in geschlossenen und gut durchlüfteten, trockenen Räumen geladen werden. Laden Sie den Wave Roller nicht im Freien, im Badezimmer oder innerhalb von 3,1 m Entfernung zu einer Badewanne oder einem Pool. Verwenden Sie den Wave Roller oder seinen Adapter nicht auf nassen Oberflächen und setzen Sie den Adapter keinerlei Feuchtigkeit, Regen oder Schnee aus. Verwenden Sie den Wave Roller oder seinen Adapter nicht innerhalb eines explosiven Umfelds (gashaltige Dämpfe, Staub oder leicht entflammbare Materialien). Es können Funken schlagen oder sogar ein Brand entstehen.
5. **Adapter VOM STROM NEHMEN.** Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel, um mögliche Schäden an beiden Teilen zu vermeiden. Tragen Sie den Adapter niemals am Kabel. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten. Bei Schäden am Kabel nicht laden oder benutzen. Adapterkabel nicht dehnen oder anderen Belastungen aussetzen. Kabel von heißen Oberflächen fernhalten. Weder den Adapter noch dessen Zugänge oder den Wave Roller selbst mit nassen Händen bedienen. Nur mit Wechselstrom-Adapter laden: EA1046SAR oder Theragun Multi-Device Wireless Charger.
6. **Adapter-PFLEGE.** Bei Nichtbenutzung Adapter vom Strom nehmen. Bei längerer Nichtbenutzung den Adapter vom Strom trennen. Achten Sie darauf,

dass das Adapterkabel so aufbewahrt wird, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann bzw. dass es keinerlei Beschädigung erfährt oder unnötiger Beanspruchung ausgesetzt ist. Tauschen Sie einen beschädigten Adapter umgehend aus.

7. NICHT ÜBERLADEN. Trennen Sie den Wave Roller spätestens eine Stunde nach vollständiger Aufladung vom Adapter. Der Wave Roller verfügt über ein Sicherheitssystem, um ein etwaiges Überladen zu vermeiden. Allerdings kann vermehrtes Überladen des Wave Roller zu einer verkürzten Lebensdauer führen.

8. Wave Roller NICHT VERBRENNEN ODER FLAMMEN AUSSETZEN. Der integrierte Akku könnte explodieren und zu Verletzungen oder Schäden führen. Wenn der Akku Feuer fängt, können giftige Dämpfe oder Stoffe entstehen.

9. Wave Roller Adapter NICHT EINDRÜCKEN, FALLEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN. Ein Adapter, der einen heftigen Schlag erhalten hat, fallen gelassen, überfahren oder beschädigt wurde, darf nicht mehr verwendet werden.

10. CHEMIKALIEN IM AKKU KÖNNEN SCHLIMME VERÄTZUNGEN VERURSACHEN. Der integrierte Akku darf nicht mit Haut, Augen oder Mund in Kontakt kommen. Wenn ein beschädigter Akku Chemikalien verliert, entsorgen Sie ihn mit Gummi- oder Neoprenhandschuhen. Wenn die Haut mit Akkufflüssigkeit in Berührung kommt, waschen Sie die betroffenen Bereiche gründlich mit Wasser und Seife und spülen Sie sie anschließend mit Essig ab. Wenn Ihre Augen mit der Akkufflüssigkeit in Kontakt kommen, spülen Sie sie umgehend für 20 Minuten mit Wasser und suchen Sie anschließend einen Arzt auf. Entsorgen Sie jegliche kontaminierte Kleidung.

11. NICHT UNTER DECKEN UND KISSEN VERWENDEN. Es kann zu einer überhöhten Hitzeentwicklung kommen, die zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen kann.

12. LAGERUNG DES Wave Roller UND Adapters. Kühl und trocken lagern. Lagern Sie den Wave Roller nicht in einem Umfeld, in dem die Temperaturen 40 °C übersteigen können, wie zum Beispiel während des Sommers in direktem Sonnenlicht, in einem Fahrzeug oder in einem Metallgehäuse.

13. AKKUENTSORGUNG. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku von Wave Roller ist umweltfreundlicher als andere Akkus (z. B. Nickel-Cadmium-Akkus). Entsorgen Sie den Wave Roller grundsätzlich gemäß den Vorgaben der Regierung, der Region oder der Gemeinde. Kontaktieren Sie ein Recyclingunternehmen in Ihrer Region, um die Adresse Ihres nächstgelegenen Recyclinghofs zu erfahren. Auch entladene Akkus enthalten noch Energie. Bevor Sie einen Akku entsorgen, überkleben Sie die 12V-Verbinders des Wave Roller mit Isolierband, um einen Kurzschluss und daraus resultierende Brände oder Explosionen zu vermeiden.

14. NICHT ZERLEGEN. Ein Zerlegen oder ein falsches Zusammenbauen kann zu Stromschlägen, Bränden oder Explosion der Akkuchemikalien führen. Die Garantie erlischt, sobald der Wave Roller oder der Adapter zerlegt oder Teile davon entfernt wurden.

15. SERVICE. Wenn der Wave Roller oder der Adapter nicht ordnungsgemäß funktioniert, einen Schlag erhalten hat, fallen gelassen, beschädigt oder im Freien vergessen wurde oder ins Wasser gefallen ist, sollten Sie sie nicht weiter verwenden und Therabody für eine etwaige Reparatur oder einen Service per E-Mail unter info@therabody.com kontaktieren. Versuchen Sie nicht, den Wave Roller selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Dies kann einen Stromschlag oder Brand verursachen.

16. NICHT IN BADEWANNEN, DUSCHEN ODER WASCHBECKEN VERWENDEN. Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen bzw. hineingezogen werden kann. Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Verbindung bringen. Nicht nach Geräten greifen, die ins Wasser gefallen sind. Sofort vom Strom nehmen.

17. HITZESCHUTZ. Der Wave Roller verfügt über einen automatischen Hitzeschutz, der das Gerät ausschaltet und ein Überhitzen und in Brand geraten des Wave Roller verhindert.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Der Wave Roller darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem Wave Roller Adapter EA1046SAR, 45W. Dieses Gerät enthält Batterien, die nur durch von Therabody autorisiertes Personal ausgetauscht werden können.



Ce dispositif contient des batteries, qui ne sont pas remplaçables.

INGESCHRÄNKTE GARANTIE

Des informations détaillées sur la garantie se trouvent sur www.therabody.com/warranty. Pour obtenir une copie de la garantie par courrier, vous pouvez envoyer une demande à l'adresse suivante : Therabody - Warranty Attn: Customer Service 3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140 Los Angeles, CA 90006. Veuillez noter que cette adresse n'est pas une adresse de livraison ou un point de vente unique. À cet endroit, les produits ou les colis ne seront pas acceptés.

FRENCH PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le Wave Roller™ est destiné à une utilisation commerciale ou domestique. Therabody s'attache à rendre son Wave Roller aussi sûr que possible. Il s'agit d'un dispositif mécanique à la conception avancée qui contient des composants électriques. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure si le Wave Roller ou ses accessoires ne sont pas utilisés ou entretenus correctement. Ne pas placer votre doigt ou tout autre objet à proximité du piston en métal -situé au-dessus de l'appareil -lorsque le Wave Roller est en cours d'utilisation ou juste après son utilisation. Le piston en métal peut chauffer jusqu'à de très hautes températures. Ne pas utiliser des accessoires autres que ceux fournis par Therabody et toujours suivre les instructions. Ne pas utiliser le Wave Roller sur votre tête ou à proximité de vos parties intimes. Ne pas utiliser le Wave Roller au-dessus de la taille pendant la grossesse. Ne pas laisser les cheveux se prendre dans une quelconque partie mobile du Wave Roller. Ne pas utiliser le Wave Roller sur la pomme d'Adam ou la vertèbre C4. Ne pas mouiller le Wave Roller. Nettoyer uniquement le Wave Roller à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon légèrement humidifié. Ne pas obstruer les bouches d'aération du moteur. Ne jamais tenter de démonter le Wave Roller soi-même. Ne jamais ranger le Wave Roller dans un endroit où les températures dépassent 40 °C. Ne charger le Wave Roller que lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C et 40 °C. Ne jamais exposer le Wave Roller ou son adaptateur à l'eau. En cas de rangement pendant une longue durée, charger complètement la batterie du Wave Roller. Ce produit n'a pas vocation à diagnostiquer, guérir ou prévenir une quelconque maladie. AVANT D'UTILISER OU DE CHARGER LE Wave Roller, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE FIGURANT DANS CETTE NOTICE, SUR L'ADAPTATEUR, ET SUR LE Wave Roller. Lors de l'utilisation du Wave Roller, il convient de prendre certaines précautions de base en tout temps, notamment :

1. UTILISER UNIQUEMENT CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS. Utiliser le Wave Roller conformément aux instructions fournies dans la notice. N'effectuer aucune opération de maintenance autre que celles montrées dans la notice du Wave Roller ou recommandées par Therabody.
2. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS. Le Wave Roller et l'adaptateur ne conviennent pas aux enfants ou aux personnes qui présentent des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne les utilisent sous la supervision d'une personne responsable, en suivant ses instructions. Interdire aux enfants d'utiliser le Wave Roller comme un jouet. Il convient d'être particulièrement attentif lorsqu'utilisé par un enfant ou à proximité de ce dernier. Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le Wave Roller ou l'adaptateur.
3. ÉVITER LE RISQUE DE BLESSURE. Charger le Wave Roller uniquement à l'aide de son adaptateur original Therabody. Les autres adaptateurs peuvent causer des blessures corporelles ou des dommages. Ne pas brancher le Wave Roller à une autre prise d'alimentation électrique ou un allume-cigare. Ceci endommagera la batterie interne de façon permanente.
4. LIEUX DE CHARGEMENT APPROPRIÉS. Le Wave Roller doit être chargé à l'intérieur, dans un endroit sec et aéré. Ne pas charger le Wave Roller à l'extérieur, dans une salle de bains, ou à moins de 3,1 mètres d'une baignoire ou d'une piscine. Ne pas utiliser le Wave Roller ou l'adaptateur sur des surfaces mouillées et ne pas exposer l'adaptateur à l'humidité, la pluie ou la neige. Ne pas utiliser le Wave Roller ou l'adaptateur dans une atmosphère explosive (en présence d'émanations

gazeuses, de poussière ou de substances inflammables). Une telle utilisation pourrait causer des étincelles et éventuellement un incendie.

5. **DÉBRANCHER L'ADAPTATEUR.** Tirer sur la prise, et non sur le câble, pour éviter d'endommager la prise ou le câble. Ne jamais transporter l'adaptateur par le câble. Tenir le câble à l'écart de la chaleur, d'huiles ou de rebords tranchants. Ne pas utiliser l'adaptateur avec un câble endommagé. Ne pas étirer le câble de l'adaptateur ou exercer une tension. Tenir le câble à l'écart des surfaces chauffées. Ne pas toucher l'adaptateur, y compris les embouts ou le Wave Roller, avec les mains mouillées. Charger uniquement à l'aide d'un adaptateur AC: Adaptateur EA1046SAR ou le Theragun Multi-Device Wireless Charger.

6. **ENTRETIEN DE L'ADAPTATEUR.** Débrancher l'adaptateur en cas d'inutilisation. Débrancher l'adaptateur de la prise en cas d'inutilisation prolongée. Veiller à ce que le câble de l'adaptateur soit placé de manière à ne pas être piétiné, à ne pas causer de chute ou à ne pas être endommagé ou abîmé. Remplacer immédiatement tout adaptateur endommagé.

7. **NE PAS SURCHARGER.** Ne pas laisser le Wave Roller connecté à l'adaptateur pendant plus d'une heure après le chargement complet de la batterie. Le Wave Roller intègre un système de protection permettant d'éviter les risques de surcharge. Cependant, la surcharge de la batterie réduit l'autonomie du Wave Roller au fil du temps.

8. **NE PAS BRÛLER OU INCINÉRER LE Wave Roller.** La batterie interne peut exploser et provoquer des blessures ou des dommages. Des émanations et substances toxiques sont libérées lorsque la batterie est incinérée.

9. **NE PAS ÉCRASER, FAIRE TOMBER OU ENDOMMAGER L'Adaptateur du Wave Roller.** Ne pas utiliser un adaptateur qui a reçu un choc violent, est tombé, a été écrasé ou autrement endommagé.

10. **LES PRODUITS CHIMIQUES CONTENUS DANS LA BATTERIE PEUVENT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES.** Éviter tout contact entre les produits contenus dans la batterie et la peau, les yeux ou la bouche. En cas de fuite de produits chimiques, utiliser des gants en caoutchouc ou néoprène pour jeter la batterie endommagée. En cas de contact des fluides de la batterie avec la peau, laver avec de l'eau et du savon, puis rincer avec du vinaigre. En cas de contact des produits chimiques contenus dans la batterie avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau pendant 20 minutes et consulter un médecin. Retirer et jeter tout vêtement contaminé.

11. **NE PAS FAIRE FONCTIONNER SOUS UNE COUVERTURE OU UN OREILLER.** Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, une décharge électrique ou une blessure corporelle.

12. **RANGER le Wave Roller ET l'Adaptateur.** Ranger dans un endroit sec et tempéré. Ne pas ranger ou laisser le Wave Roller dans un endroit où les températures peuvent dépasser 40 °C, comme à la lumière directe du soleil, dans un véhicule ou un bâtiment métallique en été.

13. **JETER LES BATTERIES.** Les batteries internes lithium-ion du Wave Roller sont plus écologiques que certains autres types de batteries (p. ex., nickel-cadmium). Toujours jeter le Wave Roller conformément aux réglementations gouvernementales, régionales et locales. Contacter un organisme de recyclage dans votre région pour connaître l'emplacement des points de recyclage. Même les batteries déchargées contiennent de l'énergie. Avant de jeter, utiliser un ruban isolant pour recouvrir les connecteurs 12 V du Wave Roller afin d'éviter tout court-circuit de la batterie qui pourrait causer un incendie ou une explosion.

14. **NE PAS DÉMONTER.** Le mauvais démontage ou remontage peuvent causer un risque de décharge électrique, d'incendie ou d'exposition à des produits chimiques. La garantie est nulle si l'adaptateur ou le Wave Roller sont démontés ou si l'un des composants est retiré.

15. **RÉPARATIONS.** Si le Wave Roller ou l'adaptateur ne fonctionnent pas correctement, ont reçu un choc violent, sont tombés au sol ou dans l'eau, ont été endommagés ou laissés à l'extérieur, cesser toute utilisation et contacter Therabody par e-mail à l'adresse info@therabody.com pour réparation ou remise en état. Ne pas tenter de réparer ou démonter le Wave Roller afin d'éviter tout risque de décharge électrique ou d'incendie.

16. **NE PAS UTILISER EN PRENANT UN BAIN OU SOUS LA DOUCHE, DANS UNE BAIGNOIRE OU UN ÉVIER.** Ne jamais placer ou ranger le Wave Roller à proximité d'une baignoire ou d'un évier afin d'éviter tout accident. Ne jamais placer ou faire tomber dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais toucher un appareil qui est tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement.

17. LIMITEUR THERMIQUE. Le Wave Roller dispose d'un limiteur thermique à réarmement automatique qui éteint l'appareil afin d'éviter toute surchauffe ou incendie.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans ou des personnes qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de savoir-faire, sauf s'ils ont reçu une supervision ou une formation d'une personne responsable. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit pas être effectué par un enfant sans surveillance. Le Wave Roller ne peut être chargé qu'avec le chargeur fourni avec l'appareil. Utiliser uniquement le chargeur Wave Roller EA1046SAR, 45W.  Cet appareil est doté d'une batterie intégrée uniquement remplaçable par le personnel qualifié de Therabody. Cet appareil est doté d'une batterie intégrée non interchangeable.

GARANTIE LIMITÉE

Pour des informations complètes sur la garantie, venez sur le site www.therabody.com/warranty. Pour recevoir un exemplaire de notre garantie par courrier, vous pouvez nous envoyer une demande à cette adresse: Therabody - Warranty Attn: Customer Service 3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140 Los Angeles, CA 90006. Sachez que ce n'est pas une adresse de retour ou un point de vente de la marque. Aucun produit ou colis ne sera accepté à cette adresse.

ITALIAN AVVERTENZE

Wave Roller™ è destinato a uso commerciale o domestico. Ci impegniamo per rendere Wave Roller quanto più sicuro possibile. Si tratta di un dispositivo meccanico avanzato dotato di componenti elettrici. Se Wave Roller e i suoi accessori non vengono usati o conservati correttamente, sussiste il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni. Non inserire le dita o oggetti vicino al pistone metallico sopra l'attacco mentre Wave Roller è in funzione o immediatamente dopo. Il pistone metallico può diventare estremamente caldo. Non usare attacchi diversi da quelli forniti da Therabody e solo seguendo le istruzioni. Non usare Wave Roller sulla testa o in prossimità dei genitali. Non usare Wave Roller sopra il ventre durante la gravidanza. Evitare di far impigliare i capelli in parti mobili di Wave Roller. Non usare Wave Roller sul pomo d'Adamo o in corrispondenza della vertebra C4. Non bagnare Wave Roller. Pulire Wave Roller unicamente con una spugna o con un panno leggermente inumidito. Non ostruire le prese d'aria del motore. Non tentare di smontare Wave Roller. Non conservare Wave Roller a temperature superiori ai 40°C. Caricare Wave Roller solo quando la temperatura ambiente è compresa tra 0°C e 40°C. Non far entrare Wave Roller o l'adattatore a contatto con l'acqua. Se riposto per un lungo periodo di tempo, Wave Roller deve essere completamente caricato. Questo prodotto non è destinato ad essere usato per diagnosi, trattamento o prevenzione di malattie. **PRIMA DI UTILIZZARE O DI CARICARE Wave Roller, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E GLI AVVISI CONTENUTI NEL PRESENTE MANUALE, SULL'ADATTATORE, SULLA BATTERIA E SU Wave Roller.** Durante l'uso di Wave Roller, è necessario osservare queste precauzioni fondamentali, tra cui:

1. **USARE SOLO COME RIPORTATO NELLE ISTRUZIONI.** Usare Wave Roller seguendo le indicazioni di questo Manuale di istruzioni. Non svolgere operazioni di manutenzione se non come indicato nel Manuale di istruzioni di Wave Roller o come consigliato da Therabody.
2. **NON ADATTO AI BAMBINI.** Wave Roller e l'adattatore non sono destinati all'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive

ridotte, ovvero prive di esperienza e conoscenze, a meno che non si trovino sotto la supervisione o il controllo di una persona responsabile. Non consentire che Wave Roller venga utilizzato come un giocattolo. Prestare l'attenzione necessaria quando è utilizzato da o vicino a bambini. Accertarsi che i bambini non giochino con Wave Roller o con l'adattatore.

3. RIDUZIONE DEL RISCHIO DI LESIONI. Caricare Wave Roller esclusivamente con l'adattatore Wave Roller. Altri adattatori possono provocare lesioni o danni personali. Non collegare Wave Roller a una presa di corrente o a una presa per accendisigari, o la batteria risulterà inservibile o danneggiata permanentemente.

4. AMBIENTI DI RICARICA. Wave Roller deve essere caricato all'interno di luoghi ben aerati e asciutti. Non caricare Wave Roller all'esterno, in bagno o in un raggio di 3 metri da vasche o piscine. Non usare Wave Roller o l'adattatore su superfici bagnate e non esporre il caricatore a umidità, pioggia o neve. Non usare Wave Roller o l'adattatore in presenza di atmosfere esplosive (emissioni gassose, polvere o materiali infiammabili), poiché possono generarsi scintille che possono causare incendi.

5. SCOLLEGAMENTO DELL'ADATTATORE. Tirare la spina e non il cavo, al fine di ridurre il rischio di danni a spina e cavo. Non trasportare mai l'adattatore per il cavo. Tenere lontano il cavo da calore, olio e spigoli. Non usare o caricare se il cavo è danneggiato. Non tirare il cavo dell'adattatore, né sottoporlo a sforzi. Tenere il cavo lontano da superfici calde. Non toccare l'adattatore, terminali compresi, o Wave Roller con le mani bagnate. Caricare unicamente con l'adattatore CA: EA1046SAR o con il Theragun Multi-Device Wireless Charger.

6. MANUTENZIONE DELL'ADATTATORE. Scollegare l'adattatore quando non è in uso. Scollegare l'adattatore dalla presa di corrente quando non viene usato per periodi di tempo prolungati. Assicurarsi che il cavo dell'adattatore sia posizionato in modo da non essere calpestato e da evitare di inciamparvi o di arrecargli danni o stress in altro modo. L'adattatore danneggiato deve essere immediatamente sostituito.

7. NON SOVRACCARICARE. Non lasciare Wave Roller collegato all'adattatore più di un'ora dopo il completamento della ricarica. Wave Roller è dotato di un sistema di protezione che evita il rischio di sovraccarico. Ad ogni modo, i sovraccarichi possono ridurre la durata nel tempo.

8. NON BRUCIARE O GETTARE NEL FUOCO WAVE ROLLER. La batteria interna potrebbe esplodere, provocando danni o lesioni personali. La combustione della batteria crea fumi e materiali tossici.

9. NON SCHIACCIARE, FAR CADERE O DANNEGGIARE L'ADATTATORE DI WAVE ROLLER. Non utilizzare l'adattatore se ha subito un urto violento, è caduto, è stato schiacciato o danneggiato in qualsiasi modo.

10. LE SOSTANZE CHIMICHE CONTENUTE NELLE BATTERIE POSSONO PROVOCARE GRAVI USTIONI. Evitare il contatto tra batteria interna e pelle, occhi e bocca. Se da una batteria danneggiata fuoriescono sostanze chimiche, usare guanti di gomma o di neoprene per lo smaltimento. Se la pelle entra in contatto con liquidi fuoriusciti dalla batteria, lavarsi con acqua e sapone quindi sciacquare con aceto. Se sostanze chimiche contenute nella batteria entrano in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per venti minuti e rivolgersi al medico. Togliersi eventuali abiti contaminati e gettarli.

11. NON UTILIZZARE SOTTO COPERTE E CUSCINI. Può verificarsi un surriscaldamento e provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.

12. CONSERVAZIONE DI WAVE ROLLER E DELL'ADATTATORE. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non conservare Wave Roller in luoghi in cui le temperature possono superare i 40°C, ad esempio sotto la luce solare diretta, in un veicolo o in una struttura metallica durante l'estate.

13. SMALTIMENTO DELLE BATTERIE. Le batterie interne al litio Theragun per Wave Roller sono più ecologiche di altri tipi di batterie (ad es. nichel-cadmio). Smaltire sempre le batterie di Wave Roller come previsto dalle normative locali. Rivolgersi a un ente locale competente per sapere quali sono le aree di riciclaggio. Anche le batterie scariche contengono energia. Prima di gettarle, usare del nastro isolante per coprire il connettore 12 V di Wave Roller al fine di evitare cortocircuiti della batteria che potrebbero provocare incendi o esplosioni.

14. NON SMONTARE. Lo smontaggio o il riassettaggio scorretto possono comportare il rischio di scosse elettriche, incendi o contatto con sostanze chimiche contenute nelle batterie. Se Wave Roller o l'adattatore vengono smontati, o se alcune parti vengono rimosse, la garanzia sarà nulla.

15. ASSISTENZA. Se Wave Roller o l'adattatore non funzionano correttamente, hanno subito urti violenti o sono caduti, hanno subito danni, sono rimasti all'aperto

o sono stati fatti cadere in acqua, non usarli e inviare un'e-mail a Therabody all'indirizzo info@therabody.com per riparazione o assistenza. Non tentare di riparare o smontare Wave Roller; in caso contrario, si possono provocare scosse elettriche o incendi.

16. NON USARE DURANTE IL BAGNO O SOTTO LA DOCCIA, NELLA VASCA O NEL LAVANDINO. Non collocare o riporre Wave Roller dove potrebbe accidentalmente cadere in vasche da bagno o lavandini. Non immergere né far cadere in acqua o in altri liquidi. Non tentare di recuperare dispositivi caduti in acqua. Scollegarlo immediatamente dalla corrente.

17. LIMITATORE TERMICO. Wave Roller è dotato di un limitatore termico per l'azzeramento automatico che lo spegne per evitare surriscaldamento e incendi.

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso del dispositivo in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Il Wave Roller deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito con il dispositivo. Utilizzare solo con adattatore Wave Roller EA1046SAR, 45 W. 

Questo dispositivo contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale autorizzato da Therabody.

Questo dispositivo contiene batterie non sostituibili.

GARANZIA LIMITATA

Per informazioni complete sulla garanzia, visitare il sito www.therabody.com/warranty. Per richiedere una copia della garanzia per posta, è possibile inviare una richiesta al seguente indirizzo: Therabody - Warranty Attn: Customer Service 3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140 Los Angeles, CA 90006. Si prega di notare che questo non è un indirizzo di spedizione o un negozio. Nessun prodotto o pacchetto sarà accettato a questo indirizzo.

SPANISH ADVERTENCIAS

El Wave Roller™ se ha diseñado para uso comercial o doméstico. Nos esforzamos por que el Wave Roller sea lo más seguro posible. Es un dispositivo mecánico avanzado con componentes eléctricos. Si el Wave Roller y sus accesorios no se utilizan o mantienen correctamente, existe el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión. No ponga los dedos ni ningún objeto cerca del pistón metálico por encima del cabezal mientras el Wave Roller está en uso o inmediatamente después de su uso. El pistón de metal puede ponerse muy caliente. No utilice ningún cabezal que no sea uno de los proporcionados por Therabody y solo según las instrucciones de Therabody. No utilice el Wave Roller en la cabeza o cerca de los genitales. No utilice el Wave Roller sobre la cintura durante el embarazo. No deje que el pelo quede atrapado en cualquier pieza móvil del Wave Roller. No utilice el Wave Roller sobre la nuca o la vértebra C4. No deje que el Wave Roller se moje. Limpie el Wave Roller solo con un borrador mágico o una toalla ligeramente húmeda. No bloquee las rejillas del motor. Nunca intente desmontar el Wave Roller. Nunca almacene el Wave Roller a temperaturas superiores a 40 °C/104 °F. Cargue el Wave Roller solo cuando la temperatura ambiente sea de entre 0 °C/32 °F y 40 °C/104 °F. Nunca exponga el Wave Roller o su adaptador al agua. Para el almacenamiento a largo plazo, el Wave Roller debe estar totalmente cargado. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades. ANTES DE UTILIZAR O CARGAR EL WAVE ROLLER, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL, DEL CARGADOR Y DEL WAVE ROLLER. Al utilizar el Wave Roller, siempre se deben seguir estas precauciones básicas, que incluyen:

1. **UTILÍCELO SOLO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.** Utilice el Wave Roller tal como se describe en este Manual de instrucciones. No realice ningún mantenimiento que no sea el que se indica en el manual de instrucciones del Wave Roller o el que aconseja Therabody.
2. **NO RECOMENDADO PARA NIÑOS.** El Wave Roller y el cargador no están destinados para el uso por parte de niños pequeños o personas con capacidades físicas, sensoriales o de razonamiento reducidas, o sin experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable los supervise o les dé instrucciones. No permita que el Wave Roller se utilice como un juguete. Se debe prestar especial atención cuando lo utilicen niños o se utilice cerca de ellos. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el Wave Roller ni con el cargador.
3. **REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES.** Cargue el Wave Roller solo con el adaptador para Wave Roller. Otros adaptadores pueden provocar lesiones personales o daños. No conecte el Wave Roller a otro enchufe de alimentación o encendedor del coche. La batería interna se inutilizará o dañará permanentemente.
4. **UBICACIONES DE CARGA.** El Wave Roller se debe cargar en interiores en una ubicación bien ventilada y seca. No cargue el Wave Roller en exteriores, en un cuarto de baño o a 10 pies (3,1 metros) de una bañera o piscina. No utilice el Wave Roller ni el adaptador en superficies mojadas y no exponga el adaptador a humedad, lluvia o nieve. No utilice el Wave Roller ni el adaptador en caso de atmósferas explosivas (emanación de gases, polvo o materiales inflamables). Se pueden generar chispas, que pueden provocar un incendio.
5. **Desconexión del adaptador** Tire del enchufe, no del cable, para reducir el riesgo de daños en el enchufe y el cable de alimentación. Nunca lleve el adaptador por el cable. Mantenga el cable alejado del calor, aceite y bordes afilados. No lo utilice ni lo cargue con un cable dañado. No estire el cable del adaptador ni lo someta a tensión. Mantenga el cable lejos de superficies calientes. No manipule el adaptador, incluidos sus terminales, ni el Wave Roller con las manos mojadas. Cargue únicamente con el adaptador CA: EA1046SAR o con el Theragun Multi-Device Wireless Charger.
6. **CUIDADO del adaptador.** Desenchufe el adaptador cuando no esté en uso. Desenchufe el adaptador de la toma cuando no se utilice durante largos periodos. Asegúrese de que el cable del adaptador esté colocado de forma que no se pise, no se tropiece con él o esté sujeto de otra forma a daños y tensión. Sustituya un adaptador dañado inmediatamente.
7. **NO LO SOBRECARGUE.** No deje el Wave Roller conectado al adaptador más de una hora después de que este se haya cargado completamente. El Wave Roller incluye un sistema de protección para evitar el riesgo de sobrecarga. Sin embargo, la sobrecarga del Wave Roller puede reducir su vida útil con el tiempo.
8. **NO QUEME NI INCINERE EL WAVE ROLLER.** La batería interna puede explotar, provocando lesiones personales o daños. Se producen gases y materiales tóxicos cuando se quema la batería.
9. **NO ROMPA, DEJE CAER NI DAÑE EL ADAPTADOR DEL WAVE ROLLER.** No utilice un adaptador que haya recibido un golpe fuerte, se haya caído, se haya aplastado o dañado de cualquier forma.
10. **LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA BATERÍA PUEDEN PROVOCAR QUEMADURAS GRAVES.** Nunca deje que la batería interna entre en contacto con la piel, los ojos o la boca. Si una batería dañada derrama sustancias químicas, utilice guantes de goma o de neopreno para desecharla. Si la piel se ve expuesta a líquidos de la batería, lávela con jabón y agua y, a continuación, enjuáguela con vinagre. Si los ojos se ven expuestos a sustancias químicas de la batería, enjuáguelos inmediatamente con agua durante 20 minutos y busque asistencia médica. Quítese y deseche la ropa contaminada.
11. **NO LO USE DEBAJO DE UNA MANTA O ALMOHADA.** Se puede producir un calor excesivo que puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o una lesión a las personas.
12. **Almacenamiento del Wave Roller y el adaptador.** Almacénelos en un lugar fresco y seco. No almacene el Wave Roller cuando las temperaturas puedan superar los 40°C/104°F, como bajo la luz solar directa, en un vehículo o construcción metálica durante el verano.
13. **DESECHAR LAS BATERÍAS.** Las baterías de ion de litio internas de Theragun para el Wave Roller son más ecológicas que algunos otros tipos de baterías (p. ej., níquel-cadmio). Deseche siempre el Wave Roller según las normativas gubernamentales, regionales y locales. Póngase en contacto con un centro de reciclaje de

su zona para conocer las ubicaciones de reciclaje. Incluso descargadas, las baterías tienen cierta energía. Antes de desecharlo, utilice cinta aislante para cubrir el conector de 12 V del Wave Roller para evitar que la batería se cortocircuite, lo que podría provocar un incendio o una explosión.

14. NO DESMONTAR. El desmontaje o reensamblaje incorrectos pueden suponer un riesgo de descarga eléctrica, incendio o exposición a las sustancias químicas de la batería. La garantía se anulará si el Wave Roller o el adaptador se desmontan o si se ha extraído cualquier pieza.

15. SERVICIO. Si el Wave Roller o el adaptador no funcionan correctamente, han recibido un golpe fuerte o se han caído, dañado, dejado en el exterior o caído dentro del agua, no los utilice y póngase en contacto con Therabody a través del correo electrónico info@therabody.com para que realicen la reparación o el mantenimiento. No intente reparar ni desmontar el Wave Roller ya que puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

16. NO LO UTILICE MIENTRAS SE BAÑA O EN LA DUCHA, BAÑERA O LAVABO. No coloque ni almacene el Wave Roller donde se pueda caer hacia una bañera o lavabo. No lo meta en agua u otro líquido, ni lo deje caer dentro de estos. No intente tomar un aparato que se haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.

17. LIMITADOR TÉRMICO. El Wave Roller utiliza un limitador térmico de reinicio automático que apaga el Wave Roller para evitar el sobrecalentamiento e incendios.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.

El Wave Roller sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el aparato. Utilícelo únicamente con el Adaptador del Wave Roller EA1046SAR, 45W. 

Este dispositivo contiene baterías que sólo pueden ser reemplazadas por personal autorizado por Therabody.

Este dispositivo contiene baterías que no son reemplazables.

GARANTÍA LIMITADA

Para obtener información completa sobre la garantía, visita www.therabody.com/warranty. Para solicitar una copia de la garantía por correo, puedes enviar una solicitud a la siguiente dirección: Therabody - Warranty Attn: Customer Service 3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140 Los Angeles, CA 90006. Ten en cuenta que no se trata de una dirección de devolución o de una tienda. No se aceptarán productos o paquetes en esta ubicación.

DUTCH WAARSCHUWINGEN

De Wave Roller™ is bedoeld voor commercieel of thuisgebruik. We streven ernaar om Wave Roller zo veilig mogelijk te maken. Dit is een geavanceerd mechanisch apparaat met elektrische componenten. Als de Wave Roller en de accessoires niet correct worden gebruikt of onderhouden, bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of letsel. Plaats uw vinger of voorwerpen niet in de buurt van de metalen zuiger boven het hulpstuk terwijl de Wave Roller in gebruik is of onmiddellijk na gebruik. De metalen zuiger kan extreem heet worden. Gebruik geen andere hulpstukken dan die geleverd door Therabody en alleen zoals geïnstrueerd door Therabody. Gebruik de Wave Roller niet op uw hoofd of in de buurt van uw geslachtsdelen. Gebruik de Wave Roller niet boven de taille tijdens

de zwangerschap. Zorg dat er geen haar vast komt te zitten in een bewegend deel van de Wave Roller. Gebruik de Wave Roller niet boven uw adamsappel of vierde nekwerfel (C4). Zorg ervoor dat de Wave Roller niet nat wordt. Reinig de Wave Roller alleen met een wonderspons of een licht vochtige handdoek. Blokkeer de ventilatieopeningen van de motor niet. Probeer nooit om de Wave Roller te demonteren. Bewaar de Wave Roller nooit bij temperaturen boven 40°C. Laad de Wave Roller alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 0°C en 40°C. Stel de Wave Roller of de oplader nooit bloot aan water. Voor langdurige opslag moet de Wave Roller volledig zijn opgeladen. Dit product is niet bedoeld om ziektes te diagnosticeren, behandelen of voorkomen. **VOORDAT U DE Wave Roller GEBRUIKT OF OPLAADT, VERZOEKEN WIJ U ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGSTEKENS IN DEZE HANDLEIDING, OP DE ADAPTER EN OP DE Wave Roller TE LEZEN.** Wanneer u de Wave Roller gebruikt, moeten deze basis voorzorgsmaatregelen altijd worden opgevolgd, waaronder:

1. **ALLEEN GEBRUIKEN ZOALS GEÏNSTRUEERD.** Gebruik de Wave Roller zoals beschreven in deze Wave Roller Instructiehandleiding. Voer geen ander onderhoud uit dan alleen wat wordt aangegeven in de Wave Roller instructiehandleiding of geadviseerd wordt door Therabody.
2. **NIET VOOR KINDEREN.** De Wave Roller en de adapter zijn niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of begripsvermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of geïnstrueerd zijn door een verantwoordelijke persoon. Laat de Wave Roller niet als speelgoed gebruiken. Zorgvuldige aandacht is vereist bij gebruik door of in de buurt van kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de Wave Roller of adapter spelen.
3. **VERMINDERING VAN RISICO OP LETSEL.** Laad de Wave Roller alleen op met de Wave Roller-adapter. Andere adapters kunnen persoonlijk letsel of schade veroorzaken. Sluit de Wave Roller niet aan op een andere voedingsstekker of sigarettenaansteker in de auto. De interne batterij zal beschadigd raken of permanent worden uitgeschakeld.
4. **LOCATIES VOOR OPLADEN.** De Wave Roller moet binnenshuis, op een goed geventileerde, droge plaats worden opgeladen. Laad de Wave Roller niet buitenshuis, in een badkamer of binnen een afstand van 3,1 meter (10 voet) van een badkuip of zwembad op. Gebruik de Wave Roller of adapter niet op natte oppervlakken en stel de adapter niet bloot aan vocht, regen of sneeuw. Gebruik de Wave Roller of adapter niet in een explosieve omgeving (gasvormige dampen, stof of brandbare materialen). Er kunnen vonken worden gegenereerd die brand kunnen veroorzaken.
5. **DE ADAPTER LOSKOPPELEN.** Trek aan de stekker en niet aan de kabel om het risico op schade aan de stekker en de kabel te verkleinen. Draag de adapter nooit aan de kabel. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe randen. Niet gebruiken of opladen met een beschadigde kabel. Trek de adapterkabel niet uit en zet hem niet onder spanning. Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Raak de adapter, inclusief de adapteraansluitingen of de Wave Roller, niet aan met natte handen. Laad alleen op met een AC-adapter: EA1046SAR of met de Theragun Multi-Device Wireless Charger.
6. **ONDERHOUD adapter.** Koppel de adapter los wanneer deze niet in gebruik is. Koppel de adapter los van het stopcontact als u het gedurende langere tijd niet gebruikt. Zorg ervoor dat de adapterkabel zo is geplaatst dat niemand er op kan staan, erover kan struikelen of dat het op andere wijze kan worden blootgesteld aan schade of spanning. Laat een beschadigde adapter onmiddellijk vervangen.
7. **NIET OVERLADEN.** Laat de Wave Roller niet langer dan een uur aangesloten aan de adapter, nadat de Wave Roller volledig is opgeladen. De Wave Roller bevat een beveiligingssysteem om het risico van overladen te voorkomen. Overladen van de Wave Roller kan de levensduur in de loop van de tijd verminderen.
8. **VERBRAND DE Wave Roller NIET.** De interne batterij kan exploderen en persoonlijk letsel of schade veroorzaken. Bij het verbranden van de batterij ontstaan giftige dampen en materialen.
9. **Laat de Wave Roller-adapter NIET VALLLEN, VERPLETTEREN OF BESCHADIGEN.** Gebruik geen adapter die een harde klap heeft gekregen, is gevallen, overreden of op een andere manier is beschadigd.
10. **CHEMICALIËN VAN BATTERIJEN VEROORZAKEN ERNSTIGE BRANDWONDEN.** Laat de interne batterij nooit in contact komen met de huid, ogen of

mond. Als een beschadigde batterij chemicaliën lekt, gebruik dan rubberen of neopreen handschoenen om deze weg te gooien. Als de huid wordt blootgesteld aan vloeistoffen van de batterij, moet u de huid wassen met zeep en water en vervolgens afspoeien met azijn. Als de ogen worden blootgesteld aan chemicaliën van de batterij, moet u onmiddellijk gedurende 20 minuten spoelen met water en medische hulp inroepen. Verontreinigde kleding verwijderen en afvoeren.

11. NIET GEBRUIKEN ONDER EEN DEKEN EN/OF KUSSEN. Er kan oververhitting optreden en het kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.

12. DE Wave Roller EN Adapter OPSLAAN. Bewaren op een koele, droge plaats. Bewaar de Wave Roller niet op een plaats waar de temperatuur de 40°C kan overschrijden, zoals in direct zonlicht, in een voertuig of een metalen gebouw in de zomer.

13. BATTERIJEN AFVOEREN. De interne Theragun lithium-ion batterijen voor de Wave Roller zijn milieuvriendelijker dan sommige andere soorten batterijen (bijv. nikkel-cadmium). Gooi de Wave Roller altijd weg in overeenstemming met de nationale, regionale en lokale voorschriften. Neem contact op met een recyclingbedrijf in uw regio voor recyclinglocaties. Zelfs lege batterijen bevatten nog wat energie. Gebruik voor het afvoeren isolatietape om de 12 V-connector van de Wave Roller af te dekken om kortsluiting van de batterij te voorkomen, waardoor brand of een explosie kan worden veroorzaakt.

14. NIET DEMONTEREN. Demontage of onjuiste montage kan het risico op elektrische schokken, brand of blootstelling aan chemicaliën van de batterij tot gevolg hebben. De garantie vervalt als de Wave Roller of de adapter is gedemonteerd of als er onderdelen zijn verwijderd.

15. SERVICE. Als de Wave Roller of adapter niet goed werkt, een harde klap heeft gekregen, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gelegen of in het water is gevallen, gebruik deze dan niet meer en neem contact op met Therabody door een e-mail te sturen naar info@therabody.com voor reparatie of onderhoud. Probeer de Wave Roller niet te repareren of te demonteren, dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

16. NIET GEBRUIKEN IN BAD OF ONDER DE DOUCHE, IN EEN TOBBE OF WASTAFEL. Plaats of bewaar de Wave Roller niet op een plek waar deze in een badkuip of gootsteen kan vallen of erin kan worden getrokken. Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen. Haal een apparaat dat in het water is gevallen er nooit uit. Koppel het onmiddellijk los.

17. THERMISCHE BEGRENZER. De Wave Roller maakt gebruik van een thermische begrenzer met automatische reset die de Wave Roller uitschakelt om oververhitting en brand te voorkomen.

*Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik op een veilige manier van het apparaat en zij de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

De Wave Roller mag alleen worden gebruikt met de bij het apparaat geleverde voedingsunit. Alleen gebruiken met Wave Roller adapter EA1046SAR, 45W.

Dit apparaat bevat batterijen die alleen door Therabody geautoriseerd personeel kunnen worden vervangen.

Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.



BEPERKTE GARANTIE

Voor volledige informatie over de garantie kunt u terecht op www.therabody.com/warranty. Om een kopie van de garantie per post aan te vragen, kunt u een verzoek sturen naar het volgende adres: Therabody - Warranty Attn: Customer Service 3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140 Los Angeles, CA 90006. Let op, dit is geen retouradres of een verkooppunt. Op deze locatie worden geen producten of pakketten geaccepteerd.

POLISH OSTRZEŻENIA

Urządzenie Wave Roller™ jest przeznaczone do zastosowania komercyjnego lub domowego. Dbamy o jak największe bezpieczeństwo urządzeń Wave Roller. Jest to zaawansowane urządzenie mechaniczne z elementami elektrycznymi. W przypadku nieprawidłowego zastosowania lub konserwacji urządzenia Wave Roller oraz akcesoriów istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń. Podczas używania urządzenia Wave Roller lub tuż po jego zastosowaniu nie zbliżać palców ani żadnych przedmiotów do metalowego tłoka zlokalizowanego powyżej nasadki. Metalowy tłok może się nagrzać do wysokiej temperatury. Nie używać nasadek innych niż te dostarczone przez firmę Therabody; nasadki należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcjami Therabody. Nie należy stosować urządzenia Wave Roller na głowie ani w pobliżu narządów płciowych. Nie stosować urządzenia Wave Roller powyżej talii w czasie ciąży. Uważać, aby włosy nie zostały wciągnięte w którąś z ruchomych części urządzenia Wave Roller. Nie stosować urządzenia Wave Roller przy grdyce ani kręgu C4. Nie moczyć urządzenia Wave Roller. Urządzenie Wave Roller należy czyścić „magiczną gąbką” lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie zatykać otworów wentylacyjnych silnika. Nigdy nie próbować demontować urządzenia Wave Roller. Nigdy nie należy przechowywać urządzenia Wave Roller w temperaturze powyżej 40°C/104°F. Urządzenie Wave Roller należy ładować tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi od 0°C/32°F do 40°C/104°F. Nigdy nie wystawiać urządzenia Wave Roller ani zasilacza na działanie wody. Przed dłuższym okresem przechowywania urządzenia Wave Roller należy je w pełni naładować. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania chorób, ich leczenia ani zapobiegania im. **PRZED KORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA Wave Roller LUB JEGO ŁADOWANIEM NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI ORAZ OSTRZEŻENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU, NA ZASILACZU I NA SAMYM URZĄDZENIU Wave Roller.** Używając urządzenia Wave Roller, należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych wskázówek bezpieczeństwa:

1. **UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.** Korzystać z urządzenia Wave Roller wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Instrukcji użytkownika Wave Roller. Nie należy przeprowadzać żadnych czynności konserwacyjnych innych niż te przedstawione w Instrukcji użytkownika Wave Roller lub zalecane przez firmę Therabody.
2. **URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DLA DZIECI.** Urządzenie Wave Roller i zasilacz nie są przeznaczone do zastosowania przez małe dzieci lub osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem odpowiedzialnej osoby lub po udzieleniu przez nią instrukcji. Urządzeniem Wave Roller nie wolno się bawić. Wymagane jest zachowanie najwyższej ostrożności w przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci lub gdy znajdują się one w pobliżu. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem Wave Roller ani zasilaczem.
3. **MINIMALIZOWANIE RYZYKA OBRAŻEŃ.** Urządzenie Wave Roller należy ładować wyłącznie za pomocą zasilacza Wave Roller. Inne zasilacze mogą doprowadzić do obrażeń lub uszkodzeń. Nie podłączać zasilacza urządzenia Wave Roller do innej wtyczki przewodu zasilania ani do gniazdka zapalniczy samochodowej. Akumulator wewnętrzny zostanie trwale uszkodzony lub wyładowany.
4. **MIEJSCE ŁADOWANIA.** Urządzenie Wave Roller należy ładować w dobrze wentylowanych i suchych pomieszczeniach. Nie należy ładować urządzenia Wave Roller na zewnątrz, w łazience ani w odległości do 3,1 m (10 stóp) od wanny lub basenu. Nie używać urządzenia Wave Roller ani zasilacza na mokrych powierzchniach i nie narażać zasilacza na działanie wilgoci, deszczu ani śniegu. Nie używać urządzenia Wave Roller ani zasilacza w obszarach zagrożonych wybuchem (opary gazów, pył lub materiały palne). Mogą powstać iskry, które mogłyby wzniecić pożar.
5. **ODŁĄCZANIE zasilacza.** Pociągnąć za wtyczkę, nie za przewód, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki elektrycznej i przewodu. Nigdy nie należy przenosić zasilacza, chwytając za przewód. Chronić przewód przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami. Nie używać ani nie ładować urządzenia za pomocą uszkodzonego przewodu. Nie naciągać przewodu zasilacza ani nie narażać go na naprężenia. Trzymać przewód z dala od rozgrzanych powierzchni. Nie obsługiwać

zasilacza, w tym przyłączy zasilacza, ani urządzenia Wave Roller mokrymi dłońmi. Ładować wyłącznie z użyciem zasilacza AC: EA1046SAR lub Theragun Multi-Device Wireless Charger.

6. KONSERWACJA zasilacza. Odłączyć zasilacz, gdy nie jest używany. Odłączyć zasilacz od gniazdka, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. Upewnić się, że przewód zasilacza znajduje się w pozycji umożliwiającej nadeptanie na niego, potknięcie się o niego i narażenie go na uszkodzenia lub obciążenia. Natychmiast wymienić uszkodzony zasilacz.

7. NIE DOPUSZCZAĆ DO NADMIERNEGO NAŁADOWANIA. Nie pozostawiać urządzenia Wave Roller podłączonego do zasilacza na dłużej niż godzinę po całkowitym naładowaniu urządzenia. Urządzenie Wave Roller jest wyposażone w system zabezpieczający przed nadmiernym naładowaniem. Nadmierne naładowanie urządzenia Wave Roller może jednak spowodować skrócenie czasu jego eksploatacji.

8. NIE PODPALAĆ urządzenia Wave Roller. Akumulator wewnętrzny może wybuchnąć, powodując obrażenia lub uszkodzenia. Podczas spalania akumulatora wytwarzane są toksyczne opary i materiały.

9. NIE MIAŻDZYĆ, NIE UPUSZCZAĆ ANI NIE USZKADZAĆ zasilacza urządzenia Wave Roller. Nie używać zasilacza, który został poddany mocnemu uderzeniu, został upuszczony, po którym przejechano lub który w jakikolwiek sposób uszkodzono.

10. SUBSTANCJE CHEMICZNE ZAWARTE W AKUMULATORZE POWODUJĄ POWAŻNE OPARZENIA. Nigdy nie dopuszczać do kontaktu akumulatora wewnętrznego ze skórą, oczami ani ustami. Jeśli z uszkodzonego akumulatora wyciekną substancje chemiczne, do ich usunięcia należy użyć gumowych lub neoprenowych rękawic. Jeśli skóra została narażona na kontakt z płynami z akumulatora, należy umyć ją wodą z mydłem, a następnie przepłukać octem. Jeśli oczy zostały narażone na kontakt z substancjami chemicznymi z akumulatora, należy bezzwłocznie rozpocząć płukanie ich wodą; oczy płukać przez 20 minut, po czym skonsultować się z lekarzem. Zdjąć i wyrzucić skażone ubranie.

11. NIE KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA POD KOŁDRĄ ANI PODUSZKĄ. Może dojść do przegrzania urządzenia, prowadzącego do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.

12. PRZECHOWYWANIE urządzenia Wave Roller I JEGO zasilacza. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać urządzenia Wave Roller w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 40°C/104°F, np. bezpośrednio na słońcu, w pojeździe czy metalowym budynku w lecie.

13. UTYLIZACJA AKUMULATORÓW. Wewnętrzne akumulatory litowo-jonowe Theragun do urządzeń Wave Roller są bardziej przyjazne dla środowiska niż niektóre pozostałe rodzaje akumulatorów (np. niklowo-kadmowe). Urządzenie Wave Roller należy utylizować wyłącznie zgodnie z przepisami rządowymi, regionalnymi i lokalnymi. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddawać urządzenia do recyklingu, należy skontaktować się z jednostką odpowiedzialną za recykling w danym regionie. Nawet rozładowane akumulatory zawierają pewną ilość energii. Przed wyrzuceniem urządzenia należy nakleić taśmę izolacyjną na złącze 12 V urządzenia Wave Roller, aby zapobiec zwarciu akumulatora, które mogłoby spowodować pożar lub wybuch.

14. NIE DEMONTOWAĆ URZĄDZENIA. Demontaż lub nieprawidłowy ponowny montaż urządzenia może spowodować ryzyko porażenia prądem, pożaru lub narażenie na działanie substancji chemicznych zawartych w akumulatorze. Gwarancja straci ważność w przypadku demontażu lub usunięcia jakiegokolwiek części urządzenia Wave Roller lub zasilacza.

15. SERWIS. Jeśli urządzenie Wave Roller lub zasilacz nie działają prawidłowo, zostały mocno uderzone, upuszczone, uszkodzone lub pozostawione na zewnątrz bądź wpadły do wody, nie wolno z nich korzystać; należy skontaktować się z firmą Therabody pod adresem info@therabody.com w związku z naprawą lub serwisowaniem urządzenia. Nie podejmować prób naprawy ani demontażu urządzenia Wave Roller, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

16. NIE KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA W ZLEWIE, W TRAKCIE KĄPIELI W WANNIE ANI POD PRYSZNICEM. Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia Wave Roller w miejscach, z których może spaść lub zostać zepchnięte do wanney lub zlewu. Nie wkładać ani nie upuszczać urządzenia do wody czy innych cieczy. Nie sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast odłączyć je od prądu.

17. WYŁĄCZNIK TERMICZNY. Urządzenie Wave Roller zostało wyposażone w automatyczny wyłącznik termiczny, który je wyłącza, aby zapobiec przegrzaniu

i pożarowi.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane, jak w bezpieczny sposób korzystać z urządzenia i zdają sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Wave Roller może być używany wyłącznie z zasilaczem dostarczonym z urządzeniem. Używać tylko z Wave Roller adapter EA1046SAR, 45W. 

To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane tylko przez upoważniony personel Therabody. To urządzenie zawiera niewymienialne baterie.

OGRANICZONA GWARANCJA.

Pełne informacje dotyczące gwarancji można znaleźć na stronie www.therabody.com/warranty. Aby otrzymać kopię gwarancji pocztą, można wysłać prośbę na następujący adres: Therabody – Warranty Attn: Customer Service 3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140 Los Angeles, CA 90006. Należy pamiętać, że nie jest to adres zwrotny ani punkt sprzedaży detalicznej. Żadne przesyłki ani produkty nie będą przyjmowane w tej lokalizacji.

GREEK ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

To Wave Roller™ προορίζεται για εμπορική ή οικιακή χρήση. Προσπαθούμε να κάνουμε το Wave Roller όσο πιο ασφαλές γίνεται. Πρόκειται για εξελιγμένη μηχανική συσκευή με ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν το Wave Roller ή τα εξαρτήματά του δεν χρησιμοποιηθούν ή συντηρηθούν κατάλληλα, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. Μη βάζετε το δάχτυλο ή οποιοδήποτε αντικείμενο κοντά στο μεταλλικό έμβολο πάνω από την προσάρτηση κατά ή αμέσως μετά τη χρήση του Wave Roller. Το μεταλλικό έμβολο μπορεί να γίνει υπερβολικά θερμό. Μη χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που σας παρέχει η Therabody και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Therabody. Μη χρησιμοποιείτε το Wave Roller στο κεφάλι σας ή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Μη χρησιμοποιήσετε το Wave Roller πάνω από τη μέση κατά την εγκυμοσύνη. Μην μπλέκετε τρίχες σε οποιοδήποτε από τα κινούμενα μέρη του Wave Roller. Μη χρησιμοποιείτε το Wave Roller πάνω από τον θυροειδή χόνδρο ή το C4. Μη βρέχετε το Wave Roller. Καθαρίστε το Wave Roller μόνο με τη μαγική γόμα ή με μια ελαφρώς υγρή πετσέτα. Μην μπλοκάρτε τον εξαερισμό της μηχανής. Ποτέ μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το Wave Roller. Ποτέ μην αποθηκεύετε το Wave Roller σε θερμοκρασίες άνω των 40°C/104°F. Να φορτίζετε το Wave Roller όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 0°C/32°F και 40°C/104°F. Ποτέ μην εκθέτετε το Wave Roller ή τον μετασχηματιστή του σε νερό. Για μακρόχρονη αποθήκευση, το Wave Roller πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένο. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για τη διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη ασθενειών. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ Wave Roller, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ Wave Roller. Κατά τη χρήση του Wave Roller, πρέπει να ακολουθείτε αυτές τις βασικές προφυλάξεις:

1. ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Να χρησιμοποιείτε το Wave Roller όπως περιγράφεται σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών Wave Roller. Μην κάνετε άλλη συντήρηση πέρα από αυτή που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Wave Roller ή συνιστάται από τη Therabody.

2. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ. Το Wave Roller και ο μετασχηματιστής δεν προορίζονται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση από υπεύθυνο άτομο. Μην επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το Wave Roller ως παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά. Πρέπει να προσέχετε ώστε τα παιδιά να μην παίζουν με το Wave

Roller ή τον μετασχηματιστή του.

3. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ. Να φορτίζετε το Wave Roller μόνο με τον μετασχηματιστή Wave Roller. Οι άλλοι μετασχηματιστές μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ζημία. Μη συνδέετε τον φορτιστή Wave Roller σε τροφοδοτικό βύσμα ή σε αναπτήρα αυτοκινήτου. Η εσωτερική μπαταρία θα υποστεί ζημία ή θα καταστραφεί.

4. ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ. Το Wave Roller πρέπει να φορτίζεται σε εσωτερικό χώρο σε καλά αεριζόμενο και ξηρό μέρος. Μη φορτίζετε το Wave Roller σε εξωτερικό χώρο, σε μπάνιο, ή σε απόσταση 3,1 μέτρων από μπανιέρα ή πισίνα. Μη χρησιμοποιείτε το Wave Roller ή τον μετασχηματιστή σε υγρές επιφάνειες και μην εκθέτετε τον μετασχηματιστή σε υγρασία, βροχή ή χιόνι. Μη χρησιμοποιείτε το Wave Roller ή τον μετασχηματιστή όταν υπάρχουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες (αναθυμιάσεις αερίων, σκόνη, ή εύφλεκτα υλικά). Ενδέχεται να δημιουργηθούν σπινθές, πιθανώς προκαλώντας φωτιά.

5. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ μετασχηματιστή. Βγάλτε την πρίζα, όχι το καλώδιο, για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημίας στο βύσμα και το καλώδιο. Μη μεταφέρετε ποτέ τον μετασχηματιστή από το καλώδιο. Προστατέψτε το καλώδιο από τη θερμότητα, τα λάδια και τις αιχμηρές γωνίες. Μην κάνετε χρήση ή φόρτιση με φθαρμένο καλώδιο. Μην τεντώνετε το καλώδιο του μετασχηματιστή ούτε να του ασκείτε πίεση. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες. Μη χειρίζεστε τον μετασχηματιστή, όπως και τα βύσματα και το Wave Roller, με βρεγμένα χέρια. Φορτίστε μόνο με μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ΕΑ1046SAR ή με Theragun Multi-Device Wireless Charger.

6. ΦΡΟΝΤΙΔΑ μετασχηματιστή. Αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή όταν δεν είναι σε χρήση. Αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή από το βύσμα όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του μετασχηματιστή είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να πατηθεί, να διπλωθεί ή να υποστεί φθορά ή ζημία. Να γίνεται άμεση αντικατάσταση ενός μετασχηματιστή που υπέστη φθορά.

7. ΝΑ ΜΗ ΠΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ. Μην αφήνετε το Wave Roller συνδεδεμένο με τον μετασχηματιστή για περισσότερο από μία ώρα αφού έχει φορτιστεί πλήρως το Wave Roller. Το Wave Roller διαθέτει ένα σύστημα προστασίας για την αποφυγή κινδύνου υπερφόρτισης. Ωστόσο, η υπερφόρτιση του Wave Roller ενδέχεται να μειώσει τον χρόνο λειτουργίας του.

8. ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ Wave Roller. Η εσωτερική μπαταρία μπορεί να εκραγεί, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημία. Όταν καίγεται η μπαταρία δημιουργούνται τοξικά αέρια και υλικά.

9. ΜΗ ΣΥΝΘΛΙΒΕΤΕ, ΜΗ ΡΙΧΝΕΤΕ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΟΝ μετασχηματιστή Wave Roller. Μη χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή που έχει χτυπηθεί, πέσει κάτω, ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία.

10. ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ. Ποτέ μην αφήνετε την εσωτερική μπαταρία να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα. Αν υπάρχει διαρροή χημικών από μία φθαρμένη μπαταρία, χρησιμοποιείτε πλαστικά ή γάντια νεοπρενίου για να την πιεάξετε. Αν το δέρμα εκτεθεί σε υγρά μπαταρίας, πλύνετε με σαπούνι και νερό και κατόπιν ξεβγάλτε με ζυδί. Αν τα μάτια εκτεθούν σε χημικά μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό για 20 λεπτά και αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Αφαιρέστε και πετάξτε τα μολυσμένα ρούχα.

11. ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙ. Μπορεί να προκληθεί υπερβολική θερμότητα με συνέπειες όπως φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό στους ανθρώπους.

12. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ Wave Roller ΚΑΙ ΤΟΥ μετασχηματιστή. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος. Μην αποθηκεύετε το Wave Roller σε μέρος όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C/104°F όπως σε άμεσο ηλιακό φως, σε όχημα, ή σε μεταλλικό κτήριο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

13. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ. Οι εσωτερικές μπαταρίες ιόντων λιθίου Theragun για το Wave Roller είναι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον από άλλου τύπου μπαταρίες (π.χ. νικελίου-καδμίου). Πάντα να απορρίπτετε το Wave Roller σύμφωνα με τους κρατικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς. Επικοινωνήστε με μία εταιρεία ανακύκλωσης στην περιοχή σας για τις τοποθεσίες ανακύκλωσης. Ακόμα και οι εκφορτισμένες μπαταρίες διαθέτουν ενέργεια. Πριν την απόρριψη, χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία για να καλύψετε τον υποδοχέα 12V του Wave Roller, για την πρόληψη βραχυκυκλώματος που μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη.

14. ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ. Η αποσυναρμολόγηση ή λανθασμένη επανασυναρμολόγηση ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή έκθεσης σε χημικά μπαταρίας. Η εγγύηση δεν θα ισχύει αν το Wave Roller ή ο μετασχηματιστής έχουν αποσυναρμολογηθεί ή αν έχουν αφαιρεθεί κάποια μέρη.

15. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Αν το Wave Roller ή ο μετασχηματιστής δεν λειτουργούν σωστά, έχουν χτυπηθεί ή έχουν πέσει κάτω, έχουν φθαρεί, πέσει σε νερό ή έμειναν σε

εξωτερικό χώρο, μην το χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με τη Therabody στο info@therabody.com για επισκευή ή συντήρηση. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το Wave Roller γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.

16. ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ, ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ Ή ΣΕ ΝΙΠΤΗΡΑ. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το Wave Roller κάπου που μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί σε μπανιέρα ή νιπτήρα. Μη βάζετε νερό ή άλλο υγρό. Μην έρχεστε σε επαφή με συσκευή που έχει πέσει σε νερό. Αποσυνδέστε την αμέσως.

17. ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ. Το Wave Roller διαθέτει έναν αυτόματο θερμικό περιοριστή επαναφοράς που κλείνει το Wave Roller για να μην προκληθεί υπερθέρμανση και φωτιά.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, δεδομένου ότι τους έχουν δοθεί ή επιβλέψη ή οι οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Wave Roller χρησιμοποιείται μόνο με την μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μόνο με μετασχηματιστή Wave Roller EA1046SAR, 45W.  Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Therabody. Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Για όλες τις πληροφορίες της εγγύησης, επισκεφτείτε το www.therabody.com/warranty. Για να λάβετε ένα γραπτό αντίτυπο της εγγύησης μέσω αλληλογραφίας, μπορείτε να το ζητήσετε μέσω Email σε αυτήν την διεύθυνση: Therabody - Warranty Attn: Customer Service 3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140 Los Angeles, CA 90006 Σημειώστε, αυτή η διεύθυνση δεν ανήκει σε κατάστημα ή αντιπροσωπία. Καμία επιστροφή προϊόντος ή αλληλογραφία δεν θα γίνει δεκτή σε αυτήν την τοποθεσία.

NORWEGIAN ADVARSLER

Wave Roller™ (bølgerulle) er ment for kommersielt eller privat bruk. Vi har fokus på å gjøre bølgerullen så trygg som mulig. Dette er et avansert mekanisk verktøy med elektriske komponenter. Hvis bølgerullen og tilbehøret ikke brukes eller vedlikeholdes i tilstrekkelig grad kan det skape risiko for brann, strømsjokk eller skade. Ikke sett fingeren eller gjenstander nær metallstampelet over festet mens bølgerullen er i bruk eller umiddelbart etter bruk. Metallstampelet kan bli ekstremt varmt. Ikke bruk andre fester enn de som levert av Therabody og kun som instruert av Therabody. Ikke bruk bølgerullen på hodet eller i nærheten av kjønnsorganene. Gravide må ikke bruke bølgerullen over midjehøyde. Ikke få hår fanget i noen bevegelige deler av bølgerullen. Ikke bruk bølgerullen over adamseplet eller C4. Pass på at bølgerullen ikke blir våt. Bølgerullen skal kun rengjøres med en magic eraser eller med en fuktig klut. Ikke blokker luftehullene på motoren. Prøv aldri å demontere bølgerullen. Ikke oppbevar bølgerullen ved temperaturer over 40 °C / 104 °F. Lad bølgerullen bare når omgivelsestemperaturen er mellom 0 °C / 32 °F og 4 °C / 104°F. Ikke utsett bølgerullen eller adapteren for vann. For langvarig lagring bør batteriet til bølgerullen lades helt opp. Dette produktet er ikke ment å diagnostisere, behandle eller forebygge sykdommer. LES ALLE BRUKSANVISNINGER OG ADVARSLER I DENNE HÅNDBOKEN, PÅ ADAPTEREN, PÅ BATTERIET OG PÅ BØLGERULLEN FØR BRUK ELLER LADING AV BØLGERULLEN. Følg alltid disse forholdsreglene under bruken av bølgerullen:

1. BRUK KUN SOM ANVIST. Bølgerullen skal brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke utfør vedlikehold annet enn det som er vist i bruksanvisningen

for bølgerullen eller som anbefalt av Therabody.

2. IKKE FOR BARN. Bølgerullen og adapteren er ikke ment for bruk av yngre barn eller personer med redusert fysisk, sensorisk eller resonneringsevne, eller har manglende erfaring og kunnskap, med mindre under tilstrekkelig tilsyn eller etter opplæring av en ansvarlig person. Bølgerullen skal ikke brukes som leketøy. Det er nødvendig med strengt tilsyn ved bruk av eller i nærheten av barn. Barn må ha tilsyn for å påse at de ikke leker med bølgerullen eller adapteren.

3. REDUSERE FAREN FOR PERSONSKADER. Bølgerullen skal bare lades opp med Therabody bølgerulleadapter. Andre adaptere kan forårsake personskaade eller skade. Ikke koble bølgerullen til en annen strømforsyning eller en sigaretttenner i bil. Batteriet på innsiden vil bli deaktivert eller permanent skadet.

4. LADESTASJONER. Bølgerullen bør lades innendørs i godt ventilerte og tørre omgivelser. Ikke lad bølgerullen utendørs, på badeværelser eller innen 3,1 meter (10 fot) fra et badekar eller svømmebasseng. Ikke bruk bølgerullen eller adapteren på våte underlag og påse at adapteren ikke utsettes for fukt, regn eller snø. Ikke bruk bølgerullen eller adapteren i nærheten av eksplosjonsfarlige stoffer (gasser, støv eller brennbare materialer). Gnister kan genereres og eventuelt forårsake brann.

5. FRAKOBLING av adapteren. Trekk ut støpselet og ikke i selve ledningen for å redusere risiko for skade på støpsel og ledning. Bær aldri adapteren etter ledningen. Hold ledningen fra varme, olje og skarpe kanter. Ikke bruk eller lad opp med en skadet ledning. Ikke strekk ladeledningen eller plasser ledningen under belastning. Hold ledningen unna oppvarmede overflater. Ikke berør adapteren eller adapterterminaler eller bølgerullen med våte hender. Lad kun opp med AC-adapter: IEA1046SAR eller med Theragun Multi-Device Wireless Charger.

6. STELL av adapteren Koble fra adapteren når den ikke er i bruk. Koble adapteren fra stikkkontakten når den ikke er i bruk i lengre perioder. Påse at ladeledningen er plassert slik at den ikke trækkes på, snubles i eller på annen måte kan forårsake skade eller stress. Skift ut en skadet adapter umiddelbart.

7. UNNGÅ OVERLADING. Ikke la bølgerullen kobles til adapteren i mer enn en time etter at bølgerullen er fulladet. Bølgerullen har et beskyttelsessystem for å unngå at den overlades. Overlading av bølgerullen kan redusere levetiden over tid.

8. IKKE BRENN ELLER TENN PÅ bølgerullen. Batteriet på innsiden kan eksplodere og forårsake personskaade eller skade på utstyr. Giftige gasser og materialer dannes ved burning av batteriet.

9. IKKE KNUS, SLIPP ELLER SKAD bølgerullens adapter. Ikke bruk en adapter som har fått et skarpt slag, blitt sluppet, kjørt over eller skadet på noen måte.

10. BATTERIKJEMIKALIER FORÅRSAKER ALVORLIGE BRANNSKADER. La aldri det interne batteriet komme i kontakt med hud, øyne eller munn. Hvis et skadet batteri lekker kjemikalier, bruk gummi- eller neoprenhandsker for fjerning. Hvis huden utsettes for batterivæsker, vask med såpe og vann og skyll deretter med eddik. Hvis øynene utsettes for batterikjemikalier, skyll straks med vann i 20 minutter og søk legehjelp. Fjern og kast forurensede klær.

11. MÅ IKKE BRUKES UNDER TEPPE OG PUTE. Overdreven oppvarming kan forekomme og forårsake brann, elektrisk støt eller personskaader.

12. OPPBEVARING av bølgerull OG adapter. Oppbevares på et kjølig og tørt sted. Ikke oppbevar bølgerullen der temperaturen kan overskride 40 °C / 104 °F, f.eks. i direkte sollys, i et kjøretøy eller i en metallbygning om sommeren.

13. AVHENDING AV BATTERIER. De interne Theragun litium-batteriene for bølgerullen er mer miljøvennlige enn noen andre typer batterier (f.eks. nikkel-kadmium). Avhend alltid bølgerullen i henhold til offentlige, regionale og lokale forskrifter. Ta kontakt med et gjenvinningsbyrå i området for resirkulering. Selv utladete batterier inneholder litt energi. Før du kaster, bruk elektrisk tape for å dekke bølgerullens 12V-kobling for å hindre at batteriet kortsletter, noe som kan føre til brann eller eksplosjon.

14. MÅ IKKE DEMONTERES. Demontering eller feil montering kan medføre fare for elektrisk støt, brann eller utsettelse for batterikjemikalier. Garantien vil bli annullert dersom bølgerullen eller adapteren er demontert eller hvis noen deler er fjernet.

15. SERVICE. Hvis bølgerullen eller adapteren ikke fungerer skikkelig, har fått et skarpt slag, har blitt mistet i bakken, skadet, lagt igjen utendørs, eller sluppet i vann, ikke bruk den og kontakt Therabody ved å sende info@therabody.com for reparasjon eller service. Ikke forsøk å reparere eller demontere Therabody bølgerulle, da dette kan medføre elektrisk støt eller brann.

16. MÅ IKKE BRUKES UNDER BADING ELLER I DUSJEN, BADEKARET ELLER VASKEN. Ikke plasser eller oppbevar bølgerullen der den kan falle ned eller havne

i et badekar eller en vask. Ikke plasser inn eller slipp i vann eller annen væske. Ikke prøv å nå et apparat som har falt ned i vann. Koble fra umiddelbart.
17. TERMISK BEGRENSER. Bølgerullen bruker en automatisk tilbakestilt termisk begrenser som stenger av bølgerullen for å hindre overoppheting og brann.

Denne enheten kan brukes av barn over 8 år og personer med redusert fysisk, sensorisk og mental evne, eller med manglende erfaring og kunnskap, under oppsyn – eller hvis nødvendig opplæring gis slik at den brukes på en trygg måte. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Wave Roller skal bare lades med medfølgende strømadapter. Godkjente ladere er Wave Roller adapter EA1046SAR, 45W. 

Denne enheten bruker batterier som bare kan byttes av autorisert Therabody-personell.

Denne enheten bruker batterier som ikke kan byttes

BEGRENSET GARANTI

For full garanti-informasjon, besøk www.therabody.com/warranty. Ønsker du en kopi av garantien på mail, send en forespørsel til følgende adresse: Therabody – Warranty Attn: Customer Service 3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140 Los Angeles, CA 90006. Merk at dette ikke er en returadresse eller et utsalgsted. Ingen produkter eller pakker vil bli tatt imot på denne lokasjonen.

SERBIAN UPOZORENJA

Wave Roller™ je namenjen za komercijalnu ili kućnu upotrebu. Nastojimo da Wave Roller učinimo što je moguće bezbednijim. To je jedan napredni mehanički uređaj s električnim komponentama. Ako se Wave Roller i njegovi dodaci ne koriste ili ne održavaju pravilno, postoji rizik od požara, strujnog udara ili povrede. Nemojte stavljati prst niti bilo kakav objekat blizu metalnog klipa iznad dodatka dok je Wave Roller u upotrebi ili odmah nakon upotrebe. Metalni klip može jako da se ugreje. Nemojte koristiti nikakve dodatke osim dodatka koje obezbeđuje kompanija Therabody i koristite ih samo prema priloženim uputstvima. Nemojte stavljati Wave Roller na glavu ili blizu genitalija. Nemojte koristiti Wave Roller iznad struka tokom trudnoće. Ne dozvolite da Vam se kosa uplete u bilo koji pokretni deo Wave Roller uređaja. Nemojte koristiti Wave Roller iznad Adamove jabučice ili četvrtog kičmenog pršljena. Nemojte kvasiti Wave Roller. Wave Roller čistite samo magičnim brisačem ili blago navlaženim peškirom. Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju motora. Nikada nemojte pokušavati da rastavite Wave Roller. Nikada nemojte držati Wave Roller na temperaturi iznad 40°C (104°F). Wave Roller puniti samo kada je sobna temperatura između 0 i 40°C (32 i 104°F). Nemojte nikada izlagati Wave Roller ili njegov adapter dejstvu vode. Wave Roller treba potpuno napuniti ukoliko hoćete dugoročno da ga odložite. Ovaj proizvod nije namenjen dijagnostikovanju, lečenju ili sprečavanju bilo kog oboljenja. PRE KORIŠĆENJA ILI PUNJENJA Wave Roller-a, PROČITAJTE SVA UPUTSTVA I OZNAKE MERA OPREZA U OVOM PRIRUČNIKU, NA PUNJAČU I NA Wave Roller-u. Kada koristite Wave Roller, sve ove mere predostrožnosti morate uvek poštovati, što obuhvata i sledeće:

1. KORISTITE SAMO PREMA UPUTSTVU. Koristite Wave Roller kako je opisano u uputstvu za Wave Roller. Nemojte ga održavati osim kako je prikazano u uputstvu za Wave Roller ili poštujući savete kompanije Therabody.
2. NIJE NAMENJENO DECI. Wave Roller i adapter nisu namenjeni da ih koriste deca ili osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili umnim sposobnostima ili

nedostatkom iskustva i znanja, izuzev ukoliko su pod nadzorom odgovornog lica ili postupaju prema njegovim uputstvima. Nemojte dozvoliti da se Wave Roller koristi kao igračka. Pojačan oprez je neophodan kada se on koristi od strane ili u blizini dece. Treba paziti da se deca ne igraju Wave Roller-om ili adapterom.

3. **SMANJENJE RIZIKA OD POVREDE.** Za punjenje Wave Roller uređaja, koristite samo originalni adapter za Wave Roller. Drugi adapteri mogu da prouzrokuju telesnu povredu ili štetu. Nemojte priključivati Wave Roller na drugi izvor električne energije ili na upaljač za cigarete u kolima. Unutrašnja baterija će biti trajno onesposobljena ili oštećena.

4. **MESTA ZA PUNJENJE.** Wave Roller treba puniti samo u zatvorenom prostoru, na dobro provetrenom, suvom mestu. Nemojte puniti Wave Roller na otvorenom, u kupatilu ili u krugu od 3 metra (10 stopa) od kade ili bazena. Nemojte koristiti Wave Roller ili adapter na mokrim površinama i nemojte izlagati punjač vlazi, kiši ili snegu. Nemojte koristiti Wave Roller ili adapter u eksplozivnoj atmosferi (gasna isparenja, prašina ili zapaljivi materijali). Može doći do varničenja što može dovesti do požara.

5. **ISKLUČIVANJE adaptera.** Izvucite utičnicu, a ne kabel, kako biste smanjili rizik od oštećenja električnog utikača i kabela. Nikada nemojte vući adapter za kabel. Čuvajte kabel od vrućine, ulja i oštih ivica. Nemojte koristiti niti puniti s oštećenim kablom. Nemojte rastezati kabel adaptera niti ga izlagati naporu. Držite kabel dalje od zagrejanih površina. Nemojte rukovati adapterom, uključujući i terminale za adapter, ili Wave Roller uređajem, dok su Vam ruke mokre. Napunite bateriju koristeći isključivo AC adapter: EA1046SAR ili Theragun Multi-Device Wireless Charger.

6. **NEGA adaptera.** Isključite adapter iz utičnice kada nije u upotrebi. Isključite adapter iz utičnice ako se neće koristiti duži period. Pobrinite se da se kabel adaptera nalazi na mestu na kome ga nećete nagaziti niti zapeti za njega ili ga na drugi način izložiti oštećenju ili pritisku. Oštećeni adapter odmah zamenite.

7. **NEMOJTE PREPUNJAVATI.** Nemojte ostavljati Wave Roller priključen na adapter duže od sat vremena nakon što je potpuno napunjen. Wave Roller ima sistem zaštite radi izbegavanja rizika od prepunjenosti. Međutim, prepunjavanje Wave Roller uređaja može da smanji njegov radni vek.

8. **NEMOJTE PALITI ILI SPALJIVATI** Wave Roller. Unutrašnja baterija može da eksploodira, što može da dovede do telesne povrede ili štete. Kada se zapali baterija stvaraju se otrovna isparenja i materije.

9. **NEMOJTE LOMITI, BACATI ILI OŠTETITI** adapter za Wave Roller. Nemojte koristiti adapter koji je udaren ostrim predmetom, koji je ispušten, pregažen ili na bilo koji način oštećen.

10. **HEMIKALIJE IZ BATERIJE IZAZIVAJU OZBILJNE OPEKOTINE.** Nikada nemojte dozvoliti da unutrašnja baterija dospe u kontakt s kožom, očima ili ustima. Ako iz oštećene baterije cure hemikalije, koristite gumene ili rukavice od neoprena da biste je uklonili. Ako koža bude izložena tečnostima iz baterije, operite je sapunom i vodom, a potom isperite sircetom. Ako oči budu izložene hemikalijama iz baterije, odmah ih ispirajte vodom u trajanju od 20 minuta i potražite medicinsku pomoć. Skinite i bacite zatrovanu odeću.

11. **NEMOJTE UKLJUČIVATI UREĐAJ ISPOD ČEBETA ILI JASTUKA.** Može da dođe do preteranog zagrevanja što može dovesti do požara, strujnog udara ili telesnih povreda.

12. **ČUVANJE Wave Roller UREĐAJA I adaptera.** Čuvajte ih na hladnom i suvom mestu. Nemojte čuvati Wave Roller na mestima na kojima temperatura može da pređe 40°C (104°F), kao što su mesta izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, u automobilu ili metalnom objektu tokom leta.

13. **ODLAGANJE BATERIJA.** Unutrašnje Theragun litijum-jonske baterije za Wave Roller su bolje po životnu sredinu nego neke druge vrste baterija (npr. nikl-kadmijumske). Uvek odlažite Wave Roller uređaj u skladu s vladinim, regionalnim i lokalnim propisima. Obratite se agenciji za recikliranje u Vašoj oblasti da biste saznali više o lokacijama o recikliranje. Čak i ispražnjene baterije sadrže neku energiju. Pre odlaganja, izolir-trakom oblepite 12-voltni konektor za Wave Roller kako ne bi došlo do kratkog spoja na bateriji koji bi mogao da izazove požar ili eksploziju.

14. **NEMOJTE RASTAVLJATI.** Rastavljanje ili pogrešno sastavljanje može dovesti do rizika od strujnog udara, požara ili izlaganja hemikalijama iz baterije. Garancija će biti poništena ukoliko Wave Roller ili adapter budu rastavljani ili bude uklonjen bilo koji deo.

15. **SERVIS.** Ukoliko Wave Roller uređaj ili adapter ne budu radili pravilno, budu udareni ostrim predmetom, ispušteni, oštećeni, ostavljeni napolju ili ispušteni u vodu,

nemojte ih koristiti i obratite se kompaniji Therabody putem e-pošte na adresu info@therabody.com radi popravke ili servisa. Nemojte pokušavati da popravite ili rastavite Wave Roller jer to može dovesti do strujnog udara ili požara.

16. NEMOJTE KORISTITI DOK SE KUPATE ILI POD TUŠEM, U KADI ILI LAVABOU. Nemojte stavljati ili čuvati Wave Roller na mestu s kog može pasti ili biti gurnut u kadu ili lavabo. Nemojte ga stavljati ili bacati u vodu ili drugu tečnost. Nemojte dohvatati uređaj koji je pao u vodu. Odmah ga iskopčajte.

17. TERMO-PREKIDAČ. Wave Roller ima termo-prekidač koji se automatski vraća na prvobitno stanje i koji isključuje Wave Roller da se ne bi pregrijao i izazvao požar.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina pa na više, i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva za korišćenje uređaja na siguran način i ukoliko razumeju opasnosti pri nepravilnom korišćenju. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.

Uređaji Wave Roller se smeju puniti samo sa punjačem koji je isporučen sa uređajem. Koristiti isključivo sa Wave Roller punjač EA1046SAR, 45W. 

Ovaj uređaj sadrži baterije koje se mogu menjati isključivo od strane ovlašćenog osoblja kompanije Therabody.

Ovaj uređaj sadrži baterije koje nisu zamenljive.

OGRAĐENA GARANCIJA

Za potpune informacije o garanciji, molim Vas posetite sajt www.therabody.com/warranty. Kako biste dobili kopiju garancije putem pošte, možete poslati zahtev na sledeću adresu: Therabody - Warranty Attn: Customer Service 3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140 Los Angeles, CA 90006. Skrećemo Vam pažnju da ovo nije adresa za povraćaj niti maloprodajna lokacija. Proizvodi i pošiljke poslate na ovu adresu neće biti prihvaćene.

SWEDISH VARNINGAR

Wave Roller™ är avsedd för kommersiellt bruk eller hemmabruk. Vi eftersträvar att Wave Roller skall vara en så säker produkt som möjligt. Det är en avancerad mekanisk apparat med elektriska komponenter. Om Wave Roller eller tillhörande delar inte används eller sköts på rätt sätt finns risk för brand, elstötar eller personskador. Håll inga fingrar eller föremål intill metallkollen ovanför infästningen under eller direkt efter användning av Wave Roller. Metallkollen kan bli mycket varm. Använd inga andra tillbehör än de som levereras av Therabody och följ medföljande anvisningar från Therabody. Använd inte Wave Roller på huvudet eller nära könsorgan. Använd inte Wave Roller över midjan under graviditet. Låt inte hår fångas in av rörliga delar på Wave Roller. Använd inte Wave Roller över struphuvudet eller halskotan. Utsätt inte Wave Roller för fukt eller väta. Rengör Wave Roller endast med mikroduk eller lätt fuktad handduk. Täck inte över motorns ventilationsöppningar. Gör inga försök att ta isär Wave Roller. Förvara inte Wave Roller vid temperaturer över 40 °C. Ladda endast Wave Roller vid omgivningstemperatur 0–40 °C. Utsätt aldrig Wave Roller eller laddaren för vatten. Wave Roller bör vara fullt laddad vid längre tids förvaring. Produkten är inte avsedd för att ställa diagnos, behandla eller förebygga sjukdomar. FÖRE ANVÄNDNING ELLER UPPLADDNING AV WAVE ROLLER - LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGSSYMBOLER I BRUKSANVISNINGEN, PÅ LADDAREN OCH PÅ APPARATEN. Vid användning av Wave Roller skall alltid grundläggande försiktighet iakttas, till exempel:

1. ANVÄND ENDAST ENLIGT ANVISNINGARNA. Använd Wave Roller enligt beskrivningar i dessa bruksanvisningar till Wave Roller. Utför inget underhåll utöver

det som beskrivs i bruksanvisningarna till Wave Roller eller som anvisas av Therabody.

2. **LÅT INTE BARN ANVÄNDA APPARATEN.** Wave Roller-apparaten och laddaren är inte avsedda för att användas av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller kommunikativ förmåga eller utan erfarenhet och kännedom utan att ha fått tillräckliga anvisningar eller överinseende av en vuxen person. Låt inte Wave Roller användas som leksak. Särskild uppmärksamhet krävs vid användning av eller i närheten av barn. Barn skall vara under uppsikt och inte tillåtas att leka med Wave Roller eller laddaren.

3. **MINSKA RISKEN FÖR SKADOR.** Ladda endast Wave Roller med laddaren till Wave Roller. Andra laddare kan orsaka personskador eller materiella skador. Koppla inte in Wave Roller till en annan typ av eluttag eller cigarettändaruttag i bil. Det inbyggda batteriet kommer att skadas permanent.

4. **LADDA PÅ SÄKER PLATS.** Wave Roller skall laddas inomhus på en väl ventilerad och torr plats. Ladda inte Wave Roller utomhus, i badrum eller närmare badkar eller pool än 3 m. Använd inte Wave Roller eller laddaren på våta ytor och utsätt inte laddaren för fukt, regn eller snö. Använd inte Wave Roller eller laddaren i explosiva miljöer (gas, rök, damm eller brandfarliga material). Gnistor kan uppstå och medföra risk för brand.

5. **KOPPLA UR LADDAREN.** Dra i kontakten, inte i sladden, för att undvika risk för skador på strömkontakt och kabel. Bär aldrig laddaren hängande i sladden. Utsätt inte sladden för värme, olja eller skarpa kanter. Använd inte laddaren om sladden är skadad. Undvik att dra i laddarens sladd eller att låta den sträckas på annat sätt. Håll sladden på avstånd från heta ytor. Hantera inte laddaren, inklusive laddningskontakterna, eller Wave Roller med våta händer. Ladda endast med växelströmsladdare: EA1046SAR eller Theragun Multi-Device Wireless Charger.

6. **SKÖTSEL av laddaren.** Koppla ur laddaren när den inte används. Låt inte laddarens strömsladd sitta i ett eluttag om den inte ska användas under en längre tid. Kontrollera att laddarens sladd inte är placerad så att någon kan stiga eller snubbla på den, eller att den på annat sätt skadas eller sträcks. Byt omgående ut en skadad laddare.

7. **UNDVIK ÖVERLADDNING.** Lämna inte Wave Roller ansluten till laddaren i mer än 1 timme efter att Wave Roller har laddats upp helt. Batteriet har en skyddsfunktion avsedd för att undvika överladdning. Överladdning av Wave Roller kan påverka apparatens livslängd.

8. **Wave Roller FÅR INTE BRÄNNAS.** Det inbyggda batteriet kan explodera och orsaka person- eller produktskador. Giftiga gaser och ämnen avgas om batteriet bränns.

9. **KROSSA, TAPPA ELLER FÖRSTÖR INTE** Wave Roller-laddaren. Använd inte en laddare som har utsatts för hårda stötar, tappats, blivit överkörd eller demolerats på annat sätt.

10. **BATTERIETS KEMIKAlier ORSAKAR ALLVARLIGA FRÄTSKADOR.** Låt aldrig det inbyggda batteriet komma i kontakt med hud, ögon eller mun. Om ett skadat batteri läcker kemikalier skall gummi- eller neoprenhandskar användas vid kassering. Om huden utsatts för batterikemikalier, tvätta med tvål och vatten och skölj med åttika. Om ögon utsätts för batterikemikalier – skölj omgående med vatten i 20 minuter och kontakta läkare. Ta av och kassera förorenad klädsel.

11. **ANVÄND INTE UNDER FILT OCH KUDDE.** För stor uppvärmning kan uppstå och orsaka brand, elstötar eller personskador.

12. **FÖRVARING av Wave Roller OCH laddaren.** Förvara på en sval och torr plats. Förvara inte Wave Roller på plats där temperaturen kan överstiga 40 °C, exempelvis i direkt solljus, i en bil eller i en varm byggnad på sommaren.

13. **KASSERING AV BATTERIER.** Inbyggda litium/ion-batterier i Wave Roller är mer miljövänliga än vissa andra batterier (t.ex. nickel/kadmium-batterier). Kassera Wave Roller enligt nationella och lokala bestämmelser. Fråga avfallstjänsten på din ort var närmsta återvinningsstation finns. Även urladdade batterier innehåller energi. Täck före kassering 12 V-kontakten på Wave Roller med eltejp för att undvika kortslutning, vilket kan orsaka brand eller explosion.

14. **MONTERA INTE ISÅR.** Demontering eller felaktig återmontering kan medföra risk för elektriska stötar, brand eller exponering för batterikemikalier. Garantin förverkas om Wave Roller eller laddaren monteras isår eller delar tas bort.

15. **SERVICE.** Om Wave Roller eller laddaren inte fungerar riktigt, har utsatts för hårda stötar, tappats, demolerats, lämnats utomhus eller hamnat i vatten får den inte användas. Kontakta Therabody via e-post till info@therabody.com angående service eller reparation. Gör inga försök att reparera eller demontera Wave Roller,

vilket skulle kunna orsaka elstötar eller brand.

16. ANVÄND INTE I BAD, DUSCH ELLER VASK. Placera eller förvara inte Wave Roller på ställe där den kan falla eller dras ner i badkar eller vask. Placera eller tappa den inte i vatten eller annan vätska. Gör inga försök att ta upp en apparat som har fallit i vatten. Dra ur strömkontakten omgående.

17. TEMPERATURSÄKRING. Wave Roller har en temperatursäkring som stänger av enheten för att undvika överhettning och brand, och återställs automatiskt.

Den här enheten kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner om användning av enheten på ett säkert sätt och förstår de faror som är inblandade. Barn får inte leka med enheten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Wave Roller får endast användas med den strömförsörjningsenhet som medföljer enheten. Använd endast med Wave Roller-adapter EA1046SAR, 45W. 

Enheten innehåller batterier som endast kan bytas ut av Therabody-auktoriserad personal.

Enheten innehåller batterier som inte kan bytas ut.

BEGRÄNSAD GARANTI

För fullständig garantiinformation, besök www.therabody.com/warranty. För att begära en fysisk kopia av garantin via post, skicka en begäran till följande adress: Therabody - Warranty Attn: Customer Service 3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140 Los Angeles, CA 90006. Observera att detta inte är en returadress eller en fysisk retail plats. Inga produkter eller paket accepteras på den här platsen.

TURKISH UYARILAR

Wave Roller™ ticari veya evde kullanıma yöneliktir. Wave Roller'ı mümkün olduğu kadar güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu, elektrikli bileşenleri olan gelişmiş mekanik bir cihazdır. Wave Roller ve aksesuarları uygun şekilde kullanılmaz veya bakımı yapılmazsa, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riski vardır. Wave Roller kullanılırken veya kullandıktan hemen sonra parmağınızı veya başka nesneleri ek parça üzerindeki metal pistonun yakınına koymayın. Metal piston aşırı sıcak olabilir. Therabody tarafından tedarik edilen ve Therabody'nin tarif ettiğiinden farklı olarak ek parça kullanmayın. Wave Roller'ı başınızın üzerinde veya genital bölgelerinizin yakınında kullanmayın. Wave Roller'ı hamilelik sırasında belden yukarıda kullanmayın. Saçlarınızı Wave Roller'ın üzerindeki hareketli parçalara sıkıştırmayın. Wave Roller'ı Adem Elmanızı veya C4'ün üzerinde kullanmayın. Wave Roller'ı suyla temas ettirmeyin. Wave Roller'ı sadece özel silgiyle veya hafif nemli havluyla temizleyin. Motorun havalandırma deliklerini engellemeyin. Wave Roller'ı sökmeye çalışmayın. Wave Roller'ı 40 C/104 F üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin. Wave Roller'ı sadece ortam sıcaklığı 0°C/32°F ve 40°C/104°F arasındayken şarj edin. Wave Roller'ı veya adaptörü asla suyla temas ettirmeyin. Uzun süre saklamak için Wave Roller tam şarj edilmelidir. Bu ürün herhangi bir hastalığı teşhis etmeye, tedavi etmeye veya önlemeye yönelik değildir. Wave Roller'ı KULLANMADAN VEYA ŞARJ ETMEDEN ÖNCE, BU KİTAPÇIKTAKİ, ŞARJ CİHAZI ÜZERİNDEKİ VE Wave Roller ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI VE UYARI İŞARETLERİNİ OKUYUN. Wave Roller'ı kullanırken aşağıdakileri içeren temel önlemlere daima uyulmalıdır.

1. SADECE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANIN. Wave Roller'ı bu Wave Roller kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanın. Wave Roller Kullanma Kılavuzu'nda gösterilen veya Therabody'nin önerdiği bakımlar dışında bakım yapmayın.

2. ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİLDİR. Wave Roller ve adaptör, sorumlu bir kişinin gözetiminde veya talimatı olmadan, küçük çocukların veya fiziksel, duyuşal veya

muhakeme becerileri kısıtlanmış ya da yeterli deneyimi veya bilgisi olmayan kişilerin kullanımına uygun değildir. Wave Roller'in oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanılırken dikkat edilmesi gerekir. Çocuklar, Wave Roller veya adaptör ile oynamadıklarından emin olmak için gözetilmelidir.

3. YARALANMA RİSKİNİ AZALTMA. Wave Roller'ı yalnızca Wave Roller adaptörü ile kullanın. Diğer adaptörler kişisel yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Wave Roller'ı farklı bir elektrik prizine veya araç sigara çıkmağına takmayın. Dahili pil kalıcı olarak devre dışı kalır veya hasar görür.

4. ŞARJ ETME YERLERİ. Wave Roller kapalı, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde şarj edilmelidir. Wave Roller'ı dış mekânda, banyoda veya küvetin veya havuzun 10 ft (3,1 metre) yakınında şarj etmeyin. Wave Roller'ı veya adaptörü ıslak yüzeylerde kullanmayın ve adaptörü neme, yağmura veya kara maruz bırakmayın. Wave Roller'ı veya adaptörü patlayıcıların bulunduğu ortamlarda (gaz dumanı, toz veya alev alabilen malzemeler) şarj etmeyin. Kivılcım çıkabilir ve yangına neden olabilir.

5. ADAPTÖRÜ PRİZDEN ÇEKME. Elektrik fişinde veya kablusunda hasar oluşma riskini azaltmak için fişi çekin, kabloyu çekmeyin. Adaptörü asla kablосundan taşımayın. Kabloyu ısıdan, yağdan ve keskin kenarlardan uzak tutun. Hasarlı kabloyu kullanmayın veya hasarlı kabloyla şarj etmeyin. Adaptörün kablосunu esnetmeyin veya kabloyu germeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Adaptör terminali de dahil olmak üzere, adaptörü veya Wave Roller'ı ıslak ellerle tutmayın. Yalnızca AC Adaptörü ile şarj edin : EA1046SAR AC Adaptörü ile veya Theragun Multi-Device Wireless Charger ile şarj edin.

6. ADAPTÖR BAKIMI. Kullanmadığınız zaman adaptörü fişten çekin. Uzun zaman kullanmadığınız zaman adaptörü prizden çıkarın. Adaptör kablосunu üzerine basmaya, takılıp düşmeye neden olmayacağı veya başka türlü strese veya hasara maruz kalmayacağı bir yerde tutun. Hasar gören adaptörü derhal değiştirin.

7. AŞIRI ŞARJ ETMEYİN. Wave Roller tamamen şarj olduktan sonra Wave Roller'ı adaptöre bağlı olarak bir saatten fazla bırakmayın. Aşırı şarj riskini önlemek için Wave Roller'ın koruma sistemi bulunmaktadır. Ancak, Wave Roller'ı aşırı şarj etmek zaman içinde ömrünü kısaltabilir.

8. Wave Roller'ı YAKMAYIN. Dahili pil patlayabilir ve kişisel yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Pil yandığında zehirli dumanlar ve maddeler oluşur.

9. Wave Roller Adaptörünü ÇARPMAYIN, DÜŞÜRMEYİN VEYA HASARA UĞRATMAYIN. Keskin darbe almış, düşmüş, üzerinden geçilmiş veya herhangi bir şekilde hasarlı bir adaptörü kullanmayın.

10. PİL KİMYASALLARI CİDDİ YANIKLARA NEDEN OLUR. Dahili pilin ciltle, gözlerle veya ağızla temas etmesine izin vermeyin. Hasarlı pil akarsa, atmak için lastik veya kauçuk eldiven kullanın. Pil sıvısı cilde temas ederse, su ve sabunla yıkayın, sonra sirkeyle durulayın. Pil sıvısı gözlerle temas ederse, derhal 20 dakika boyunca suyla durulayın ve tıbbi yardım alın. Bulaşan giysileri çıkarın ve atın.

11. BATTANİYE VE YASTIK ALTINDA ÇALIŞTIRMAYIN. Aşırı ısınma olabilir ve yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

12. Wave Roller VE Adaptörü MUHAFAZA ETME. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Wave Roller'ı sıcaklıkların 40°C/104°F'nin üzerinde olabileceği, yazın doğrudan güneş ışığı, araç içi veya metal bina gibi yerlerde muhafaza etmeyin.

13. PİLLERİN İMHA EDİLMESİ. Wave Roller'ın dahili Theragun Lityum iyon pilleri diğer bazı pil türlerinden (örn. nikel, kadmiyum) daha çevre dostudur. Wave Roller'ı her zaman hükümet, eyalet veya yerel yetkililere uygun olarak imha edin. Geri dönüşüm yerleri için geri dönüşüm yetkilisi ile iletişime geçin. Boşalan pillerde de bir miktar enerji olabilir. İmha etmeden önce, pilin kısa devre yapıp yangına veya patlamaya yol açmasını önlemek için, Wave Roller'ın 12V konektörünü/terminalerini örtmek için elektrik bandı kullanın.

14. SÖKMEYİN. Sökmek veya yanlış monte etmek elektik çarpması, yangın veya pil kimyasallarına maruz kalma riskine neden olabilir. Wave Roller veya adaptör sökülürse veya herhangi bir parçası çıkarılırsa garanti geçersiz olacaktır.

15. SERVİS. Wave Roller veya adaptör düzgün çalışmıyorsa, ağır darbe almışsa, düşmüşse, hasarlanmışsa, açık havada bırakılmışsa, suya düşmüşse bunları kullanmayın ve tamir veya servis için info@therabody.com adresine e-posta göndererek Therabody ile iletişime geçin. Elektik çarpmasına veya yangına neden olabileceğinden, Wave Roller'ı tamir etmeye veya sökmeye çalışmayın.

16. BANYO YAPARKEN VEYA DUŞTA, KÜVETTE VEYA LAVABODA KULLANMAYIN. Wave Roller'ı düşebileceği veya küvete veya lavaboya düşebileceği bir

yerde tutmayın veya muhafaza etmeyin. Suya veya başka sıvılara koymayın veya düşürmeyin. Suya düşen cihaza uzanmayın. Derhal fişini çekin.
17. THERMAL SINIRLAYICI. Wave Roller'da aşırı ısınmayı ve yangını önlemek için Wave Roller'ı otomatik kapatan termal sınırlandırıcı bulunmaktadır.

Bu cihaz 8 yaş ve daha büyük yaşta çocuklar tarafından, ve fiziksel, duyuşal ve mental engeli olan ya da deneyim ve bilgi eksiği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli şekilde kullanılmasına dair ve potansiyel riskleri anlayacakları şekilde yönlendirilmeleri durumunda kullanılmalıdır. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım işlemleri gözetim altında olmadıklarında çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Wave Roller sadece cihaz ile birlikte sağlanan güç adaptörü ile kullanılmalıdır. Sadece Wave Roller güç adaptörü EA1046SAR, 45W ile kullanın. 

Bu cihaz sadece Therabody yetkili personeli tarafından değiştirilebilen bataryalara sahiptir.

Bu cihaz değiştirilemeyen bataryalara sahiptir.

SINIRLI GARANTİ

Tam garanti bilgisi için lütfen www.therabody.com/warranty adresini ziyaret edin. Garantinin bir kopyasını posta yoluyla almak istiyorsanız, takip eden adrese istek gönderebilirsiniz: Therabody - Warranty Attn: Customer Service 3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140 Los Angeles, CA 90006 Bu adres geri iade adresi veya satış merkezi değildir. Bu adrese gönderilen hiçbir ürün veya paket kabul edilmeyecektir.

PORTUGUESE ADVERTÊNCIAS

O Wave Roller™ destina-se a uso comercial ou doméstico. Empenhamo-nos para tornar o Wave Roller tão seguro quanto possível. Este é um dispositivo mecânico avançado com componentes elétricos. Se o Wave Roller e os seus acessórios não forem utilizados ou conservados adequadamente, existe risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos. Não coloque o dedo ou quaisquer objetos perto do pistão de metal por cima do acessório enquanto o Wave Roller estiver em utilização ou imediatamente após a utilização. O pistão de metal pode ficar extremamente quente. Não utilize outros acessórios além dos fornecidos pela Therabody e apenas conforme indicado pela Therabody. Não utilize o Wave Roller na cabeça ou perto dos seus órgãos genitais. Não utilize o Wave Roller acima da cintura durante a gravidez. Não deixe o cabelo ser apanhado por nenhuma parte móvel do Wave Roller. Não utilize o Wave Roller acima da sua maçã de Adão ou C4. Não molhe o Wave Roller. Limpe o Wave Roller apenas com um apagador mágico ou uma toalha ligeiramente humedecida. Não bloqueie as aberturas do motor. Nunca tente desmontar o Wave Roller. Nunca armazene o Wave Roller a temperaturas acima de 40 °C/104 °F. Apenas carregue o Wave Roller quando a temperatura ambiente estiver entre 0 °C/32 °F e 40 °C/104 °F. Nunca exponha o Wave Roller ou o seu adaptador à água. Para o armazenamento a longo prazo, o Wave Roller deve estar completamente carregado. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar ou prevenir quaisquer doenças. ANTES DE UTILIZAR OU CARREGAR O Wave Roller, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E E MARCAS DE PRECAUÇÃO NESTE MANUAL, NO ADAPTADOR E NO Wave Roller. Ao utilizar o Wave Roller, devem ser sempre seguidas precauções básicas incluindo:

1. UTILIZAR APENAS COMO INDICADO. Utilize o Wave Roller conforme descrito neste Manual de Instruções do Wave Roller. Não efetue qualquer manutenção além da que é apresentada no Manual de Instruções do Wave Roller ou aconselhada pela Therabody.
2. NÃO SE DESTINA A CRIANÇAS. O Wave Roller e o adaptador não se destinam a ser utilizados por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou de raciocínio reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instrução por uma pessoa responsável. Não permita que o

Wave Roller seja utilizado como um brinquedo. É necessária atenção especial ao ser utilizado por ou perto de crianças. As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar que não brincam com o Wave Roller ou o adaptador.

3. REDUZIR O RISCO DE LESÃO. Carregue o Wave Roller apenas com o adaptador Wave Roller. Outros adaptadores podem causar ferimentos ou danos. Não ligue o Wave Roller a uma ficha de alimentação elétrica diferente ou ao isqueiro do carro. A bateria interna ficará permanentemente desativada ou danificada.

4. LOCALIZAÇÕES DE CARREGAMENTO. O Wave Roller deve ser carregado num espaço fechado, seco e bem ventilado. Não carregue o Wave Roller no exterior, numa casa de banho ou num espaço de 3,1 metros de distância em relação a uma banheira ou a uma piscina. Não utilize o Wave Roller ou o adaptador sobre superfícies molhadas e não exponha o adaptador a humidade, chuva ou neve. Não utilize o Wave Roller ou o adaptador na presença de atmosferas explosivas (fumos gasosos, poeiras ou materiais inflamáveis). Podem ser geradas faíscas, possivelmente causando um incêndio.

5. DESLIGAR o adaptador. Puxe pela ficha, e não pelo cabo, para reduzir o risco de danificar o cabo ou a ficha elétrica. Nunca transporte o adaptador pegando-lhe pelo cabo. Mantenha o cabo longe de calor, óleo e arestas aguçadas. Não utilize ou realize o carregamento com um cabo danificado. Não estique o cabo do adaptador ou coloque o mesmo sob pressão. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas. Não manuseie o adaptador, incluindo os terminais, ou o Wave Roller com as mãos molhadas. Apenas carregar com o adaptador CA: EA1046SAR ou com o Theragun Multi-Device Wireless Charger.

6. CUIDADOS com o adaptador. Desligue o adaptador quando não estiver em uso. Desligue o adaptador da tomada quando não o utilizar por períodos prolongados. Certifique-se de que o cabo do adaptador se encontra num local onde não será pisado, onde não se poderá tropeçar nele, ou onde não esteja sujeito a danos ou desgaste. Substitua imediatamente um adaptador danificado.

7. NÃO SOBRECARRGAR. Não deixe o Wave Roller ligado ao adaptador durante mais de uma hora depois de o mesmo estar totalmente carregado. O Wave Roller inclui um sistema de proteção para evitar o risco de sobreaquecimento. Contudo, o sobreaquecimento do Wave Roller pode reduzir a sua vida útil ao longo do tempo.

8. NÃO QUEIMAR NEM INCINERAR O Wave Roller. A bateria interna pode explodir, causar danos ou ferimentos pessoais. Quando a bateria é queimada são criados materiais e vapores tóxicos.

9. NÃO ESMAGAR, DEIXAR CAIR OU DANIFICAR O Adaptador Wave Roller. Não utilize um adaptador que tenha recebido um impacto forte, que tenha caído, que tenha sido pisado, ou que esteja danificado de alguma maneira.

10. OS QUÍMICOS DA BATERIA CAUSAM QUEIMADURAS PERIGOSAS. Nunca deixe que a bateria interna entre em contacto com a pele, com os olhos ou com a boca. Se uma bateria danificada tiver uma fuga de químicos, utilize luvas de borracha ou de neopreno para a eliminar. Se a pele for exposta aos fluidos da bateria, lave-a com água e sabão e depois enxague com vinagre. Se os olhos forem expostos aos químicos da bateria, enxagúe imediatamente com água durante 20 minutos e procure cuidados médicos. Remova e elimine qualquer roupa contaminada.

11. NÃO UTILIZAR POR BAIXO DE MANTAS E ALMOFADAS. Pode ocorrer um aquecimento excessivo e causar um incêndio, choque elétrico, ou ferimentos em pessoas.

12. ARMAZENAR O Wave Roller e o Adaptador. Armazene num local fresco e seco. Não guarde o Wave Roller em locais em que as temperaturas possam exceder 40 °C/104 °F como, por exemplo, exposto a luz solar direta, num veículo, ou num edifício metálico durante o verão.

13. ELIMINAR AS BATERIAS. As baterias internas de íons de lítio da Theragun para o Wave Roller são mais amigas do ambiente do que alguns dos outros tipos de baterias (por ex., níquel-cádmio). Elimine sempre o Wave Roller de acordo com as normas locais, regionais e governamentais. Contacte uma agência de reciclagem na sua área para obter soluções de reciclagem. Até baterias sem carga podem conter alguma energia. Antes de eliminar as baterias, utilize fita adesiva elétrica para tapar o conector de 12 V do Wave Roller para impedir o curto-circuito da bateria, o que poderia causar um incêndio ou uma explosão.

14. NÃO DESMONTAR. A desmontagem ou a montagem incorreta pode resultar em risco de choque elétrico, incêndio ou exposição aos químicos da bateria. A garantia será nula se o Wave Roller ou o adaptador forem desmontados ou se quaisquer peças tiverem sido removidas.

15. ASSISTÊNCIA. Se o Wave Roller ou o adaptador não estiverem a funcionar bem, tiver recebido um impacto forte, tiver sofrido uma queda ou danos, tiver sido deixado no exterior ou deixado cair dentro de água, não o utilize e contacte a Therabody através do e-mail info@therabody.com para reparação ou assistência. Não tente reparar ou desmontar o Wave Roller visto que pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

16. NÃO UTILIZAR DURANTE O BANHO OU NO CHUVEIRO, NA BANHEIRA OU NO LAVATÓRIO. Não coloque ou armazene Wave Roller num local onde este possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque dentro ou verta água ou outro líquido para o interior. Não ponha a mão num aparelho que tenha caído dentro de água. Desligue o aparelho imediatamente da tomada.

17. LIMITADOR TÉRMICO. O Wave Roller tem um limitador térmico de reposição automática que desliga o Wave Roller para impedir sobreaquecimento e incêndio.

Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou falta de experiência e conhecimento, sob supervisão ou após receberem indicações sobre como utilizar o dispositivo de forma segura e compreensão dos perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

O Wave Roller é utilizado apenas com a unidade de fonte de alimentação fornecida com o dispositivo. Utilize apenas com adaptador Wave Roller EA1046SAR, 45 W. 

Este dispositivo contém baterias que apenas podem ser substituídas por pessoal autorizado da Therabody. Este dispositivo contém baterias que não são substituíveis.

GARANTIA LIMITADA

Para aceder a informações completas sobre a garantia, visite: www.therabody.com/warranty. Para solicitar o envio de uma cópia da garantia por correio, pode enviar um pedido para o seguinte endereço: Therabody - Warranty Attn: Customer Service 3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140 Los Angeles, CA 90006. Tenha em atenção que este não é um endereço para devoluções nem um local de vendas a retalho. Não serão aceites produtos ou volumes neste local.