

ENGLISH WARNINGS

The Muscle Massager is intended for commercial or home use. We strive to make the Muscle Massager as safe as possible. This is an advanced mechanical device with electric components. If the Muscle Massager and its accessories are not used or maintained properly, there is a risk of fire, electric shock, or injury. Do not place your finger or any objects near the metal piston above the attachment while the Muscle Massager is in use or immediately after use. The metal piston can become extremely hot. Do not use any attachments other than the ones provided by Flexir Recovery and only as instructed by Flexir Recovery. Do not use the Muscle Massager on your head or near your genitals. Do not use the Muscle Massager above the waist during pregnancy. Do not get hair caught in any moving part of the Muscle Massager. Do not use the Muscle Massager above your Adam's apple or C4. Do not get the Muscle Massager wet. Only clean the Muscle Massager with a magic eraser or a lightly damp towel. Do not block the vents of the motor. Never attempt to disassemble the Muscle Massager. Never store the Muscle Massager at temperatures above 40°C/104°F. Only charge the Muscle Massager when the ambient temperature is between 0°C/32°F and 40°C/104°F. Never expose the Muscle Massager to water. For long-term storage, the Muscle Massager should be fully charged. This product is not intended to diagnose, treat, or prevent any diseases. BEFORE USING OR CHARGING THE Muscle Massager, READ ALL THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THIS MANUAL AND ON THE Muscle Massager. When using the Muscle Massager, these basic precautions should always be followed including:

1. USE ONLY AS INSTRUCTED. Use the Muscle Massager as described in this Muscle Massager Instruction Manual. Do not carry out any maintenance other than what is shown in the Muscle Massager Instruction Manual or advised by Flexir Recovery.
2. NOT FOR CHILDREN. The Muscle Massager is not intended for use by young children or persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person. Do not allow the Muscle Massager to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure

that they do not play with the Muscle Massager.

3. DO NOT PULL OUT THE BATTERY WHILE THE MUSCLE MASSAGER IS ON.

4. REDUCING RISK OF INJURY. Charge the Muscle Massager by plugging cable included in the package on your USB AC adapter of choice. Muscle Massager can also be charged with a regular USB-C charger certified by a competent body. Do not use an AC adapter that is not certified or that has received a sharp blow, been dropped, or damaged in any way.

5. USE THE MUSCLE MASSAGER ONLY WITH FLEXIR RECOVERY MUSCLE MASSAGER BATTERIES. Use of other batteries may result in a risk of fire, electric shock, or personal injury.

6. CHARGING LOCATIONS. The Muscle Massager should be charged indoors in a well ventilated, dry location. Do not charge the Muscle Massager outdoors, in a bathroom or within 10 feet (3.1 meters) of a bathtub, or pool. Do not use the Muscle Massager on wet surfaces and do not expose the device to moisture, rain, or snow. Do not use the Muscle Massager in the presence of explosive atmospheres (gaseous fumes, dust, or flammable materials). Sparks may be generated, possibly causing a fire.

7. DO NOT OVERCHARGE. Do not leave the Muscle Massager connected to the adapter for more than an hour after the Muscle Massager has been fully charged. The Muscle Massager includes a protection system to avoid the risk of overcharging. However, overcharging the Muscle Massager may reduce its life over time.

8. DO NOT BURN OR INCINERATE THE Muscle Massager. The internal battery may explode, causing personal injury or damage. Toxic fumes and materials are created when the battery is burned.

9. DO NOT CRUSH, DROP, OR DAMAGE THE Muscle Massager charging cable. Do not use a charging cable that has received a sharp blow, been dropped, run over, or damaged in any way.

10. BATTERY CHEMICALS CAUSE SERIOUS BURNS. Never allow the internal battery to come into contact with the skin, eyes, or mouth. If a damaged battery leaks chemicals, use rubber or neoprene gloves to dispose of it. If skin is exposed to battery fluids, wash with soap and water then rinse with vinegar. If eyes are exposed to battery chemicals, immediately rinse with water for 20 minutes and seek medical attention. Remove and dispose of contaminated clothing.

11. DO NOT OPERATE UNDER BLANKET AND PILLOW. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
12. STORING THE Muscle Massager. Store in a cool, dry place. Do not store the Muscle Massager where temperatures may exceed 40°C/104°F such as in direct sunlight, in a vehicle, or metal building during the summer.
13. DISPOSING OF BATTERIES. The internal lithium-ion batteries for the Muscle Massager are more environmentally friendly than some other types of batteries (e.g, nickel-cadmium). Always dispose of the battery according to government, regional, and local regulations. Contact a recycling agency in your area for recycling locations. Even discharged batteries contain some energy. Before disposing, use electrical tape to cover the Muscle Massager's 12V connector to prevent the battery from shorting, which could cause a fire or explosion.
14. DO NOT DISASSEMBLE. Disassembly or incorrect reassembly may result in the risk of electric shock, fire, or exposure to battery chemicals. The warranty will be void if the Muscle Massager is disassembled or if any parts have been removed.
15. SERVICE. If the Muscle Massager is not working properly, has received a sharp blow, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use. Do not attempt to repair or disassemble the Muscle Massager, which may result in an electric shock or fire.
16. DO NOT USE WHILE BATHING OR IN THE SHOWER, TUB, OR SINK. Do not place or store the Muscle Massager where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
17. THERMAL LIMITER. The Muscle Massager has an automatic reset thermal limiter that shuts off the Muscle Massager to prevent overheating and fire.

This device can be used by children aged from 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be used without supervision. This device contains batteries that are only replaceable by authorized personnel. This device contains batteries that are non-replaceable.

LIMITED WARRANTY

For full warranty information, please visit FlexirRecovery.com/warranty. To request a copy of the warranty by mail, you may send a request to the following address:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Please note, this is not a return address or a retail location. No products or packages will be accepted at this location.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

GERMAN WARNHINWEISE

Der Muscle Massager ist sowohl für den professionellen als auch für den heimischen Gebrauch geeignet. Es ist uns wichtig, den Muscle Massager so sicher wie möglich zu machen. Hierbei handelt es sich um ein fortschrittliches, mechanisches Gerät mit elektronischen Bauteilen. Wenn der Muscle Massager und seine Zubehörteile nicht ordnungsgemäß verwendet werden, besteht Brand-, Stromschlag- bzw. Verletzungsgefahr. Halten Sie Ihre Finger oder andere Objekte während oder unmittelbar nach der Verwendung des Muscle Massager nicht in die Nähe des

Metallkolbens oberhalb des Aufsatzes. Der Metallkolben kann extrem heiß werden. Verwenden Sie nur Aufsätze von Flexir Recovery und diese nur unter Einhaltung der Anweisungen von Flexir Recovery. Verwenden Sie den Muscle Massager nicht am Kopf oder im Bereich der Genitalien. Verwenden Sie den Muscle Massager während der Schwangerschaft nicht oberhalb der Taille. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Haare nicht in beweglichen Teilen des Muscle Massager verheddern. Verwenden Sie den Muscle Massager nicht oberhalb Ihres Adamsapfels oder Ihres vierten Halswirbels. Achten Sie darauf, dass der Muscle Massager nicht nass wird. Reinigen Sie den Muscle Massager ausschließlich mit einem Magic Eraser oder einem leicht feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass der Motor stets gut belüftet ist. Versuchen Sie nicht, den Muscle Massager in seine Einzelteile zu zerlegen. Bewahren Sie den Muscle Massager nicht bei Temperaturen von über 40 °C auf. Laden Sie den Muscle Massager nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 40 °C. Achten Sie darauf, dass der Muscle Massager nicht mit Wasser in Berührung kommt. Vor einer längerfristigen Lagerung sollte der Muscle Massager vollständig aufgeladen werden. Dieses Produkt ist nicht dazu geeignet, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln oder zu verhindern. **LESEN SIE BITTE ALLE ANWEISUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE IN DIESEM HANDBUCH UND AUF DEM Muscle Massager, BEVOR SIE DEN Muscle Massager VERWENDEN ODER AUFLADEN.** Die folgenden grundlegenden Vorkehrungen sollten bei jeder Verwendung des Muscle Massager getroffen werden:

1. **NUR GEMÄSS ANWEISUNGEN VERWENDEN.** Verwenden Sie den Muscle Massager nur in der in diesem Handbuch für den Muscle Massager beschriebenen Art und Weise. Führen Sie lediglich die Wartungsarbeiten durch, die im Handbuch des Muscle Massager aufgeführt sind oder von Flexir Recovery empfohlen werden.
2. **NICHT FÜR KINDER GEEIGNET.** Der Muscle Massager ist weder für Kinder noch für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen geeignet, es sei denn, diese stehen unter Aufsicht einer fachkundigen Person. Der Muscle Massager darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist absolute Vorsicht geboten. Es sollte sichergestellt sein, dass Kinder nicht mit dem Muscle Massager spielen.
3. **AKKU NICHT ENTNEHMEN, WÄHREND DER Muscle Massager IN BETRIEB IST.**
4. **VERLETZUNGSGEFAHR REDUZIEREN.** Laden Sie den Muscle Massager, indem Sie ihn mit dem in der Packung enthaltenen Kabel an Ihren USB-Wechselstromadapter anschließen. Der Muscle Massager kann auch mit einem von zuständiger Stelle zertifizierten, normalen USB-C-Ladegerät

aufgeladen werden. Ein Wechselstromadapter, der nicht zertifiziert ist oder einen heftigen Schlag erhalten hat, fallen gelassen oder beschädigt wurde, darf nicht verwendet werden.

5. Muscle Massager NUR MIT Muscle Massager AKKUS VON FLEXIR RECOVERY VERWENDEN. Die Verwendung anderer Akkus kann die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen nach sich ziehen.

6. GEEIGNETE STANDORTE ZUM LADEN. Der Muscle Massager sollte in geschlossenen und gut durchlüfteten, trockenen Räumen geladen werden. Laden Sie den Muscle Massager nicht im Freien, im Badezimmer oder innerhalb von 3,1 m Entfernung zu einer Badewanne oder einem Pool. Verwenden Sie den Muscle Massager nicht auf nassen Oberflächen und setzen Sie das Gerät keinerlei Feuchtigkeit, Regen oder Schnee aus. Verwenden Sie den Muscle Massager nicht innerhalb eines explosiven Umfelds (gashaltige Dämpfe, Staub oder leicht entflammbare Materialien). Dabei können Funken schlagen oder sogar ein Brand entstehen.

7. NICHT ÜBERLADEN. Trennen Sie den Muscle Massager spätestens eine Stunde nach vollständiger Aufladung vom Adapter. Der Muscle Massager verfügt über ein Sicherheitssystem, um ein etwaiges Überladen zu vermeiden. Allerdings kann vermehrtes Überladen des Muscle Massager zu einer verkürzten Lebensdauer führen.

8. Den Muscle Massager NICHT VERBRENNEN ODER ANZÜNDEN. Der integrierte Akku könnte explodieren und zu Verletzungen oder Schäden führen. Wenn der Akku Feuer fängt, können giftige Dämpfe oder Stoffe entstehen.

9. Das Ladekabel des Muscle Massager NICHT ZERSTÖREN, FALLEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN. Ein Ladekabel, das einen heftigen Schlag erhalten hat, fallen gelassen, überfahren oder beschädigt wurde, darf nicht mehr verwendet werden.

10. CHEMIKALIEN IM AKKU KÖNNEN SCHLIMME VERÄTZUNGEN VERURSACHEN. Der integrierte Akku darf nicht mit Haut, Augen oder Mund in Kontakt kommen. Wenn ein beschädigter Akku Chemikalien verliert, entsorgen Sie ihn mit Gummi- oder Neoprenhandschuhen. Wenn die Haut mit Akkuflüssigkeit in Berührung kommt, waschen Sie die betroffenen Bereiche gründlich mit Wasser und Seife und spülen Sie sie anschließend mit Essig ab. Wenn Ihre Augen mit der Akkuflüssigkeit in Kontakt kommen, spülen Sie sie umgehend für 20 Minuten mit Wasser und suchen Sie anschließend einen Arzt auf. Entsorgen Sie jegliche kontaminierte Kleidung.

11. NICHT UNTER DECKEN UND KISSEN VERWENDEN. Es kann zu einer überhöhten Hitzeentwicklung kommen, die zu Bränden, Stromschlägen

oder Verletzungen führen kann.

12. **AUFBEWAHRUNG DES Muscle Massager.** Kühl und trocken lagern. Lagern Sie den Muscle Massager nicht in einem Umfeld, in dem die Temperaturen 40 °C übersteigen können, wie zum Beispiel während des Sommers in direktem Sonnenlicht, in einem Fahrzeug oder in einem Metallgehäuse.

13. **AKKUENTSORGUNG.** Der integrierte Lithium-Ionen-Akku des Muscle Massager ist umweltfreundlicher als andere Akkus (z. B. Nickel-Cadmium-Akkus). Entsorgen Sie den Akku grundsätzlich gemäß den Vorgaben der Regierung, der Region oder der Gemeinde. Kontaktieren Sie ein Recyclingunternehmen in Ihrer Region, um die Adresse Ihres nächstgelegenen Recyclinghofs zu erfahren. Auch entladene Akkus enthalten noch Energie. Vor dem Entsorgen überkleben Sie den 12-V-Anschluss des Muscle Massager mit Isolierband, um einen Kurzschluss und daraus resultierende Brände oder Explosionen zu vermeiden.

14. **NICHT ZERLEGEN.** Ein Zerlegen oder ein falsches Zusammenbauen kann zu Stromschlägen, Bränden oder Explosion der Akkuchemikalien führen. Die Garantie erlischt, falls der Muscle Massager zerlegt oder Teile davon entfernt werden.

15. **SERVICE.** Wenn der Muscle Massager nicht ordnungsgemäß funktioniert, einen Schlag erhalten hat, heruntergefallen ist, beschädigt oder im Freien vergessen wurde oder ins Wasser gefallen ist, sollten Sie ihn nicht mehr verwenden. Versuchen Sie nicht, den Muscle Massager selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Dies kann einen Stromschlag oder Brand verursachen.

16. **NICHT IN BADEWANNEN, DUSCHEN ODER WASCHBECKEN VERWENDEN.** Bewahren Sie den Muscle Massager nicht an Orten auf, an denen er in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen bzw. hineingezogen werden kann. Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Verbindung bringen. Nicht nach Geräten greifen, die ins Wasser gefallen sind. Sofort vom Strom nehmen.

17. **HITZESCHUTZ.** Der Muscle Massager verfügt über einen automatischen Hitzeschutz, der ein Überhitzen und in Brand geraten des Muscle Massager verhindert.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen

wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Dieses Gerät enthält Batterien, die nur durch autorisiertes Personal ausgetauscht werden können.

Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie auf [FlexirRecovery.com/warranty](https://flexirrecovery.com/warranty). Um eine Kopie der Garantie per Post zu erhalten, senden Sie einen entsprechenden Antrag an die folgende Adresse:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Hinweis: Es handelt sich hierbei weder um eine Rücksendeadresse noch um ein Geschäft. An diesem Standort werden keine Produkte oder Pakete angenommen.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

FRENCH

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'appareil de massage Muscle Massager est destiné à une utilisation commerciale ou domestique. Nous nous attachons à rendre le Muscle Massager aussi sûr que possible. Il s'agit d'un appareil de massage mécanique à la conception avancée qui contient des composants électriques. Risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure si le Muscle Massager ou ses accessoires ne sont pas utilisés ou entretenus correctement. Ne pas placer votre doigt ou tout autre objet à proximité du piston en métal, situé au-dessus de l'accessoire, lorsque le Muscle Massager est en cours d'utilisation ou juste après son utilisation. Le piston en métal peut chauffer jusqu'à de très hautes températures. Ne pas utiliser des accessoires autres que ceux fournis par Flexir Recovery et toujours suivre ses instructions. Ne pas utiliser le Muscle Massager sur votre tête ou à proximité de vos parties intimes. Ne pas utiliser le Muscle Massager au-dessus de la taille pendant la grossesse. Ne pas laisser les cheveux se prendre dans une quelconque partie mobile du Muscle Massager. Ne pas utiliser le Muscle Massager sur la pomme d'Adam ou la vertèbre C4. Ne pas mouiller le Muscle Massager. Nettoyer uniquement le Muscle Massager à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon légèrement humidifié. Ne pas obstruer les bouches d'aération du moteur. Ne pas tenter de démonter le Muscle Massager. Ne jamais ranger le Muscle Massager dans un endroit où les températures dépassent 40 °C. Charger uniquement le Muscle Massager lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C et 40 °C. Ne jamais exposer le Muscle Massager à l'eau. En cas de rangement pendant une longue durée, charger complètement la batterie du Muscle Massager. Ce produit n'a pas vocation à diagnostiquer, guérir ou prévenir une quelconque maladie. AVANT D'UTILISER OU DE CHARGER LE Muscle Massager, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE FIGURANT DANS CETTE NOTICE, SUR LE CHARGEUR, ET SUR LE Muscle Massager. Lors de l'utilisation du Muscle Massager, il convient de prendre certaines précautions de base en tout temps, notamment :

1. UTILISER UNIQUEMENT CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS. Utiliser le Muscle Massager conformément aux instructions fournies dans la notice. N'effectuer aucune opération de maintenance autre que celles montrées dans la notice Muscle Massager ou recommandées par Flexir

Recovery.

2. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS. Le Muscle Massager ne convient pas aux enfants ou aux personnes qui présentent des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne l'utilisent sous la supervision d'une personne responsable, en suivant ses instructions. Interdire aux enfants d'utiliser le Muscle Massager comme un jouet. Il convient d'être particulièrement attentif lorsqu'utilisé par un enfant ou à proximité de ce dernier. Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le Muscle Massager.

3. NE PAS RETIRER LA BATTERIE LORSQUE LE Muscle Massager EST EN MARCHÉ.

4. ÉVITER LE RISQUE DE BLESSURE. Brancher le câble inclus dans l'emballage à l'adaptateur secteur USB de votre choix pour charger le Muscle Massager. Vous pouvez également charger le Muscle Massager avec un chargeur USB-C normal certifié par une autorité compétente. Ne pas utiliser un adaptateur secteur qui n'est pas certifié ou qui a reçu un choc violent, est tombé ou a été autrement endommagé.

5. UTILISER LE Muscle Massager UNIQUEMENT AVEC LES BATTERIES DU FLEXIR RECOVERY. L'utilisation d'autres batteries peut causer un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.

6. LIEUX DE CHARGEMENT APPROPRIÉS. Le Muscle Massager doit être chargé à l'intérieur, dans un endroit sec et aéré. Ne pas charger le Muscle Massager à l'extérieur, dans une salle de bains ou à moins de 3,1 mètres d'une baignoire ou d'une piscine. Ne pas utiliser le Muscle Massager sur des surfaces mouillées et ne pas exposer l'appareil de massage à l'humidité, la pluie ou la neige. Ne pas utiliser le Muscle Massager dans une atmosphère explosive (en présence d'émanations gazeuses, de poussière ou de substances inflammables). Une telle utilisation pourrait causer des étincelles et éventuellement un incendie.

7. NE PAS SURCHARGER. Ne pas laisser le Muscle Massager connecté à l'adaptateur pendant plus d'une heure après le chargement complet de la batterie du Muscle Massager. Le Muscle Massager intègre un système de protection permettant d'éviter les risques de surcharge. Cependant, la surcharge de la batterie réduit l'autonomie du Muscle Massager au fil du temps.

8. NE PAS BRÛLER OU INCINÉRER LE Muscle Massager. La batterie interne peut exploser et provoquer des blessures ou des dommages. Des émanations et substances toxiques sont libérées lorsque la batterie est brûlée.

9. NE PAS ÉCRASER, FAIRE TOMBER OU ENDOMMAGER le câble de chargement du Muscle Massager. Ne pas utiliser un câble de chargement qui a reçu un choc violent, est tombé, a été écrasé ou autrement endommagé.
10. LES PRODUITS CHIMIQUES CONTENUS DANS LA BATTERIE PEUVENT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES. Éviter tout contact entre les produits contenus dans la batterie et la peau, les yeux ou la bouche. En cas de fuite de produits chimiques, utiliser des gants en caoutchouc ou néoprène pour jeter la batterie endommagée. En cas de contact des fluides de la batterie avec la peau, laver avec de l'eau et du savon, puis rincer avec du vinaigre. En cas de contact des produits chimiques contenus dans la batterie avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau pendant 20 minutes et consulter un médecin. Retirer et jeter tout vêtement contaminé.
11. NE PAS FAIRE FONCTIONNER SOUS UNE COUVERTURE OU UN OREILLER. Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, une décharge électrique ou une blessure corporelle.
12. RANGER LE Muscle Massager. Ranger dans un endroit sec et tempéré. Ne pas ranger ou laisser le Muscle Massager dans un endroit où les températures peuvent dépasser 40 °C, comme à la lumière directe du soleil, dans un véhicule ou un bâtiment métallique en été.
13. JETER LES BATTERIES. Les batteries internes lithium-ion du Muscle Massager sont plus écologiques que certains autres types de batteries (p. ex., nickel-cadmium). Toujours mettre au rebut les batteries conformément aux réglementations gouvernementales, régionales et locales. Contacter un organisme de recyclage dans votre région pour connaître l'emplacement des points de recyclage. Même les batteries déchargées contiennent de l'énergie. Avant de mettre au rebut, utiliser un ruban isolant pour recouvrir le connecteur 12 V du Muscle Massager afin d'éviter tout court-circuit de la batterie qui pourrait causer un incendie ou une explosion.
14. NE PAS DÉMONTER. Le mauvais démontage ou remontage peut causer un risque de décharge électrique, d'incendie ou d'exposition à des produits chimiques. La garantie est nulle si le Muscle Massager est démonté ou si l'un de ses composants est retiré.
15. RÉPARATIONS. Ne pas utiliser le Muscle Massager s'il fonctionne mal, s'il a reçu un choc violent, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, ou s'il a été endommagé ou laissé dehors. Ne pas tenter de réparer ou de démonter le Muscle Massager afin d'éviter tout risque de décharge électrique ou d'incendie.
16. NE PAS UTILISER EN PRENANT UN BAIN OU SOUS LA DOUCHE, DANS UNE BAIGNOIRE OU UN ÉVIER. Ne jamais placer ou ranger le Muscle

Massager à proximité d'une baignoire ou d'un évier afin d'éviter tout accident. Ne jamais placer ou faire tomber dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais toucher un appareil qui est tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement.

17. LIMITEUR THERMIQUE. Le Muscle Massager dispose d'un limiteur thermique à réarmement automatique qui éteint le Muscle Massager afin d'éviter toute surchauffe ou incendie.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans ou des personnes qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de savoir-faire, sauf s'ils ont reçu une supervision ou une formation d'une personne responsable. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit pas être effectué par un enfant sans surveillance. Cet appareil est doté d'une batterie intégrée uniquement remplaçable par le personnel qualifié. Cet appareil est doté d'une batterie intégrée non interchangeable.

GARANTIE LIMITÉE

Pour voir toutes les informations relatives à la garantie, veuillez consulter le site internet [FlexirRecovery.com/warranty](https://www.flexirrecovery.com/warranty). Pour demander une copie de la garantie par courrier, vous pouvez envoyer votre demande à l'adresse suivante :

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Veuillez noter que cette adresse n'est ni une adresse de retour ni un point de vente. Aucun produit ou colis ne sera accepté à cette adresse.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

ITALIAN AVVERTENZE

Muscle Massager è destinato a uso commerciale o domestico. Ci impegniamo per rendere Muscle Massager quanto più sicuro possibile. Si tratta di un dispositivo meccanico avanzato dotato di componenti elettrici. Se Muscle Massager e i suoi accessori non vengono usati o conservati correttamente, sussiste il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni. Non inserire le dita od oggetti vicino al pistone metallico sopra l'attacco mentre Muscle Massager è in funzione o immediatamente dopo l'utilizzo. Il pistone metallico può diventare estremamente caldo. Non usare attacchi diversi da quelli forniti da Flexir Recovery e seguire sempre le istruzioni. Non usare Muscle Massager sulla testa o in prossimità dei genitali. Non usare Muscle Massager sopra il ventre durante la gravidanza. Evitare di far impigliare i capelli in parti mobili di Muscle Massager. Non usare Muscle Massager sul pomo d'Adamo o in corrispondenza della vertebra C4. Non bagnare Muscle Massager. Pulire Muscle Massager unicamente con una spugnetta o con un panno leggermente inumidito. Non ostruire le prese d'aria del motore. Non provare a smontare Muscle Massager. Non conservare Muscle Massager a temperature superiori ai 40 °C. Caricare Muscle Massager solo quando la temperatura ambiente è compresa tra 0 °C e 40 °C. Non far entrare Muscle Massager a contatto con l'acqua. Se riposto per un lungo periodo di tempo, Muscle Massager deve essere completamente caricato. Questo prodotto non è destinato ad essere usato per diagnosi, trattamento o prevenzione di malattie. PRIMA DI UTILIZZARE O DI CARICARE Muscle Massager, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E GLI AVVISI CONTENUTI NEL PRESENTE MANUALE E SU Muscle Massager. Durante l'uso di Muscle Massager, è necessario osservare queste precauzioni fondamentali, tra cui:

1. **USARE SOLO COME RIPORTATO NELLE ISTRUZIONI.** Usare Muscle Massager seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale. Effettuare operazioni di manutenzione soltanto in base alle indicazioni contenute nel Manuale di istruzioni di Muscle Massager o ai consigli di Flexir Recovery.
2. **NON ADATTO AI BAMBINI.** Muscle Massager non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte, ovvero prive di esperienza e conoscenze, a meno che non si trovino sotto la supervisione o il controllo di una persona responsabile. Non consentire che Muscle Massager venga utilizzato come un giocattolo. Prestare l'attenzione necessaria quando è utilizzato da o vicino a bambini. Accertarsi che i bambini non giochino con Muscle Massager.
3. **NON ESTRARRE LA BATTERIA MENTRE Muscle Massager È IN FUNZIONE.**
4. **RIDUZIONE DEL RISCHIO DI LESIONI.** Caricare Muscle Massager collegando il cavo incluso nella confezione al proprio adattatore USB CA. È possibile ricaricare Muscle Massager anche tramite un caricabatterie USB-C certificato da un organismo competente. Non utilizzare adattatori CA non certificati o che abbiano subito un urto violento, siano caduti o siano stati danneggiati in qualsiasi modo.
5. **UTILIZZARE Muscle Massager SOLO CON BATTERIE Muscle Massager DI FLEXIR RECOVERY.** L'utilizzo di altre batterie può comportare rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali.
6. **AMBIENTI DI RICARICA.** Muscle Massager deve essere caricato all'interno di luoghi ben aerati e asciutti. Non caricare Muscle Massager all'esterno, in bagno o in un raggio di 3.1 metri da vasche o piscine. Non usare Muscle Massager su superfici bagnate e non esporre il dispositivo a umidità, pioggia o neve. Non usare Muscle Massager o il caricatore in presenza di atmosfere esplosive (emissioni gassose, polvere o materiali infiammabili), poiché possono generarsi scintille che possono causare incendi.
7. **NON SOVRACCARICARE.** Non lasciare Muscle Massager collegato all'adattatore più di un'ora dopo il completamento della ricarica. Muscle Massager è dotato di un sistema di protezione che evita il rischio di sovraccarico. Tuttavia, i sovraccarichi possono ridurre la durata nel tempo.
8. **NON BRUCIARE O GETTARE NEL FUOCO Muscle Massager.** La batteria interna potrebbe esplodere, provocando danni o lesioni personali. La combustione della batteria crea fumi e materiali tossici.

9. NON SCHIACCIARE, FAR CADERE O DANNEGGIARE il cavo di ricarica di Muscle Massager. Non utilizzare cavi di ricarica che abbiano subito un urto violento, siano caduti, o siano stati schiacciati o danneggiati in qualsiasi modo.
10. LE SOSTANZE CHIMICHE CONTENUTE NELLE BATTERIE POSSONO PROVOCARE GRAVI USTIONI. Evitare il contatto tra batteria interna e pelle, occhi e bocca. Se da una batteria danneggiata fuoriescono sostanze chimiche, usare guanti di gomma o di neoprene per lo smaltimento. Se la pelle entra in contatto con liquidi fuoriusciti dalla batteria, lavarsi con acqua e sapone quindi sciacquare con aceto. Se sostanze chimiche contenute nella batteria entrano in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per venti minuti e rivolgersi al medico. Togliersi eventuali abiti contaminati e gettarli.
11. NON UTILIZZARE SOTTO COPERTE E CUSCINI. Può verificarsi un surriscaldamento e provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.
12. CONSERVAZIONE DI Muscle Massager. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non conservare Muscle Massager in luoghi in cui le temperature possono superare i 40 °C, ad esempio sotto la luce solare diretta, in un veicolo o in una costruzione metallica durante l'estate.
13. SMALTIMENTO DELLE BATTERIE. Le batterie interne agli ioni di litio per Muscle Massager sono più ecologiche di altri tipi di batterie (ad es. nichel-cadmio). Smaltire sempre le batterie come previsto dalle normative statali, regionali e locali. Rivolgersi a un ente locale competente per sapere quali sono le aree di riciclaggio. Anche le batterie scariche contengono energia. Prima di gettarle, usare del nastro isolante per coprire il connettore 12 V di Muscle Massager al fine di evitare cortocircuiti della batteria che potrebbero provocare incendi o esplosioni.
14. NON SMONTARE. Lo smontaggio o il riassettaggio scorretto possono comportare il rischio di scosse elettriche, incendi o contatto con sostanze chimiche contenute nelle batterie. Se Muscle Massager viene smontato, o se alcune parti vengono rimosse, la garanzia sarà nulla.
15. ASSISTENZA. Non usare Muscle Massager qualora non funzioni correttamente, abbia subito un urto violento, sia caduto, sia stato danneggiato, sia rimasto all'aperto o sia caduto nell'acqua. Non tentare di ripararlo o smontarlo; in caso contrario, si possono provocare scosse elettriche o incendi.
16. NON USARE DURANTE IL BAGNO O SOTTO LA DOCCIA, NELLA VASCA O NEL LAVANDINO. Non collocare o riporre Muscle Massager in luoghi dove potrebbe accidentalmente cadere in vasche da bagno o lavandini. Non immergere né far cadere in acqua o in altri liquidi. Non tentare di recuperare dispositivi caduti in acqua. Scollegarlo immediatamente dalla corrente.

17. LIMITATORE TERMICO. Muscle Massager è dotato di un limitatore termico per l'azzeramento automatico che lo spegne per evitare surriscaldamento e incendi.

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso del dispositivo in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Questo dispositivo contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale autorizzato.

Questo dispositivo contiene batterie non sostituibili.

GARANZIA LIMITATA

Per informazioni dettagliate sulla garanzia, si prega di visitare il sito FlexirRecovery.com/warranty. Per richiedere una copia della garanzia per e-mail, inviare un messaggio al seguente indirizzo:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Si prega di notare che non si tratta di un indirizzo per i resi o di un rivenditore. A questo indirizzo non saranno accettati prodotti o pacchi.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

SPANISH ADVERTENCIAS

El Muscle Massager está destinado al uso comercial o doméstico. Nos esforzamos por que el Muscle Massager sea lo más seguro posible. Es un dispositivo mecánico avanzado con componentes eléctricos. Si el Muscle Massager y sus accesorios no se utilizan o mantienen correctamente, existe el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión. No pongas los dedos ni ningún objeto cerca del pistón metálico por encima del cabezal mientras el Muscle Massager está en uso o inmediatamente después de su uso. El pistón de metal puede ponerse muy caliente. No utilices ningún cabezal que no sea uno de los proporcionados por Flexir Recovery y solo según las instrucciones de Flexir Recovery. No utilices el Muscle Massager en la cabeza o cerca de los genitales. No utilices el Muscle Massager sobre la cintura durante el embarazo. No dejes que el pelo quede atrapado en cualquier pieza móvil del Muscle Massager. No utilices el Muscle Massager sobre la nuca o la vértebra C4. No deje que el Muscle Massager se moje. Limpia el Muscle Massager solo con un borrador mágico o una toalla ligeramente húmeda. No bloquee las rejillas del motor. Nunca intentes desmontar el Muscle Massager. Nunca almacenes el Muscle Massager a temperaturas superiores a 40 °C/104 °F. Carga el Muscle Massager solo cuando la temperatura ambiente sea de entre 0 °C/32 °F y 40 °C/104 °F. Nunca expongas el Muscle Massager al agua. Para el almacenamiento a largo plazo, el Muscle Massager debe estar totalmente cargado. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades. ANTES DE UTILIZAR O CARGAR EL Muscle Massager, LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL Y DEL Muscle Massager. Al utilizar el Muscle Massager, siempre se deben seguir estas precauciones básicas, que incluyen:

1. UTILÍZALO SOLO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES. Utiliza el Muscle Massager como se describe en este manual de instrucciones del Muscle

Massager. No realices ningún mantenimiento que no sea el que se indica en el manual de instrucciones del Muscle Massager o el que aconseja Flexir Recovery.

2. NO RECOMENDADO PARA NIÑOS. El Muscle Massager no está destinado para el uso por parte de niños pequeños o personas con capacidades físicas, sensoriales o de razonamiento reducidas, o sin experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable los supervise o les dé instrucciones. No permitas que el Muscle Massager se utilice como un juguete. Se debe prestar especial atención cuando lo utilicen niños o se utilice cerca de ellos. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el Muscle Massager.

3. NO EXTRAIGAS LA BATERÍA MIENTRAS EL Muscle Massager ESTÁ ENCENDIDO.

4. REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES. Carga el Muscle Massager conectando el cable incluido en el paquete en su adaptador USB de CA. El Muscle Massager también se puede cargar con un cargador USB-C normal certificado por un organismo competente. No utilices un adaptador de CA que no se haya certificado o que haya recibido un golpe fuerte, se haya caído o se haya dañado de cualquier forma.

5. UTILIZA EL Muscle Massager SOLO CON LAS BATERÍAS DEL Muscle Massager DE FLEXIR RECOVERY. El uso de otras baterías puede suponer un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.

6. UBICACIONES DE CARGA. El Muscle Massager se debe cargar en interiores en una ubicación bien ventilada y seca. No cargues el Muscle Massager en exteriores, en un cuarto de baño o a 10 pies (3,1 metros) de una bañera o piscina. No utilices el Muscle Massager en superficies mojadas y no expongas el dispositivo a humedad, lluvia o nieve. No utilices el Muscle Massager en caso de atmósferas explosivas (emanación de gases, polvo o materiales inflamables). Se pueden generar chispas, que pueden provocar un incendio.

7. NO LO SOBRECARGUES. No deje el Muscle Massager conectado al adaptador más de una hora después de que este se haya cargado completamente. El Muscle Massager incluye un sistema de protección para evitar el riesgo de sobrecarga. Sin embargo, la sobrecarga del Muscle Massager puede reducir su vida útil con el tiempo.

8. NO QUEMES NI INCINERES EL Muscle Massager. La batería interna puede explotar, provocando lesiones personales o daños. Se producen gases y materiales tóxicos cuando se quema la batería.

9. NO MACHAQUES, DEJES CAER NI DAÑES el cable cargador del Muscle Massager. No utilices un cable cargador que haya recibido un golpe

fuerte, se haya caído, se haya aplastado o dañado de cualquier forma.

10. LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA BATERÍA PUEDEN PROVOCAR QUEMADURAS GRAVES. Nunca dejes que la batería interna entre en contacto con la piel, los ojos o la boca. Si una batería dañada derrama sustancias químicas, utiliza guantes de goma o de neopreno para desecharla. Si la piel se ve expuesta a líquidos de la batería, lávala con jabón y agua y, a continuación, enjuágala con vinagre. Si los ojos se ven expuestos a sustancias químicas de la batería, enjuáguelos inmediatamente con agua durante 20 minutos y busca asistencia médica. Quítate y desecha la ropa contaminada.

11. NO LO USES DEBAJO DE UNA MANTA O ALMOHADA. Se puede producir un calor excesivo que puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o una lesión a las personas.

12. ALMACENAR EL Muscle Massager. Almacénalo en un lugar fresco y seco. No almacenes el Muscle Massager cuando las temperaturas puedan superar los 40 °C/104 °F, como bajo la luz solar directa, en un vehículo o construcción metálica durante el verano.

13. DESECHAR LAS BATERÍAS. Las baterías de ion de litio internas del Muscle Massager son más ecológicas que algunos otros tipos de baterías (p.j., níquel-cadmio). Desecha siempre la batería según las normativas gubernamentales, regionales y locales. Ponte en contacto con un centro de reciclaje de su zona para conocer las ubicaciones de reciclaje. Incluso descargadas, las baterías tienen cierta energía. Antes de desecharlo, utiliza cinta aislante para cubrir el conector de 12 V del Muscle Massager para evitar que la batería se cortocircuite, lo que podría provocar un incendio o una explosión.

14. NO DESMONTAR. El desmontaje o reensamblaje incorrectos pueden suponer un riesgo de descarga eléctrica, incendio o exposición a las sustancias químicas de la batería. La garantía se anulará si el Muscle Massager se desmonta o si se ha extraído cualquier pieza.

15. SERVICIO. Si el Muscle Massager no funciona correctamente, ha recibido un golpe fuerte o se ha caído, dañado, dejado en el exterior o caído dentro del agua, no lo utilices. No intentes reparar ni desmontar el Muscle Massager, ya que puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

16. NO LO UTILICES MIENTRAS TE BAÑAS O EN LA DUCHA, BAÑERA O LAVABO. No coloques ni almacene el Muscle Massager donde se pueda caer o encarar hacia una bañera o lavabo. No lo metas en agua u otro líquido, ni lo dejes caer dentro de estos. No intentes tomar un aparato

que se haya caído dentro del agua. Desenchúfalo inmediatamente.

17. LIMITADOR TÉRMICO. El Muscle Massager utiliza un limitador térmico de reinicio automático que apaga el Muscle Massager para evitar el sobrecalentamiento e incendios.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.

Este dispositivo contiene baterías que sólo pueden ser reemplazadas por personal autorizado.

Este dispositivo contiene baterías que no son reemplazables.

GARANTÍA LIMITADA

Para obtener toda la información de la garantía, visita [FlexirRecovery.com/warranty](https://flexirrecovery.com/warranty). Para solicitar una copia de la garantía por correo, puedes enviar una solicitud a la siguiente dirección:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Ten en cuenta que esta no es una dirección para devoluciones ni un punto de venta minorista. No se aceptará ningún producto ni paquete en

esta ubicación.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

DUTCH WAARSCHUWINGEN

Het Muscle Massager is bedoeld voor commercieel of thuisgebruik. We streven ernaar om het Muscle Massager zo veilig mogelijk te maken. Dit is een geavanceerd mechanisch apparaat met elektrische componenten. Als het Muscle Massager en de accessoires niet correct worden gebruikt of onderhouden, bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of letsel. Plaats uw vinger of voorwerpen niet in de buurt van de metalen zuiger boven het hulpstuk terwijl het Muscle Massager in gebruik is of onmiddellijk na gebruik. De metalen zuiger kan extreem heet worden. Gebruik geen andere hulpstukken dan die geleverd door Flexir Recovery en alleen zoals geïnstrueerd door Flexir Recovery. Gebruik het Muscle Massager niet op uw hoofd of in de buurt van uw geslachtsdelen. Gebruik het Muscle Massager niet boven de taille tijdens de zwangerschap. Zorg dat er geen haar vast komt te zitten in een bewegend deel van het Muscle Massager. Gebruik het Muscle Massager niet boven uw adamsappel of vierde nekwenkel (C4). Zorg ervoor dat het Muscle Massager niet nat wordt. Reinig het Muscle Massager alleen met een wonderspons of een licht vochtige handdoek. Blokkeer de ventilatieopeningen van de motor niet. Probeer het Muscle Massager nooit uit elkaar te halen. Bewaar het Muscle Massager nooit bij temperaturen boven 40 °C/104 °F. Laad het Muscle Massager alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C/32 °F en 40 °C/104 °F. Stel het Muscle Massager nooit bloot aan water. Voor langdurige opslag moet het Muscle Massager volledig zijn opgeladen. Dit product is niet bedoeld om ziektes te diagnosticeren, behandelen of voorkomen. VOORDAT U HET Muscle Massager GEBRUIKT OF OPLAADT, VERZOEKEN WIJ U ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGSTEKENS IN DEZE HANDLEIDING EN OP HET Muscle Massager TE LEZEN. Wanneer u het Muscle Massager gebruikt, moeten deze basisvoorzorgsmaatregelen altijd worden

opgevolgd, waaronder:

1. ALLEEN GEBRUIKEN ZOALS GEÏNSTRUEERD. Gebruik het Muscle Massager zoals beschreven in deze Muscle Massager-instructiehandleiding. Voer geen ander onderhoud uit dan alleen wat aangegeven wordt in het Muscle Massager-instructiehandleiding of geadviseerd wordt door Flexir Recovery.
2. NIET VOOR KINDEREN. Het Muscle Massager is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of begripsvermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of geïnstroeerd zijn door een verantwoordelijke persoon. Laat niemand het Muscle Massager als speelgoed gebruiken. Zorgvuldige aandacht is vereist bij gebruik door of in de buurt van kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het Muscle Massager spelen.
3. TREK DE BATTERIJ ER NIET UIT ALS HET Muscle Massager INGESCHAKELD IS.
4. VERMINDERING VAN RISICO OP LETSEL. Laad het Muscle Massager op, door de meegeleverde kabel aan te sluiten op de USB-AC-adapter van uw keuze. Het Muscle Massager kan ook worden opgeladen met een gewone USB-C-oplader die is gecertificeerd door een bevoegde instantie. Gebruik geen AC-adapter die niet is gecertificeerd of die een harde klap heeft gehad, is gevallen of op enige manier is beschadigd.
5. GEBRUIK HET Muscle Massager ALLEEN MET FLEXIR RECOVERY Muscle Massager-BATTERIJEN. Het gebruik van andere batterijen kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
6. LOCATIES VOOR OPLADEN. Het Muscle Massager moet binnenshuis, op een goed geventileerde, droge plaats worden opgeladen. Laad het Muscle Massager niet buitenshuis, in een badkamer of binnen een afstand van 3,1 meter (10 voet) van een badkuip of zwembad op. Gebruik het Muscle Massager niet op natte oppervlakken en stel het apparaat niet bloot aan vocht, regen of sneeuw. Gebruik het Muscle Massager of oplader niet in een explosieve omgeving (gasvormige dampen, stof of brandbare materialen). Er kunnen vonken worden gegenereerd die brand kunnen veroorzaken.
7. NIET OVERLADEN. Laat het Muscle Massager niet langer dan een uur aangesloten aan de adapter, nadat het Muscle Massager volledig is opgeladen. Het Muscle Massager bevat een beveiligingssysteem om het risico van overladen te voorkomen. Overladen van het Muscle

Massager kan echter de levensduur ervan in de loop van de tijd verminderen.

8. VERBRAND HET Muscle Massager NIET, op geen enkele manier. De interne batterij kan exploderen en persoonlijk letsel of schade veroorzaken. Bij het verbranden van de batterij ontstaan giftige dampen en materialen.

9. VERPLETTER OF BESCHADIG HET Muscle Massager-oplaadkabel NOOIT EN LAAT HEM NIET VALLEN. Gebruik geen oplaadkabel die een harde klap heeft gekregen, is gevallen, overreden of op een andere manier is beschadigd.

10. CHEMICALIËN VAN BATTERIJEN VEROORZAKEN ERNSTIGE BRANDWONDEN. Laat de interne batterij nooit in contact komen met de huid, ogen of mond. Als een beschadigde batterij chemicaliën lekt, gebruik dan rubberen of neopreen handschoenen om deze weg te gooien. Als de huid wordt blootgesteld aan vloeistoffen van de batterij, moet u de huid wassen met zeep en water en vervolgens afspoelen met azijn. Als de ogen worden blootgesteld aan chemicaliën van de batterij, moet u onmiddellijk gedurende 20 minuten spoelen met water en medische hulp inroepen. Verontreinigde kleding verwijderen en afvoeren.

11. NIET GEBRUIKEN ONDER EEN DEKEN EN/OF KUSSEN. Er kan oververhitting optreden en het kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.

12. HET Muscle Massager BEWAREN. Bewaren op een koele, droge plaats. Bewaar het Muscle Massager niet op een plaats waar de temperatuur de 40 °C/104 °F kan overschrijden, zoals in direct zonlicht, in een voertuig of een metalen gebouw in de zomer.

13. BATTERIJEN AFVOEREN. De interne lithium-ion batterijen voor het Muscle Massager zijn milieuvriendelijker dan sommige andere soorten batterijen (bijv. nikkel-cadmium). Gooi de batterij altijd weg in overeenstemming met de nationale, regionale en lokale voorschriften. Neem contact op met een recyclingbedrijf in uw regio voor recyclinglocaties. Zelfs lege batterijen bevatten nog wat energie. Gebruik vóór het afvoeren isolatietape om de 12 V-connector van het Muscle Massager af te dekken om kortsluiting van de batterij te voorkomen, waardoor brand of een explosie kan worden veroorzaakt.

14. NIET DEMONTEREN. Demontage of onjuiste montage kan het risico op elektrische schokken, brand of blootstelling aan chemicaliën van de batterij tot gevolg hebben. De garantie vervalt als het Muscle Massager is gedemonteerd of als er onderdelen zijn verwijderd.

15. SERVICE. Als het Muscle Massager niet naar behoren werkt, een harde klap heeft gekregen, is gevallen, beschadigd, buitenshuis is gelaten

of in het water is gevallen, moet u hem niet gebruiken. Probeer het Muscle Massager niet te repareren of te demonteren. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

16. NIET GEBRUIKEN IN BAD OF ONDER DE DOUCHE, IN EEN TOBBE OF WASTAFEL. Plaats of bewaar het Muscle Massager niet op een plek waar deze in een badkuip of gootsteen kan vallen of erin kan worden getrokken. Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen. Haal een apparaat dat in het water is gevallen er nooit uit. Koppel het onmiddellijk los.

17. THERMISCHE BEGRENZER. Het Muscle Massager heeft een thermische begrenzer met automatische reset die het Muscle Massager uitschakelt om oververhitting en brand te voorkomen.

*Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik op een veilige manier van het apparaat en zij de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Dit apparaat bevat batterijen die alleen door geautoriseerd personeel kunnen worden vervangen.

Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.

BEPERKTE GARANTIE

Bezoek voor volledige garantie-informatie [FlexirRecovery.com/warranty](https://flexirrecovery.com/warranty). Om per post een kopie van de garantie aan te vragen, kunt u een verzoek sturen naar het volgende adres:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department

251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Let op, dit is geen retouradres of een winkellocatie. Op deze locatie worden geen producten of pakketten geaccepteerd.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

POLISH OSTRZEŻENIA

Urządzenie Muscle Massager jest przeznaczone do zastosowania komercyjnego lub domowego. Dbamy o jak największe bezpieczeństwo urządzenia Muscle Massager. Jest to zaawansowane urządzenie mechaniczne z elementami elektrycznymi. W przypadku nieprawidłowego zastosowania lub konserwacji urządzenia Muscle Massager oraz akcesoriów istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń. Nie trzymać palców ani żadnych przedmiotów w pobliżu metalowego tłoka powyżej nasadki w trakcie używania urządzenia Muscle Massager lub tuż po jego zastosowaniu. Metalowy tłok może się nagrzać do wysokiej temperatury. Nie używać nasadek innych niż te dostarczone przez firmę Flexir Recovery; nasadki należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcjami Flexir Recovery. Nie należy stosować urządzenia Muscle Massager na głowie ani w pobliżu narzędzi płciowych. Nie korzystać z urządzenia Muscle Massager powyżej talii w trakcie ciąży. Uważać, aby włosy nie zostały wciągnięte w którąś z ruchomych części urządzenia Muscle Massager. Nie stosować urządzenia Muscle Massager przy grdyce ani kręgu C4. Chronić urządzenie Muscle Massager przed wodą. Urządzenie Muscle Massager należy czyścić magiczną gąbką lub delikatnie zwilżoną ściereczką. Nie zatykać otworów wentylacyjnych silnika. Nigdy nie próbować demontować urządzenia Muscle Massager. Nigdy nie należy przechowywać urządzenia Muscle Massager w temperaturze powyżej 40°C/104°F. Urządzenie Muscle Massager należy

Ładować tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi od 0°C/32°F do 40°C/104°F. Nigdy nie wystawiać urządzenia Muscle Massager na działanie wody. Przed dłuższym okresem przechowywania urządzenie Muscle Massager należy w pełni naładować. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania chorób, ich leczenia ani zapobiegania im. PRZED KORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA Muscle Massager LUB JEGO ŁADOWANIEM NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI ORAZ OSTRZEŻENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU I NA SAMYM URZĄDZENIU Muscle Massager. Używając urządzenia Muscle Massager, należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych wskazówek bezpieczeństwa:

1. UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. Używać urządzenia Muscle Massager w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi Muscle Massager. Nie należy przeprowadzać żadnych czynności konserwacyjnych innych niż te przedstawione w Instrukcji użytkownika Muscle Massager lub zalecane przez Flexir Recovery.
2. URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DLA DZIECI. Urządzenie Muscle Massager nie jest przeznaczone do zastosowania przez małe dzieci lub osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem odpowiedzialnej osoby lub po udzieleniu przez nią instrukcji. Urządzeniem Muscle Massager nie wolno się bawić. Wymagane jest zachowanie najwyższej ostrożności w przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci lub gdy znajdują się one w pobliżu. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem Muscle Massager.
3. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA, GDY URZĄDZENIE Muscle Massager JEST WŁĄCZONE.
4. MINIMALIZOWANIE RYZYKA OBRAŻEŃ. Urządzenie Muscle Massager należy naładować, podłączając dołączony do zestawu przewód do wybranego zasilacza AC ze złączem USB. Urządzenie Muscle Massager można również ładować zwykłą ładowarką USB-C z certyfikatem kompetentnej instytucji. Nie używać zasilacza AC, który nie posiada certyfikatu lub który został poddany mocnemu uderzeniu, został upuszczony lub w jakikolwiek sposób uszkodzony.
5. UŻYWAĆ URZĄDZENIA Muscle Massager WYŁĄCZNIE Z AKUMULATORAMI FIRMY Muscle Massager. Zastosowanie innych akumulatorów może spowodować ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.

6. MIEJSCE ŁADOWANIA. Urządzenie Muscle Massager należy ładować w dobrze wentylowanych i suchych pomieszczeniach. Nie należy ładować urządzenia Muscle Massager na zewnątrz, w łazience lub w odległości mniejszej lub równej ok. 3,1 m (10 stóp) od wanny lub basenu. Nie używać urządzenia Muscle Massager na mokrych powierzchniach i nie narażać urządzenia na działanie wilgoci, deszczu ani śniegu. Nie używać urządzenia Muscle Massager w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (opary gazów, pył lub materiały palne). Mogą powstać iskry, które mogłyby wzniecić pożar.

7. NIE DOPUSZCZAĆ DO NADMIERNEGO NAŁADOWANIA. Nie pozostawiać urządzenia Muscle Massager podłączonego do zasilacza na dłużej niż godzinę po całkowitym naładowaniu urządzenia. Urządzenie jest wyposażone w system zabezpieczenia przed nadmiernym naładowaniem. Nadmierne ładowanie urządzenia może jednak spowodować skrócenie jego czasu eksploatacji.

8. NIE PODPALAĆ urządzenia Muscle Massager. Akumulator wewnętrzny może wybuchnąć, powodując obrażenia lub uszkodzenia. Podczas spalania akumulatora wytwarzane są toksyczne opary i materiały.

9. NIE MIAŻDŻYĆ, NIE UPUSZCZAĆ ANI NIE USZKADZAĆ przewodu do ładowania urządzenia Muscle Massager. Nie używać przewodu do ładowania, który został poddany mocnemu uderzeniu, został upuszczony, po którym przejechano lub który w jakikolwiek sposób uszkodzono.

10. SUBSTANCJE CHEMICZNE ZAWARTE W AKUMULATORZE POWODUJĄ POWAŻNE OPARZENIA. Nigdy nie dopuszczać do kontaktu akumulatora wewnętrznego ze skórą, oczami ani ustami. Jeśli z uszkodzonego akumulatora wyciekają substancje chemiczne, do ich usunięcia należy użyć gumowych lub neoprenowych rękawic. Jeśli skóra została narażona na kontakt z płynami z akumulatora, należy umyć ją wodą z mydłem, a następnie przepłukać octem. Jeśli oczy zostały narażone na kontakt z substancjami chemicznymi z akumulatora, należy bezzwłocznie rozpocząć płukanie ich wodą; oczy płukać przez 20 minut, po czym skonsultować się z lekarzem. Zdjąć i wyrzucić skażone ubranie.

11. NIE KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA POD KOŁDRĄ ANI PODUSZKĄ. Może dojść do przegrzania urządzenia, prowadzącego do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.

12. PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA Muscle Massager. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać urządzenia Muscle Massager w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 40°C/104°F, np. bezpośrednio na słońcu, w pojeździe czy metalowym

budynku w lecie.

13. **UTYLIZACJA AKUMULATORÓW.** Wewnętrzne akumulatory litowo-jonowe do urządzenia Muscle Massager są bardziej przyjazne dla środowiska niż niektóre pozostałe rodzaje akumulatorów (np. niklowo-kadmowe). Akumulatory należy utylizować wyłącznie zgodnie z przepisami rządowymi, regionalnymi i lokalnymi. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddawać urządzenia do recyklingu, należy skontaktować się z jednostką odpowiedzialną za recykling w danym regionie. Nawet rozładowane akumulatory zawierają pewną ilość energii. Przed wyrzuceniem urządzenia należy nakleić taśmę izolacyjną na złącze 12 V urządzenia Muscle Massager, aby zapobiec zwarceniu akumulatora, które mogłoby spowodować pożar lub wybuch.

14. **NIE DEMONTOWAĆ URZĄDZENIA.** Demontaż lub nieprawidłowy ponowny montaż urządzenia może spowodować ryzyko porażenia prądem, pożaru lub narażenia na działanie substancji chemicznych zawartych w akumulatorze. Gwarancja straci ważność w przypadku demontażu lub usunięcia jakiegokolwiek części urządzenia Muscle Massager.

15. **SERWIS.** Jeśli urządzenie Muscle Massager nie działa prawidłowo, zostało mocno uderzone, upuszczone, uszkodzone lub pozostawione na zewnątrz bądź wpadło do wody, nie wolno z niego korzystać. Nie należy próbować naprawiać ani demontować urządzenia Muscle Massager, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

16. **NIE KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA W ZLEWIE, W TRAKCIE KĄPIELI W WANNIE ANI POD PRYSZNICEM.** Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia Muscle Massager w miejscach, w których może spaść lub zostać zepchnięte do wanny lub zlewu. Nie wkładać ani nie upuszczać urządzenia do wody czy innych cieczy. Nie sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast odłączyć je od prądu.

17. **WYŁĄCZNIK TERMICZNY.** Urządzenie Muscle Massager zostało wyposażone w automatyczny wyłącznik termiczny, który je wyłącza, aby zapobiec przegrzaniu i pożarowi.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane, jak w bezpieczny sposób korzystać z urządzenia i zdają sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą

być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane tylko przez upoważniony personel. To urządzenie zawiera niewymienialne baterie.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gwarancji, należy odwiedzić witrynę FlexirRecovery.com/warranty. Aby poprosić o przesłanie kopii gwarancji za pośrednictwem poczty e-mail, należy napisać na następujący adres:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Nie jest to adres do zwrotów ani adres lokalizacji punktu sprzedaży. Nie przyjmujemy żadnych produktów ani paczek pod tym adresem.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

GREEK ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

To Muscle Massager προορίζεται για εμπορική ή οικιακή χρήση. Προσπαθούμε να κάνουμε το Muscle Massager όσο πιο ασφαλές γίνεται.

Πρόκειται για μια εξελιγμένη μηχανική συσκευή με ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν το Muscle Massager ή τα εξαρτήματά του δεν χρησιμοποιηθούν ή συντηρηθούν κατάλληλα, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. Μη βάζετε το δάχτυλο ή οποιοδήποτε αντικείμενο κοντά στο μεταλλικό έμβολο πάνω από την προσάρτηση κατά ή αμέσως μετά τη χρήση του Muscle Massager. Το μεταλλικό έμβολο μπορεί να γίνει υπερβολικά θερμό. Μη χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που σας παρέχει η Flexir Recovery και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Flexir Recovery. Μη χρησιμοποιείτε το Muscle Massager στο κεφάλι σας ή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Μη χρησιμοποιήσετε το Muscle Massager πάνω από τη μέση κατά την εγκυμοσύνη. Μην μπλέκετε τρίχες σε οποιοδήποτε από τα κινούμενα μέρη του Muscle Massager. Μη χρησιμοποιείτε το Muscle Massager πάνω από τον θυρεοειδή χόνδρο ή τον Α4. Μη βρέχετε το Muscle Massager. Καθαρίστε το Muscle Massager μόνο με τη μαγική γόμα ή με μία ελαφρώς υγρή πετσέτα. Μην μπλοκάρετε τον εξαερισμό της μηχανής. Μην προσπαθήσετε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε το Muscle Massager. Ποτέ μην αποθηκεύετε το Muscle Massager σε θερμοκρασίες άνω των 40°C/104°F. Να φορτίζετε το Muscle Massager όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 0°C/32°F και 40°C/104°F. Ποτέ μην εκθέτετε το Muscle Massager σε νερό. Για μακρόχρονη αποθήκευση, το Muscle Massager πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένο. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ Muscle Massager, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ Muscle Massager. Κατά τη χρήση του Muscle Massager, πρέπει να ακολουθείτε αυτές τις βασικές προφυλάξεις:

1. ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Να χρησιμοποιείτε το Muscle Massager όπως περιγράφεται στο παρόν Εγχειρίδιο Οδηγιών Muscle Massager. Μην κάνετε άλλη συντήρηση πέρα από αυτή που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Muscle Massager ή συνιστάται από τη Flexir Recovery.
2. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ. Το Muscle Massager δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση από υπεύθυνο άτομο. Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται το Muscle Massager ως παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά. Πρέπει να προσέχετε ώστε τα παιδιά να μην παίζουν με το Muscle Massager.

3. ΜΗ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΟΤΑΝ ΤΟ Muscle Massager ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

4. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ. Φορτίστε το Muscle Massager συνδέοντας το καλώδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία σε έναν μετασχηματιστή USB AC της επιλογής σας. Το Muscle Massager μπορεί επίσης να φορτιστεί με έναν συνηθισμένο φορτιστή USB-C, πιστοποιημένο από αρμόδιο φορέα. Μη χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή AC που δεν είναι πιστοποιημένος ή που έχει χτυπηθεί, πέσει κάτω ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία.

5. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ Muscle Massager ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΗΣ FLEXIR RECOVERY ΓΙΑ ΤΟ Muscle Massager. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

6. ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ. Το Muscle Massager πρέπει να φορτίζεται σε εσωτερικό χώρο σε καλά αεριζόμενο και ξηρό μέρος. Μην φορτίζετε το Muscle Massager σε εξωτερικό χώρο, σε μπάνιο, ή σε απόσταση 3.1 μέτρων από μπανιέρα ή πισίνα. Μη χρησιμοποιείτε το Muscle Massager σε υγρές επιφάνειες και μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, βροχή ή χιόνι. Μη χρησιμοποιείτε το Muscle Massager ή τον φορτιστή όταν υπάρχουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες (αναθυμιάσεις αερίων, σκόνη, ή εύφλεκτα υλικά). Ενδέχεται να δημιουργηθούν σπίθες, πιθανώς προκαλώντας φωτιά.

7. ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ. Μην αφήνετε το Muscle Massager συνδεδεμένο με τον μετασχηματιστή για περισσότερο από μία ώρα αφού έχει φορτιστεί πλήρως το Muscle Massager. Το Muscle Massager διαθέτει ένα σύστημα προστασίας για την αποφυγή κινδύνου υπερφόρτισης. Ωστόσο, η υπερφόρτιση του Muscle Massager ενδέχεται να μειώσει το χρόνο λειτουργίας της.

8. ΜΗΝ ΚΑΙΤΕ Ή ΑΠΟΤΕΦΡΩΝΕΤΕ ΤΟ Muscle Massager. Η εσωτερική μπαταρία μπορεί να εκραγεί, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημία. Όταν καίγεται η μπαταρία δημιουργούνται τοξικά αέρια και υλικό.

9. ΜΗ ΣΥΝΘΛΙΒΕΤΕ, ΡΙΧΝΕΤΕ Ή ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ καλώδιο φόρτισης του Muscle Massager. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που έχει χτυπηθεί, πέσει κάτω ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία.

10. ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ. Ποτέ μην αφήνετε την εσωτερική μπαταρία να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα. Αν υπάρξει διαρροή χημικών από μία φθαρμένη μπαταρία, χρησιμοποιείτε πλαστικά ή γάντια νεοπρενίου για να την πετάξετε. Αν το δέρμα εκτεθεί σε υγρά μπαταρίας, πλύνετε με σαπούνι και νερό και κατόπιν ξεβγάλτε με ξύδι. Αν τα

μάτια εκτεθούν σε χημικά μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό για 20 λεπτά και αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Αφαιρέστε και πετάξτε τα μολυσμένα ρούχα.

11. ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙ. Μπορεί να προκληθεί υπερβολική θερμότητα με συνέπειες όπως φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό στους ανθρώπους.

12. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ Muscle Massager. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος. Μην αποθηκεύετε το Muscle Massager σε μέρος όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C/104°F όπως σε άμεσο ηλιακό φως, σε όχημα, ή σε μεταλλικό κτήριο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

13. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ. Οι εσωτερικές μπαταρίες ιόντων λιθίου για το Muscle Massager είναι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον από άλλου τύπου μπαταρίες (π.χ. νικελίου-καδμίου). Πάντα να απορρίπτετε την μπαταρία σύμφωνα με τους κρατικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς. Επικοινωνήστε με μία εταιρεία ανακύκλωσης στην περιοχή σας για τις τοποθεσίες ανακύκλωσης. Ακόμα και οι εκφορτισμένες μπαταρίες διαθέτουν ενέργεια. Πριν την απόρριψη, χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία για να καλύψετε τα τερματικά/υποδοχεία 12V του Muscle Massager, για την πρόληψη βραχυκυκλώματος που μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη.

14. ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ. Η αποσυναρμολόγηση ή λανθασμένη επανασυναρμολόγηση ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή έκθεσης σε χημικά μπαταρίας. Η εγγύηση δεν θα ισχύει αν το Muscle Massager έχει αποσυναρμολογηθεί ή αν έχουν αφαιρεθεί κάποια μέρη.

15. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Αν το Muscle Massager δεν λειτουργεί σωστά, έχει υποστεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει κάτω, έχει υποστεί ζημιά, έχει αφεθεί σε εξωτερικό χώρο ή πέσει σε νερό, μην το χρησιμοποιήσετε. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το Muscle Massager, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.

16. ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ, ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ Ή ΣΕ ΝΙΠΤΗΡΑ. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το Muscle Massager κάπου που μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί σε μπανιέρα ή νιπτήρα. Μη βάζετε νερό ή άλλο υγρό. Μην έρχεστε σε επαφή με συσκευή που έχει πέσει σε νερό. Αποσυνδέστε την αμέσως.

17. ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ. Το Muscle Massager διαθέτει έναν αυτόματο θερμικό περιοριστή επαναφοράς που κλείνει το Muscle Massager για να μην προκληθεί υπερθέρμανση και φωτιά.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, δεδομένου ότι τους έχουν δοθεί ή επίβλεψη ή οι οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Για ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [FlexirRecovery.com/warranty](https://flexirrecovery.com/warranty). Για να ζητήσετε ένα αντίγραφο της εγγύησης μέσω ταχυδρομείου, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξής διεύθυνση:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Σημειώστε ότι αυτή η διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση αποστολής ή τοποθεσία λιανικών πωλήσεων. Δεν θα γίνονται αποδεκτά προϊόντα ή πακέτα σε αυτήν την τοποθεσία.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

NORWEGAIN ADVARSLER

Muscle Massager er ment for kommersielt eller privat bruk. Vi streber etter å gjøre Muscle Massager så trygg som mulig. Dette er et avansert mekanisk verktøy med elektriske komponenter. Hvis Muscle Massager og tilbehøret ikke brukes eller vedlikeholdes på riktig måte, kan det skape risiko for brann, elektrisk sjokk eller personskade. Ikke sett fingeren eller andre objekter nær metallstampelet over festet mens Muscle Massager er i bruk eller umiddelbart etter bruk. Metallstampelet kan bli ekstremt varmt. Ikke bruk andre fester enn de som tilbys av Flexir Recovery og kun som instruert av Flexir Recovery. Ikke bruk Muscle Massager på hodet eller i nærheten av kjønnsorganene. Ikke bruk Muscle Massager over midjehøyde under graviditet. Ikke få hår fanget i noen bevegelige del på Muscle Massager. Ikke bruk Muscle Massager over adamseplet eller C4. Ikke la Muscle Massager bli våt. Rens Muscle Massager kun med en magic eraser eller med en lett fuktig klut. Ikke blokker luftehullene på motoren. Forsøk aldri å demontere Muscle Massager. Ikke oppbevar Muscle Massager ved temperaturer over 40 °C / 104 °F. Lad kun Muscle Massager når omgivelsestemperaturen er mellom 0 °C / 32 °F og 40 °C / 104 °F. Utsett aldri Muscle Massager for vann. For langvarig lagring bør Muscle Massager være helt oppladet. Dette produktet er ikke ment for å diagnostisere, behandle eller forebygge sykdommer. FØR BRUK ELLER LADING AV Muscle Massager, LES ALLE INSTRUKSJONENE OG FORSIKTIGHETSMERKINGENE I DENNE MANUALEN OG PÅ Muscle Massager. Når du bruker Muscle Massager, følg alltid disse forholdsreglene, inkludert:

1. BRUK KUN SOM ANVIST. Bruk Muscle Massager som beskrevet i denne bruksanvisningen for Muscle Massager. Ikke utfør vedlikehold annet enn det som er vist i bruksanvisningen for Muscle Massager eller som anbefalt av Flexir Recovery.
2. IKKE FOR BARN. Muscle Massager er ikke ment for bruk av yngre barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller resonneringsevner, eller har manglende erfaring og kunnskap, med mindre de gis tilstrekkelig tilsyn eller opplæring av en ansvarlig person. La ikke Muscle Massager brukes som leketøy. Det er nødvendig med strengt tilsyn ved bruk av eller i nærheten av barn. Barn må ha tilsyn for å påse at de ikke leker med Muscle Massager.

3. IKKE DRA UT BATTERIET MENS Muscle Massager ER PÅ.

4. REDUSERE FAREN FOR PERSONSKADER. Lad Muscle Massager ved å plugge kabelen inkludert i pakningen til din valgte USB-AC adapter. Muscle Massager kan også lades med en vanlig USB-C-lader sertifisert av et kompetent organ. Ikke bruk en AC-adapter som ikke er sertifisert, eller som har fått et skarpt slag, blitt sluppet, eller skadet på noen måte.

5. BRUK KUN Muscle Massager MED FLEXIR RECOVERY Muscle Massager-BATTERIER. Bruk av andre batterier kan føre til brannrisiko, elektrisk sjokk eller personskade.

6. LADESTASJONER. Muscle Massager bør lades innendørs i godt ventilerte og tørre omgivelser. Ikke lad Muscle Massager utendørs, på et bad eller innen 3,1 meter (10 fot) fra et badekar eller svømmebasseng. Ikke bruk Muscle Massager på våte overflater og påse at apparatet ikke utsettes for fukt, regn eller snø. Ikke bruk Muscle Massager i nærheten av eksplosjonsfarlige stoffer (gasser, støv eller brennbare materialer). Gnister kan genereres og eventuelt forårsake brann.

7. UNNGÅ OVERLADING. Ikke la Muscle Massager være koblet til adapteren i mer enn en time etter at Muscle Massager er fulladet. Muscle Massager inkluderer et beskyttelsessystem for å unngå risiko for overlading. Imidlertid kan overlading av Muscle Massager redusere levetiden over tid.

8. IKKE BRENN ELLER TENN FYR PÅ Muscle Massager. Det interne batteriet kan eksplodere og forårsake personskade eller skade på utstyr. Giftige gasser og materialer dannes ved brenning av batteriet.

9. IKKE KNUS, SLIPP ELLER SKAD ladekabelen på Muscle Massager. Ikke bruk en ladekabel som har fått et skarpt slag eller blitt sluppet, kjørt over eller skadet på noen måte.

10. BATTERIKJEMIKALIER FORÅRSAKER ALVORLIGE BRANNSKADER. La aldri det interne batteriet komme i kontakt med hud, øyne eller munn. Hvis et skadet batteri lekker kjemikalier, bruk gummi- eller neoprenhansker for fjerning. Hvis huden utsettes for batterivæsker, vask med såpe og vann og skyll deretter med eddik. Hvis øynene utsettes for batterikjemikalier, skyll straks med vann i 20 minutter og søk legehjelp. Fjern og kast forurensede klær.

11. MÅ IKKE BRUKES UNDER TEPPE OG PUTE. Overdreven oppvarming kan forekomme og forårsake brann, elektrisk støt eller personskader.

12. OPPBEVARING AV Muscle Massager. Oppbevares på et kjølig og tørt sted. Ikke oppbevar Muscle Massager der temperaturen kan overskride 40 °C / 104 °F, f.eks. i direkte sollys, i et kjøretøy eller i en metallbygning om sommeren.

13. AVHENDING AV BATTERIER. De interne litium-batteriene i Muscle Massager er mer miljøvennlige enn enkelte andre typer batterier (f.eks. nikkel-kadmium). Avhend alltid batteriet i henhold til offentlige, regionale og lokale forskrifter. Ta kontakt med et gjenvinningsbyrå i området for resirkulering. Selv utladete batterier inneholder litt energi. Før du avhender, bruk elektrisk tape for å dekke 12V-tilkoblingen på Muscle Massager for å hindre at batteriet kortslutter, noe som kan føre til brann eller eksplosjon.

14. MÅ IKKE DEMONTERES. Demontering eller feil montering kan medføre fare for elektrisk støt, brann eller utsettelse for batterikjemikalier. Garantien vil bli annullert dersom Muscle Massager er demontert eller hvis noen deler er fjernet.

15. SERVICE. Dersom Muscle Massager ikke virker som det skal, har fått et skarpt slag, har blitt sluppet, skadet, blitt lagt igjen utendørs eller falt i vann, ikke bruk det. Ikke forsøk å reparere eller demontere Muscle Massager, noe som kan føre til elektrisk sjokk eller brann.

16. MÅ IKKE BRUKES UNDER BADING ELLER I DUSJEN, BADEKARET ELLER VASKEN. Ikke plasser eller oppbevar Muscle Massager der det kan falle eller trekkes inn i et kar eller en vask. Ikke plasser inn eller slipp i vann eller annen væske. Ikke prøv å nå et apparat som har falt ned i vann. Koble fra umiddelbart.

17. TERMISK BEGRENSER. Muscle Massager har en automatisk tilbakestillende termisk begrenser som slår av Muscle Massager for å hindre overoppheting og brann.

Denne enheten kan brukes av barn over 8 år og personer med redusert fysisk, sensorisk og mental evne, eller med manglende erfaring og kunnskap, under oppsyn - eller hvis nødvendig opplæring gis slik at den brukes på en trygg måte. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Denne enheten bruker batterier som bare kan byttes av autorisert personell.

Denne enheten bruker batterier som ikke kan byttes

BEGRENSET GARANTI

For full garantiinformasjon, besøk [FlexirRecovery.com/warranty](https://flexirrecovery.com/warranty). For å be om en kopi av garantien via post, kan du sende en forespørsel til følgende adresse:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Vennligst merk at dette ikke er en returadresse eller en butikk. Ingen produkter eller pakker blir godtatt på denne adressen.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

SERBIAN UPOZORENJA

Muscle Massager je namenjen za komercijalnu ili kućnu upotrebu. Nastojimo da Muscle Massager učinimo što je moguće bezbednijim. To je napredan mehanički uređaj sa električnim komponentama. Ako se Muscle Massager i njegovi dodaci ne koriste ili ne održavaju pravilno, postoji rizik od požara, strujnog udara ili povrede. Nemojte stavljati prst niti bilo kakav predmet blizu metalnog klipa iznad dodatka dok se Muscle Massager koristi ili neposredno nakon korišćenja. Metalni klip može jako da se zagreje. Nemojte koristiti nikakve dodatke osim onih koje

obezbeđuje kompanija Flexir Recovery i koristite ih samo prema uputstvima kompanije Flexir Recovery. Nemojte koristiti Muscle Massager na glavi ili blizu genitalija. Nemojte koristiti Muscle Massager iznad struka tokom trudnoće. Ne dozvolite da vam se kosa uplete u bilo koji pokretni deo Muscle Massager uređaja. Nemojte koristiti Muscle Massager iznad Adamove jabučice ili četvrtog kičmenog pršljena. Nemojte kvasiti Muscle Massager. Muscle Massager čistite samo magičnim brisačem ili blago navlaženim peškirom. Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju motora. Nikada nemojte pokušavati da rastavite Muscle Massager. Nikada nemojte držati Muscle Massager na temperaturi iznad 40°C/104°F. Muscle Massager puniti samo kada je sobna temperatura između 0°C/32°F i 40°C/104°F. Nemojte nikada izlagati Muscle Massager vodi. Za dugotrajno skladištenje, Muscle Massager treba potpuno napuniti. Ovaj proizvod nije namenjen za dijagnostikovanje, lečenje ili sprečavanje bilo kog oboljenja. **PRE KORISĆENJA ILI PUNJENJA Muscle Massager UREĐAJA, PROČITAJTE SVA UPUTSTVA I OZNAKE ZA OPREZ U OVOM PRIRUČNIKU, KAO I NA SAMOM UREĐAJU Muscle Massager.** Kada koristite Muscle Massager, sve ove mere predostrožnosti morate uvek poštovati, što obuhvata i sledeće:

1. **KORISTITE ISKLJUČIVO PREMA UPUTSTVU.** Koristite Muscle Massager na način kako je opisano u ovom priručniku za Muscle Massager. Nemojte vršiti nikakvo održavanje osim onog koje je opisano u uputstvu za Muscle Massager ili koje savetuje kompanija Flexir Recovery.
2. **NIJE NAMENJENO DECI.** Muscle Massager ne treba da koriste deca ili osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili umnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom odgovornog lica ili postupaju prema njegovim uputstvima. Nemojte dozvoliti da se Muscle Massager koristi kao igračka. Pojačan oprez je neophodan kada ga koriste deca ili su u blizini uređaja. Decu treba nadgledati kako bi se obezbedilo da se ne igraju Muscle Massager uređajem.
3. **NEMOJTE VADITI BATERIJU DOK JE Muscle Massager UKLJUČEN.**
4. **SMANJENJE RIZIKA OD POVREDE.** Za punjenje Muscle Massager uređaja koristite kabl priložen u pakovanju sa USB AC adapterom po svom izboru. Za punjenje Muscle Massager uređaja možete takođe koristiti klasičan USB-C punjač čija je upotreba odobrena od strane nadležnog organa. Nemojte koristiti AC adapter koji nema sertifikat ili koji je udaren oštrim predmetom, ispušten ili oštećen na bilo koji način.
5. **KORISTITE Muscle Massager ISKLJUČIVO SA BATERIJAMA KOJE JE KOMPANIJA FLEXIR RECOVERY PROIZVELA ZA Muscle Massager.** Korišćenje

baterija drugih proizvođača može dovesti do požara, strujnog udara ili telesne povrede.

6. MESTA ZA PUNJENJE. Muscle Massager treba puniti samo u zatvorenom prostoru, na dobro provetrenom, suvom mestu. Nemojte puniti Muscle Massager na otvorenom, u kupatilu ili u krugu od 3,1 metar (10 stopa) od kade ili bazena. Nemojte koristiti Muscle Massager na mokrim površinama i nemojte izlagati uređaj vlazi, kiši ili snegu. Nemojte koristiti Muscle Massager u eksplozivnoj atmosferi (gasna isparenja, prašina ili zapaljivi materijali). Može doći do varničenja koje može izazvati požar.

7. NEMOJTE PREDUGO PUNITI UREĐAJ. Nemojte ostavljati Muscle Massager priključen na adapter duže od sat vremena nakon što je Muscle Massager potpuno napunjen. Muscle Massager ima sistem zaštite radi izbegavanja rizika od prepunjenosti. Međutim, prepunjavanje Muscle Massager uređaja može da smanji njegov radni vek.

8. NEMOJTE PALITI ILI SPALJIVATI Muscle Massager. Unutrašnja baterija može da eksplodira, što može da dovede do telesne povrede ili štete. Kada se baterija zapali, stvaraju se otrovna isparenja i materije.

9. NEMOJTE LOMITI, BACATI ILI OŠTETITI kabl za punjenje Muscle Massager uređaja. Nemojte koristiti kabl za punjenje koji je udaren oštrim predmetom, koji je ispušten, pregažen ili oštećen na bilo koji način.

10. HEMIKALIJE IZ BATERIJE IZAZIVAJU OZBILJNE OPEKOTINE. Nikada nemojte dozvoliti da unutrašnja baterija dospe u kontakt s kožom, očima ili ustima. Ako iz oštećene baterije cure hemikalije, koristite gumene ili rukavice od neoprena da biste je bacili u otpad. Ako koža bude izložena tečnostima iz baterije, operite je sapunom i vodom, a potom isperite sirćetom. Ako oči budu izložene hemikalijama iz baterije, odmah ih ispirajte vodom u trajanju od 20 minuta i potražite medicinsku pomoć. Skinite i bacite kontaminiranu odeću.

11. NEMOJTE UKLJUČIVATI UREĐAJ ISPOD ČEBETA ILI JASTUKA. Može da dođe do preteranog zagrevanja, što može dovesti do požara, strujnog udara ili telesnih povreda.

12. ČUVANJE Muscle Massager UREĐAJA. Čuvati na hladnom i suvom mestu. Nemojte čuvati Muscle Massager na mestima na kojima temperatura može da pređe 40°C/104°F, kao što su mesta na direktnoj sunčevoj svetlosti, u automobilu ili metalnom objektu tokom leta.

13. ODLAGANJE BATERIJA U OTPAD. Unutrašnje litijum-jonske baterije za Muscle Massager su bolje po životnu sredinu nego neke druge vrste

baterija (npr. niki-kadmijumske). Uvek odlažite bateriju u skladu s državnim, regionalnim i lokalnim propisima. Obratite se agenciji za recikliranje u svojoj oblasti da biste saznali više o lokacijama otkupnih stanica. Čak i ispražnjene baterije sadrže neku energiju. Pre odlaganja, upotrebite izolir-traku da biste pokrili 12-voltni konektor Muscle Massager uređaja i sprečili kratak spoj na bateriji koji može da izazove požar ili eksploziju.

14. NE RASTAVLJATI. Rastavljanje ili pogrešno sastavljanje može dovesti do rizika od strujnog udara, požara ili izlaganja hemikalijama iz baterije. Garancija će biti poništena ako Muscle Massager bude rastavljan ili ako bude uklonjen bilo koji deo uređaja.

15. SERVIS. Ako Muscle Massager ne radi ispravno, bude udaren oštrim predmetom, bačen, oštećen, ostavljen napolju ili bačen u vodu, nemojte ga koristiti. Nemojte pokušavati da popravite ili rastavite Muscle Massager, jer to može dovesti do strujnog udara ili požara.

16. NEMOJTE KORISTITI DOK SE KUPATE ILI POD TUŠEM, U KADI ILI LAVABOU. Nemojte stavljati ili čuvati Muscle Massager na mestu odakle može da padne ili da bude gurnut u kadu ili lavabo. Nemojte ga stavljati ili bacati u vodu ili drugu tečnost. Nemojte dohvatati uređaj koji je pao u vodu. Odmah ga isključite iz utičnice.

17. TERMO-PREKIDAČ. Muscle Massager ima termo-prekidač koji se automatski resetuje i koji isključuje Muscle Massager da bi se izbegli pregrevanje i požar.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina pa naviše, i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva za korišćenje uređaja na siguran način i ukoliko razumeju opasnosti pri nepravilnom korišćenju. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.

Ovaj uređaj sadrži baterije koje se mogu menjati isključivo od strane ovlašćenog osoblja.

Ovaj uređaj sadrži baterije koje nisu zamenljive.

OGRANIČENA GARANCIJA

Za informacije o punoj garanciji posetite [FlexirRecovery.com/warranty](https://flexirrecovery.com/warranty). Ako želite da vam pošaljemo poštom primerak garancije, pošaljite zahtev na sledeću adresu:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Napominjemo da ovo nije povratna adresa niti maloprodajna lokacija. Na ovoj lokaciji se ne vrši prijem proizvoda ili paketa.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

SWEDISH VARNINGAR

Muscle Massager är avsedd för kommersiellt bruk eller hemmabruk. Vi har eftersträvat en så säker konstruktion som möjligt av Muscle Massager. Det är en avancerad mekanisk apparat med elektriska komponenter. Om Muscle Massager eller dess tillbehör inte används på rätt sätt, finns risk för brand, elstötar eller personskador. Håll inga fingrar eller föremål intill metallkolven ovanför infästningen medan Muscle Massager används eller omedelbart efter användning. Metallkolven kan bli mycket varm. Använd inga andra tillbehör än de som tillhandahålls av Flexir

Recovery och endast enligt anvisningarna från Flexir Recovery. Använd inte Muscle Massager på huvudet eller nära könsorgan. Använd inte Muscle Massager ovanför midjan under graviditet. Låt inte hår fångas in av rörliga delar på Muscle Massager. Använd inte Muscle Massager ovanför struphuvudet eller fjärde halskotan. Utsätt inte Muscle Massager för fukt. Rengör Muscle Massager endast med mikroduk eller lätt fuktad handduk. Täck inte över motorns ventilationsöppningar. Försök aldrig skruva isär Muscle Massager. Förvara inte Muscle Massager vid temperaturer på över 40 °C. Ladda endast Muscle Massager vid en omgivningstemperatur på 0-40 °C. Utsätt aldrig Muscle Massager för vatten. För långtidsförvaring bör Muscle Massager vara fullt laddad. Produkten är inte avsedd för att ställa diagnos, behandla eller förebygga sjukdomar. FÖRE ANVÄNDNING ELLER UPPLADDNING AV Muscle Massager - LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGSSYMBOLER I BRUKSANVISNINGEN OCH PÅ Muscle Massager. Vid användning av Muscle Massager ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid tillämpas, inklusive:

1. ANVÄND ENDAST ENLIGT ANVISNINGARNA. Använd Muscle Massager enligt anvisningarna i bruksanvisningen för Muscle Massager. Utför inget underhåll utöver det som beskrivs i bruksanvisningen för Muscle Massager eller som anvisas av Flexir Recovery.
2. LÅT INTE BARN ANVÄNDA APPARATEN. Muscle Massager är inte avsedd för att användas av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller kommunikativ förmåga eller utan tillräcklig erfarenhet och kännedom, om de inte fått tillräckliga anvisningar eller är under överinseende av en vuxen person. Låt inte Muscle Massager användas som en leksak. Särskild uppmärksamhet krävs vid användning av eller i närheten av barn. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med Muscle Massager.
3. TA INTE UT BATTERIET NÄR Muscle Massager ÄR PÅSLAGEN.
4. MINSKA RISKEN FÖR SKADOR. Ladda Muscle Massager genom att ansluta kabeln som ingår i paketet till din valfria USB-strömadapter. Muscle Massager kan också laddas med en vanlig USB-C-laddare som är certifierad av ett behörigt organ. Använd inte en strömadapter som har utsatts för hårda stötar, tappats eller skadats på något sätt.
5. ANVÄND ENDAST Muscle Massager MED BATTERIER AVSEDDA FÖR FLEXIR RECOVERY Muscle Massager. Användning av andra batterier kan innebära risk för brand, elstötar eller personskador.

6. LADDA PÅ SÄKER PLATS. Muscle Massager ska laddas inomhus på en väl ventilerad och torr plats. Ladda inte Muscle Massager utomhus, i ett badrum eller närmare än 3 m från ett badkar eller en pool. Använd inte Muscle Massager på våta ytor och utsätt inte enheten för fukt, regn eller snö. Använd inte Muscle Massager i explosiva miljöer (gas, rök, damm eller brandfarliga material). Gnistor kan uppstå och medföra risk för brand.

7. UNDVIK ÖVERLADDNING. Lämna inte Muscle Massager ansluten till laddaren i mer än en timme efter att Muscle Massager har laddats helt. Muscle Massager har ett skyddssystem för att undvika överladdning. Överladdning av Muscle Massager kan dock påverka livslängden negativt.

8. BRÄNN INTE Muscle Massager. Det inbyggda batteriet kan explodera och orsaka person- eller produktskador. Giftiga gaser och ämnen avges om batteriet bränns.

9. KLÄM INTE, TAPPA INTE OCH SKADA INTE laddningssladden till Muscle Massager. Använd inte en laddningskabel som har utsatts för hårda stötar, tappats, blivit överkörd eller skadats på annat sätt.

10. BATTERIETS KEMIKALIER ORSAKAR ALLVARLIGA FRÄTSKADOR. Låt aldrig det inbyggda batteriet komma i kontakt med hud, ögon eller mun. Om ett skadat batteri läcker kemikalier skall gummi- eller neoprenhandskar användas vid kassering. Om huden utsatts för batterikemikalier, tvätta med tvål och vatten och skölj med ättika. Om ögon utsätts för batterikemikalier – skölj omgående med vatten i 20 minuter och kontakta läkare. Ta av och kassera förorenad klädsel.

11. ANVÄND INTE UNDER FILT OCH KUDDE. För stor uppvärmning kan uppstå och orsaka brand, elstötar eller personskador.

12. FÖRVARA Muscle Massager. Förvara på en sval och torr plats. Förvara inte Muscle Massager där temperaturen kan överstiga 40 °C, exempelvis i direkt solljus, i en bil eller i en varm byggnad på sommaren.

13. KASSERING AV BATTERIER. Inbyggda litiumjonbatterier i Muscle Massager är mer miljövänliga än vissa andra batterier (t.ex. nickel/kadmium-batterier). Kassera batterierna enligt nationella och lokala bestämmelser. Fråga avfallstjänsten på din ort var närmsta återvinningsstation finns. Även urladdade batterier innehåller energi. Täck 12 V-kontakten på Muscle Massager med eltejp för att undvika kortslutning som kan orsaka brand eller explosion.

14. MONTERA INTE ISÄR. Demontering eller felaktig återmontering kan medföra risk för elektriska stötar, brand eller exponering för batterikemikalier. Garantin upphör om Muscle Massager monteras isär eller delar tas bort.
15. SERVICE. Använd inte Muscle Massager om den inte fungerar ordentligt eller den har utsatts för ett hårt slag, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten. Gör inga försök att reparera eller demontera Muscle Massager, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar eller brand.
16. ANVÄND INTE I BAD, DUSCH ELLER VASK. Placera inte och förvara inte Muscle Massager där den kan falla eller dras ner i badkar eller vask. Placera eller tappa den inte i vatten eller annan vätska. Gör inga försök att ta upp en apparat som har fallit i vatten. Dra ur strömkontakten omgående.
17. TEMPERATURSÄKRING. Muscle Massager har en automatiskt återställande temperatursäkring som stänger av Muscle Massager för att skydda den mot överhettning och brand.

Den här enheten kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner om användning av enheten på ett säkert sätt och förstår de faror som är inblandade. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Enheten innehåller batterier som endast kan bytas ut av auktoriserad personal.

Enheten innehåller batterier som inte kan bytas ut.

BEGRÄNSAD GARANTI

För fullständig garantiinformation, gå till [FlexirRecovery.com/warranty](https://flexirrecovery.com/warranty). För att beställa ett exemplar av garantin per post kan du skicka en begäran till följande adress:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Observera att detta inte är en returadress eller ett försäljningsställe. Inga produkter eller paket tas emot på denna plats.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

TURKISH UYARILAR

Muscle Massager ticari veya evde kullanıma yöneliktir. Muscle Massager'ı mümkün olduğu kadar güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu, elektrikli bileşenleri olan gelişmiş mekanik bir cihazdır. Muscle Massager ve aksesuarları uygun şekilde kullanılmaz veya bakımı yapılmazsa, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riski vardır. Muscle Massager kullanılırken veya kullandıktan hemen sonra parmağınızı veya başka nesneleri ek parça üzerindeki metal pistonun yakınına koymayın. Metal piston aşırı sıcak olabilir. Flexir Recovery tarafından tedarik edilen ve Flexir Recovery'nin tarif ettiğinden farklı olarak ek parça kullanmayın. Muscle Massager'ı başınızın üzerinde veya genital bölgelerinizin yakınında kullanmayın. Muscle Massager'ı hamilelik sırasında belden yukarıda kullanmayın. Saçlarınızı Muscle Massager'ın üzerindeki hareketli parçalara sıkıştırmayın. Muscle Massager'ı Adem Elmanızın veya C4'ün üzerinde kullanmayın. Muscle Massager'ı ıslatmayın. Muscle Massager'ı sadece özel silgiyle veya hafif nemli havluyla temizleyin. Motorun havalandırma deliklerini engellemeyin. Muscle Massager'ı demonte etmeye çalışmayın. Muscle Massager'ı 40 °C/104 °F üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin. Muscle Massager'ı sadece ortam sıcaklığı 0 °C/32 °F

ila 40 °C/104 °F iken şarj edin. Muscle Massager'ı veya şarj cihazını asla suyla temas ettirmeyin. Uzun süre saklamak için Muscle Massager tam şarj edilmelidir. Bu ürün herhangi bir hastalığı teşhis etmeye, tedavi etmeye veya önlemeye yönelik değildir. Muscle Massager'ı KULLANMADAN VEYA ŞARJ ETMEDEN ÖNCE, BU KİTAPÇIKTAKİ VE Muscle Massager ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI VE UYARI İŞARETLERİNİ OKUYUN. Muscle Massager'ı kullanırken aşağıdakileri içeren temel önlemlere daima uyulmalıdır:

1. SADECE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANIN. Muscle Massager'ı bu Muscle Massager Talimat Kılavuzu'nda açıklandığı şekilde kullanın. Muscle Massager Talimat Kılavuzu'nda gösterilen veya Flexir Recovery'nin önerdiği bakımlar dışında bakım yapmayın.
2. ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİLDİR. Muscle Massager, sorumlu bir kişinin gözetiminde veya talimatı olmadan, küçük çocukların veya fiziksel, duyuşsal veya muhakeme becerileri kısıtlanmış ya da yeterli deneyimi veya bilgisi olmayan kişilerin kullanımına uygun değildir. Muscle Massager'ın oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanılırken dikkat edilmesi gerekir. Çocuklar, Muscle Massager ile oynamadıklarından emin olmak için gözetilmelidir.
3. Muscle Massager AÇIKKEN PİLİ ÇIKARMAYIN.
4. YARALANMA RİSKİNİ AZALTMA. Muscle Massager'ı, tercih ettiğiniz USB AC adaptörünüze dahil edilmiş bağlantı kablosu ile şarj edin. Muscle Massager aynı zamanda yetkili bir makam tarafından sertifikalandırılmış bir USB-C şarj cihazıyla da şarj edilebilir. Sertifikalı olmayan veya keskin darbe almış, düşmüş, üzerinden geçilmiş veya herhangi bir şekilde hasarlı bir AC adaptörünü kullanmayın.
5. Muscle Massager'ı SADECE FLEXIR RECOVERY Muscle Massager PİLLERİYLE KULLANIN. Diğer pillerin kullanımı yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskine neden olabilir.
6. ŞARJ ETME YERLERİ. Muscle Massager kapalı, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde şarj edilmelidir. Muscle Massager'ı dış mekânda, banyoda veya küvetin veya havuzun 10 ft (3,1 m) yakınında şarj etmeyin. Muscle Massager'ı ıslak yüzeylerde kullanmayın ve cihazı neme, yağmura veya kara maruz bırakmayın. Muscle Massager'ı patlayıcıların bulunduğu ortamlarda (gaz dumanı, toz veya alev alabilen malzemeler) şarj etmeyin. Kıvılcım çıkabilir ve yangına neden olabilir.
7. AŞIRI ŞARJ ETMEYİN. Muscle Massager tamamen şarj olduktan sonra Muscle Massager'ı adaptöre bağlı olarak bir saatten fazla bırakmayın.

Aşırı şarj riskini önlemek için Muscle Massager'da koruma sistemi bulunmaktadır. Ancak, Muscle Massager'ı aşırı şarj etmek zaman içinde ömrünü kısaltabilir.

8. Muscle Massager'ı YAKMAYIN. Dahili pil patlayabilir ve kişisel yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Pil yandığında zehirli dumanlar ve maddeler oluşur.

9. Muscle Massager ŞARJ KABLOSUNU EZMEYİN, DÜŞÜRMEYİN VEYA HASARLANMASINA NEDEN OLMAYIN. Keskin darbe almış, düşmüş, üzerinden geçilmiş veya herhangi bir şekilde hasarlanmış bir şarj kablosunu kullanmayın.

10. PİL KİMYASALLARI CİDDİ YANIKLARA NEDEN OLUR. Dahili pilin ciltle, gözlerle veya ağızla temas etmesine izin vermeyin. Hasarlı pil akarsa, atmak için lastik veya kauçuk eldiven kullanın. Pil sıvısı cilde temas ederse, su ve sabunla yıkayın, sonra sirkeyle durulayın. Pil sıvısı gözlerle temas ederse, derhal 20 dakika boyunca suyla durulayın ve tıbbi yardım alın. Bulaşan giysileri çıkarın ve atın.

11. BATTANIYE VE YASTIK ALTINDA ÇALIŞTIRMAYIN. Aşırı ısınma olabilir ve yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

12. Muscle Massager'ın MUHAFAZA EDİLMESİ. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Muscle Massager'ı sıcaklıkların 40 °C/104 °F'nin üzerinde olabileceği, yazın doğrudan güneş ışığı, araç içi veya metal bina gibi yerlerde muhafaza etmeyin.

13. PİLLERİN İMHA EDİLMESİ. Muscle Massager'ın dahili lityum iyon pilleri diğer bazı pil türlerinden (ör. nikel, kadmiyum) daha çevre dostudur. Pili her zaman federal, eyalet düzeyinde ve yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. Geri dönüşüm yerleri için geri dönüşüm yetkilisi ile iletişime geçin. Boşalan pillerde de bir miktar enerji olabilir. İmha etmeden önce, pilin kısa devre yapıp yangına veya patlamaya yol açmasını önlemek için, Muscle Massager'ın 12V konektörünü örtmek için elektrik bandı kullanın.

14. SÖKMEYİN. Sökmek veya yanlış monte etmek elektik çarpması, yangın veya pil kimyasallarına maruz kalma riskine neden olabilir. Muscle Massager sökülürse veya herhangi bir parçası çıkarılırsa garanti geçersiz olacaktır.

15. SERVİS. Muscle Massager düzgün çalışmıyorsa, keskin darbe almışsa, düşmüşse, hasarlanmışsa, açık havada bırakılmışsa, suya düşmüşse kullanmayın. Elektik çarpmasına veya yangına neden olabileceğinden, Muscle Massager'ı tamir etmeye ve sökmeye çalışmayın.

16. BANYO YAPARKEN VEYA DUŞTA, KÜVETTE VEYA LAVABODA KULLANMAYIN. Muscle Massager'ı düşebileceği veya küvete veya lavaboya düşebileceği bir yerde tutmayın veya muhafaza etmeyin. Suyu veya başka sıvılara koymayın veya düşürmeyin. Suyu düşen cihaza uzanmayın.

Derhal fişini çekin.

17. TERMAL SINIRLAYICI. Muscle Massager'da, aşırı ısınmayı ve yangını önlemek için Muscle Massager'ı kapatan termal sınırlandırıcı bulunmaktadır.

Bu cihaz 8 yaş ve daha büyük yaşta çocuklar tarafından, ve fiziksel, duyuşal ve mental engeli olan ya da deneyim ve bilgi eksiğı olan kişiler tarafından, cihazın güvenli şekilde kullanılmasına dair ve potansiyel riskleri anlayacakları şekilde yönlendirilmeleri durumunda kullanılmalıdır. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım işlemleri gözetim altında olmadıklarında çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu cihaz sadece yetkili personeli tarafından değıştirilebilen bataryalara sahiptir.

Bu cihaz değıştirilemeyen bataryalara sahiptir.

SINIRLI GARANTİ

Garantinin tüm ayrıntıları için lütfen [FlexirRecovery.com/warranty](https://www.flexirrecovery.com/warranty) adresini ziyaret edin. Garantinin bir kopyasını posta yoluyla almak için aşığıdaki adrese bir talep gönderebilirsiniz:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Lütfen bunun bir iade adresi veya perakende satış yeri olmadığını unutmayın. Bu lokasyonda hiçbir ürün veya paket kabul edilmeyecektir.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

PORTUGUESE ADVERTÊNCIAS

O Muscle Massager destina-se a utilização comercial ou doméstica. Procurámos tornar o Muscle Massager tão seguro quanto possível. Este é um dispositivo mecânico avançado com componentes elétricos. Se o Muscle Massager e os seus acessórios não forem utilizados ou mantidos adequadamente, existe risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos. Não coloque o dedo ou quaisquer objetos perto do pistão de metal por cima do acessório enquanto o Muscle Massager estiver a ser usado ou imediatamente após o uso. O pistão de metal pode ficar extremamente quente. Não utilize outros acessórios para além dos fornecidos pela Flexir Recovery e apenas conforme indicado pela Flexir Recovery. Não utilize o Muscle Massager na cabeça ou perto dos órgãos genitais. Não utilize o Muscle Massager acima da cintura durante a gravidez. Não deixe o cabelo ser apanhado por nenhuma parte móvel do Muscle Massager. Não utilize o Muscle Massager em cima da maçã de Adão ou da C4. Não molhe o Muscle Massager. Limpe o Muscle Massager apenas com uma esponja apagadora mágica ou uma toalha ligeiramente humedecida. Não bloqueie as aberturas do motor. Nunca tente desmontar o Muscle Massager. Nunca guarde o Muscle Massager a temperaturas acima de 40 °C. Carregue o Muscle Massager apenas quando a temperatura ambiente estiver entre 0 °C e 40 °C. Nunca exponha o Muscle Massager à água. Para armazenamento a longo prazo, o Muscle Massager deve estar completamente carregado. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar ou prevenir quaisquer doenças. ANTES DE UTILIZAR OU CARREGAR O Muscle Massager, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E INDICAÇÕES DE PRECAUÇÃO NESTE MANUAL E NO Muscle Massager. Ao utilizar o Muscle Massager, deverá cumprir sempre estas precauções básicas:

1. UTILIZAR APENAS COMO INDICADO. Use o Muscle Massager conforme descrito no manual de instruções do Muscle Massager. Não realize quaisquer outras operações de manutenção que não as apresentadas no manual de instruções do Muscle Massager ou recomendadas pela Flexir Recovery.
2. NÃO SE DESTINA A CRIANÇAS. O Muscle Massager não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas,

sensoriais ou de raciocínio reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instrução por uma pessoa responsável. Não permita que o Muscle Massager seja utilizado como um brinquedo. É necessária atenção especial ao ser utilizado por ou perto de crianças. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o Muscle Massager.

3. NÃO RETIRAR A BATERIA PARA FORA COM O Muscle Massager AINDA LIGADO.

4. REDUZIR O RISCO DE LESÃO. Carregue o Muscle Massager ligando o cabo incluído na embalagem ao seu adaptador USB CA. O Muscle Massager também pode ser carregado com um carregador USB-C certificado por uma entidade competente. Não utilize um adaptador CA que não seja certificado ou que tenha recebido um impacto forte, que tenha caído, ou que esteja danificado de alguma maneira.

5. USE O Muscle Massager APENAS COM BATERIAS DA FLEXIR RECOVERY PARA O Muscle Massager. A utilização de outras baterias pode resultar num risco de incêndio, choque elétrico, ou ferimento pessoal.

6. LOCALIZAÇÕES DE CARREGAMENTO. O Muscle Massager deve ser carregado num espaço interior, seco e bem ventilado. Não carregue o Muscle Massager no exterior, numa casa de banho ou num espaço a menos de 3,1 metros de distância em relação a uma banheira ou a uma piscina. Não utilize o Muscle Massager sobre superfícies molhadas e não exponha o dispositivo a humidade, chuva ou neve. Não utilize o Muscle Massager ou o carregador na presença de atmosferas explosivas (fumos gasosos, poeiras ou materiais inflamáveis). Podem ser geradas faíscas, possivelmente causando um incêndio.

7. NÃO SOBRECARREGAR. Não deixe o Muscle Massager ligado ao adaptador durante mais de uma hora depois de o mesmo estar totalmente carregado. O Muscle Massager inclui um sistema de proteção para evitar o risco de sobreaquecimento. Contudo, o sobreaquecimento do Muscle Massager pode reduzir a sua vida útil ao longo do tempo.

8. NÃO QUEIMAR OU INCINERAR O Muscle Massager. A bateria interna pode explodir, causar danos ou ferimentos pessoais. Quando a bateria é queimada, são criados materiais e vapores tóxicos.

9. NÃO ESMAGAR, DEIXAR CAIR OU DANIFICAR O cabo de carregamento do Muscle Massager. Não utilize um cabo de carregamento que tenha recebido um golpe forte, que tenha caído, que tenha sido atropelado, ou que esteja de alguma forma danificado.

10. OS QUÍMICOS DA BATERIA CAUSAM QUEIMADURAS PERIGOSAS. Nunca deixe que a bateria interna entre em contacto com a pele, com os

olhos ou com a boca. Se uma bateria danificada tiver uma fuga de químicos, utilize luvas de borracha ou de neopreno para a eliminar. Se a pele for exposta aos fluidos da bateria, lave-a com água e sabão e depois enxague com vinagre. Se os olhos forem expostos aos químicos da bateria, enxague imediatamente com água durante 20 minutos e procure cuidados médicos. Remova e elimine qualquer roupa contaminada.

11. NÃO UTILIZAR POR BAIXO DE MANTAS E ALMOFADAS. Pode ocorrer um aquecimento excessivo e causar um incêndio, choque elétrico, ou ferimentos em pessoas.

12. GUARDAR O Muscle Massager. Armazene num local fresco e seco. Não guarde o Muscle Massager em locais em que as temperaturas possam exceder 40 °C como, por exemplo, exposto a luz solar direta, num veículo, ou num edifício metálico durante o verão.

13. ELIMINAR AS BATERIAS. As baterias internas de íons de lítio para o Muscle Massager são mais amigas do ambiente do que alguns dos outros tipos de baterias (por ex., níquel-cádmio). Elimine sempre a bateria de acordo com as normas locais, regionais e governamentais. Contacte uma agência de reciclagem na sua área para obter soluções de reciclagem. Até baterias sem carga podem conter alguma energia. Antes de eliminar as baterias, utilize fita de isolamento elétrico para tapar o conector de 12 V do Muscle Massager para impedir o curto-circuito da bateria, o que poderia causar um incêndio ou uma explosão.

14. NÃO DESMONTAR. A desmontagem ou a montagem incorreta pode resultar em risco de choque elétrico, incêndio ou exposição aos químicos da bateria. A garantia será inválida se o Muscle Massager for desmontado ou se quaisquer peças tiverem sido removidas.

15. ASSISTÊNCIA. Se o Muscle Massager não estiver a funcionar corretamente, tiver recebido um impacto forte, tiver caído, estiver danificado, tiver sido deixado no exterior, ou se tiver caído dentro de água, não o utilize. Não tente reparar nem desmontar o Muscle Massager, visto que pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

16. NÃO UTILIZAR DURANTE O BANHO OU NO CHUVEIRO, NA BANHEIRA OU NO LAVATÓRIO. Não coloque ou armazene o Muscle Massager num local onde este possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque dentro de, nem deixe cair em água ou outro líquido. Não ponha a mão num aparelho que tenha caído dentro de água. Desligue o aparelho imediatamente da tomada.

17. LIMITADOR TÉRMICO. O Muscle Massager tem um limitador térmico de reposição automática que desliga o Muscle Massager para impedir sobreaquecimento e incêndio.

Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou falta de experiência e conhecimento, sob supervisão ou após receberem indicações sobre como utilizar o dispositivo de forma segura e compreensão dos perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. Este dispositivo contém baterias que apenas podem ser substituídas por pessoal autorizado. Este dispositivo contém baterias que não são substituíveis.

GARANTIA LIMITADA

Para aceder a informações completas sobre a garantia, visite: FlexirRecovery.com/warranty. Para solicitar o envio de uma cópia da garantia por correio, pode enviar um pedido para o seguinte endereço:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Tenha em atenção que este não é um endereço para devoluções nem um local de vendas a retalho. Não serão aceites produtos ou volumes neste local.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

RUSSIAN ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Muscle Massager предназначен для коммерческого и домашнего использования. Мы стремимся сделать Muscle Massager максимально безопасным. Это специализированное механическое устройство с электрическими компонентами. Если не использовать или не обслуживать Muscle Massager и его аксессуары должным образом, существует риск пожара, поражения электрическим током или травмы. Не кладите палец или любые предметы рядом с металлическим стержнем над насадкой во время или сразу после использования Muscle Massager. Металлический стержень может сильно нагреваться. Не используйте никакие насадки, кроме предоставленных Flexir Recovery, и только в соответствии с инструкциями Flexir Recovery. Не используйте Muscle Massager в области головы или гениталий. Не используйте Muscle Massager выше талии во время беременности. Не допускайте попадания волос в движущиеся элементы Muscle Massager. Не используйте Muscle Massager выше адамового яблока или C4. Не позволяйте Muscle Massager намокнуть. Чистите Muscle Massager только меламиновой губкой или слегка влажным полотенцем. Не закрывайте вентиляционные отверстия мотора. Никогда не пытайтесь разбирать Muscle Massager. Никогда не храните Muscle Massager при температуре выше 40°C/104°F. Заряжайте Muscle Massager только при температуре окружающей среды от 0°C/32°F до 40°C/104°F. Никогда не подвергайте Muscle Massager или его зарядное устройство воздействию воды. Для длительного хранения Muscle Massager должен быть полностью заряжен. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний. **ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ ЗАРЯЖАТЬ Muscle Massager, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ И НА САМОМ УСТРОЙСТВЕ Muscle Massager.** При использовании Muscle Massager всегда следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности, в том числе:

1. **ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ.** Используйте Muscle Massager как описано в Инструкции по использованию Muscle Massager. Не проводите техническое обслуживание, кроме как по указаниям в Инструкции по использованию Muscle Massager

или по рекомендации Flexir Recovery.

2. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ. Muscle Massager не предназначен для использования маленькими детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда они находятся под надзором ответственного лица или проинструктированы им. Не допускайте использования Muscle Massager в качестве игрушки. При использовании детьми или рядом с ними необходимо пристальное внимание. Следите за тем, чтобы дети не играли с Muscle Massager.

3. НЕ ИЗВЛЕКАТЬ БАТАРЕЮ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ Muscle Massager.

4. СНИЖЕНИЕ РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. Заряжайте Muscle Massager, подключив кабель, входящий в комплект, к вашему USB-адаптеру переменного тока. Muscle Massager также можно заряжать с помощью обычного зарядного устройства USB-C, сертифицированного компетентным органом. Не используйте несертифицированный адаптер переменного тока или адаптер, который получил сильный удар, упал или получил какое-либо иное повреждение.

5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ Muscle Massager ТОЛЬКО С АККУМУЛЯТОРАМИ FLEXIR RECOVERY ДЛЯ Muscle Massager. Использование других батарей может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

6. МЕСТА ДЛЯ ЗАРЯДКИ. Muscle Massager следует заряжать в хорошо проветриваемом сухом помещении. Не заряжайте Muscle Massager на открытом воздухе, в ванной или в пределах 10 футов (3,1 метра) от ванны или бассейна. Не используйте Muscle Massager на влажных поверхностях и не подвергайте его воздействию влаги, дождя или снега. Не используйте Muscle Massager или зарядное устройство во взрывоопасных средах (газообразные пары, пыль или легковоспламеняющиеся материалы). Могут возникнуть искры, что может привести к пожару.

7. НЕ ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ. Не оставляйте Muscle Massager подключенным к адаптеру более 1 часа после полной зарядки Muscle Massager. Muscle Massager имеет систему защиты, чтобы избежать риска перезаряда. Тем не менее, с течением времени перезарядка Muscle Massager может сократить его срок службы.

8. НЕ СЖИГАЙТЕ И НЕ ПРОКАЛИВАЙТЕ Muscle Massager. Внутренняя батарея может взорваться, что приведет к травме или повреждению.

При сгорании батареи образуются токсичные пары и материалы.

9. НЕ ПЕРЕДАВЛИВАЙТЕ, НЕ РОНЯЙТЕ И НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ зарядный кабель Muscle Massager. Не используйте зарядный кабель, который получил сильный удар, упал, его передавили или он получил какое-либо иное повреждение.

10. ХИМИКАТЫ В БАТАРЕЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ОЖОГОВ. Никогда не допускайте контакта внутренней батареи с кожей, глазами или ртом. В случае утечки химикатов из поврежденной батареи используйте резиновые или неопреновые перчатки для ее утилизации. Если кожа подверглась воздействию аккумуляторных жидкостей, промойте ее водой с мылом, а затем уксусом. Если глаза подверглись воздействию химических веществ в батарее, немедленно промойте их водой в течение 20 минут и обратитесь к врачу. Снимите и утилизируйте загрязненную одежду.

11. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОД ОДЕЯЛОМ И ПОДУШКОЙ. Может возникнуть чрезмерное нагревание, которое может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

12. ХРАНЕНИЕ Muscle Massager. Хранить в прохладном сухом месте. Не храните Muscle Massager в местах, где температура может превышать 40°C/104°F, например, под прямыми солнечными лучами, в автомобиле или в металлических строениях летом.

13. УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ. Внутренние литий-ионные аккумуляторы для Muscle Massager более экологичны, чем некоторые другие типы аккумуляторов (например, никель-кадмиевые). Всегда утилизируйте аккумуляторы в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами. Свяжитесь со службой по переработке в вашем районе для уточнения мест переработки. Даже разряженные батареи содержат некоторое количество энергии. Перед утилизацией используйте изоленту для покрытия разъема Muscle Massager на 12V, чтобы предотвратить короткое замыкание батареи, которое может привести к пожару или взрыву.

14. НЕ РАЗБИРАТЬ. Разборка или неправильная сборка может привести к поражению электрическим током, возгоранию или воздействию химических веществ батареи. Гарантия будет аннулирована в случае разборки Muscle Massager или удаления каких-либо частей.

15. ОБСЛУЖИВАНИЕ. Если Muscle Massager не работает должным образом, получил резкий удар, упал, был поврежден, оставлен на открытом воздухе или упал в воду, не используйте его. Не пытайтесь отремонтировать или разбирать Muscle Massager, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

16. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ, В ДУШЕ, ВАННЕ ИЛИ РАКОВИНЕ. Не размещайте и не храните Muscle Massager там, где он может попасть в ванну или раковину. Не помещайте и не бросайте в воду или другую жидкость. Не дотрагивайтесь до устройства, если оно упало в воду. Отключите от сети немедленно.
17. ТЕРМИЧЕСКИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ. Muscle Massager имеет автоматический ограничитель температуры, который отключает Muscle Massager, чтобы предотвратить перегрев и возгорание.

Устройство не должно использоваться детьми младше 8 лет. Устройство может использоваться детьми старше 8 лет, лицами со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями и лицами ранее не использовавшими устройство только под наблюдением или после получения подробных инструкций по безопасному использованию и возможных опасностей. Дети не должны играть с данным устройством. Очистка и уход за устройством не должны производиться детьми.

Устройство включает аккумулятор, замена которого может быть осуществлена только авторизованным специалистом.

Устройство включает аккумулятор, не подлежащий замене.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Для получения полной информации о гарантии посетите [FlexirRecovery.com/warranty](https://flexirrecovery.com/warranty). Чтобы запросить копию гарантии по почте, вы можете отправить запрос по следующему адресу:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19807

Обратите внимание, это не обратный адрес и не место продажи. Продукты и пакеты на этот адрес не принимаются.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland

ARABIC

تنبيهات

إنّ جهاز Muscle Massager مخصص للاستخدام التجاري أو المنزلي. إننا نذلل ما بوسعنا لجعل جهاز Muscle Massager آمناً قدر الإمكان. إنّ هذا الجهاز هو جهاز ميكانيكي متطور يحتوي على مكونات كهربائية. يمكن وقوع مخاطر مثل الحرق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية في حال استخدام جهاز Muscle Massager وتوابعه أو صيانتهما على الوجه الخطأ. لا تضع أصابعك أو أي أجسام بالقرب من المكبس المعدني فوق الملحق في أثناء استخدام جهاز Muscle Massager أو بعد الانتهاء من استخدامه مباشرة؛ فقد يكون المكبس المعدني ساخناً جداً. لا تستخدم إلاّ الملحقات المقدمة من شركة Flexir Recovery وطبقاً لإرشاداتها. لا تستخدم جهاز Muscle Massager على رأسك أو بالقرب من أعضائك التناسلية. لا تستخدم جهاز Muscle Massager فوق منطقة الخصرة في أثناء الحمل. تجنّب أن يعلق الشعر في أي جزء متحرك من جهاز Muscle Massager. لا تستخدم جهاز Muscle Massager فوق تقاحة آدم أو الفقرة العنقية الرابعة (C4). لا تُعرّض Muscle Massager للبلل. لا تستخدم إلاّ إسفنجة سحرية أو منشفة مبللة قليلاً لتنظيف جهاز Muscle Massager. لا تُسدّ منافذ تهوية المحرك. لا تحاول تفكيك جهاز Muscle Massager. لا تخزن جهاز Muscle Massager في درجة حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية/104 درجات فهرنهايت. لا تشحن جهاز Muscle Massager إلاّ حين تتراوح درجة حرارة البيئة المحيطة من 0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت إلى 40 درجة مئوية/104 درجات فهرنهايت. لا تعرّض جهاز Muscle Massager للماء. يجب شحن جهاز Muscle Massager بالكامل إذا أردت تخزينه لفترة طويلة. هذا الجهاز غير مخصص لتشخيص أي أمراض أو معالجتها أو الوقاية منها. قبل استخدام جهاز Muscle Massager أو شحنه، يُرجى قراءة كل الإرشادات والعلامات التحذيرية الواردة في هذا الدليل وعلى جهاز Muscle Massager. يجب دائماً الالتزام بالتدابير الوقائية الآتي ذكرها عند استخدام جهاز Muscle Massager:

1. التقيد التام بإرشادات الاستخدام. استخدم جهاز Muscle Massager كما هو موضح في دليل إرشادات استخدام الجهاز. لا تجر أي صيانة فيما عدا الصيانة الموضّحة في دليل إرشادات استخدام جهاز Muscle Massager أو تلك التي توصي بها شركة Flexir Recovery.

2. منع الأطفال من استخدام الجهاز. إنَّ جهاز Muscle Massager ليس مخصَّصاً للاستخدام من جانب الأطفال الصغار أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية لاستخدامه أو تعوزهم الخبرة والمعرفة لذلك إلا إذا استخدموه تحت إشراف شخص مسؤولٍ وطبقاً لإرشاداته. لا تسمح باستخدام جهاز Muscle Massager للعب واللهو. من الضروري توخّي الحرص الشديد عند استخدام الأطفال للجهاز أو استعماله بالقرب منهم. يجب الإشراف على الأطفال لضمان ألا يعبثوا بجهاز Muscle Massager.
3. عدم نزع البطارية إلا إذا كان جهاز Muscle Massager مطفأً.
4. الحد من خطر الإصابة. اشحن جهاز Muscle Massager من خلال توصيل السلك المتوفر في اللعبة، في محوّل تيار متناوب USB AC من اختيارك. يمكن أيضاً شحن جهاز Muscle Massager باستخدام شاحن USB-C عادي معتمد من جانب هيئة مختصة. لا تستخدم محوّل تيار متناوب (AC) غير معتمد أو قد تعرّض لضربةٍ حادةٍ أو للسقوط أو للتلف بأي شكل من الأشكال.
5. استخدم جهاز Muscle Massager فقط مع بطاريات FLEXIR RECOVERY الخاصة بجهاز Muscle Massager. قد يؤدي استخدام بطارياتٍ أخرى إلى الإصابة بصدمةٍ كهربائيةٍ أو حدوث حريقٍ أو التعرّض لإصابةٍ جسيديّة.
6. ظروف الشحن. يجب شحن جهاز Muscle Massager في مكانٍ داخلي جافٍ يتميّز بتهويةٍ جيّدة. لا تشحن جهاز Muscle Massager في الخارج أو في حمام أو ضمن دائرة قطرها 10 أقدام (3 م و 10 سم) من حوض استحمام أو مسبح. لا تستخدم جهاز Muscle Massager على أسطحٍ مبللةٍ ولا تعرّضه للرطوبة أو المطر أو الثلج. لا تستخدم جهاز Muscle Massager في أجواء قابلةٍ للانفجار (بوجود أدخنة غازية أو غبارٍ أو مواد قابلةٍ للاشتعال)؛ إذ قد تتولد شرارة يمكن أن تسبب حريقاً.
7. عدم الإفراط في شحن الجهاز. لا تترك Muscle Massager موصولاً بالمحوّل لأكثر من ساعة بعد شحن Muscle Massager بالكامل. يشتمل جهاز Muscle Massager على نظام حمايةٍ لتفادي خطر الإفراط في الشحن، إلا أن الإفراط في شحن جهاز Muscle Massager قد يؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي له مع مرور الوقت.
8. عدم تلف جهاز Muscle Massager بالحرق أو بالحرق حتّى الترميد، لأنّ البطارية الداخلية قد تنفجر مسببةً أضراراً أو إصاباتٍ جسيديّة، ولأن موادّ وأدخنةً سامةً تنبعث من البطارية عند حرقها.
9. الحيلولة دون تعرّض سلك شحن Muscle Massager للتحمّط أو السقوط أو التلف. لا تستخدم سلك شحن تعرّض لضربةٍ حادةٍ أو للسقوط أو للدّس أو للتلف بأي شكل من الأشكال.
10. الحذر من الحروق الخطيرة التي تسببها المواد الكيميائية في البطارية. احرص على ألا تلامس البطارية الداخلية البشرة أو العينين أو الفم. استخدم قفازين مصنوعين من المطاط أو النيوبرين للتخلّص من البطارية المتضررة التي تسرّب موادّ كيميائيّة. اغسل البشرة بالماء والصابون ثم اشطفها بالخل في حال تعرضها لسوائل البطارية. سارع إلى غسل العينين بالماء لمدة 20 دقيقةً وبادر بالحصول على العناية الطبية في حال تعرّضهما للمواد الكيميائية في البطارية. اخلع الملابس الملوّثة وتخلّص منها.
11. عدم تشغيل الجهاز تحت بطانيةٍ ووسادة. يمكن أن تحدث سخونة زائدة وتُسبب بحريقٍ أو بصدمةٍ كهربائيةٍ أو بإصاباتٍ للأشخاص.
12. تخزين Muscle Massager. احفظه في مكانٍ باردٍ وجافٍ. لا تخزّن جهاز Muscle Massager في أمكنة قد تزيد درجة الحرارة فيها عن 40 درجةً مئويةً/104 درجاتٍ فهرنهايتية مثل مكانٍ يتعرّض لأشعة الشمس المباشرة أو في مركبةٍ أو مبنىٍ معدني في فصل الصيف.
13. التخلّص من البطاريات. إن بطاريات الليثيوم-أيون الداخلية المخصصة لجهاز Muscle Massager صديقةٌ للبيئة أكثر من بعض أنواع البطاريات الأخرى (مثل بطاريات النيكل-كادميوم). التزم دائماً باللوائح

الحكومية والإقليمية والمحلية عند التخلص من البطارية. تواصل مع وكالة متخصصة في إعادة التدوير في منطقتك لمعرفة مواقع إعادة التدوير. حتّى البطاريات التي نفذ شحنها تحتوي بعض الطاقة. استخدم شريطاً كهربائياً لتغطية وصلة جهاز Muscle Massager البالغ جهدها الكهربائي 12 فولت قبل التخلص من البطارية للحيلولة دون حدوث دائرة كهربائية قصيرة قد تسبب حريقاً أو انفجاراً.

14. الامتناع عن فكّ الجهاز. قد يتمخض فكّ الجهاز أو إعادة تجميعه بطريقة غير صحيحة عن خطر الإصابة بصدمة كهربائية أو حدوث حريقٍ أو التعرّض للمواد الكيميائية في البطارية. تصبح الكفالة ملغية في حال فكّ جهاز Muscle Massager أو إزالة أي أجزاء منه.

15. الصيانة. إذا كان جهاز Muscle Massager لا يعمل بالصورة المطلوبة، أو تعرّض لضربة حادة، أو للسقوط، أو للتلف، أو أو ترك خارجاً أو سقط في الماء؛ فلا تستخدمه. لا تحاول إصلاح جهاز Muscle Massager أو فكّه لأن ذلك قد يتسبب بالتعرّض لصدمة كهربائية أو حدوث حريق.

16. الامتناع عن استخدام الجهاز في أثناء الاستحمام أو تحت الدش أو في حوض الاستحمام أو في حوض المغسلة. لا تضع جهاز Muscle Massager أو تخزّنه في مكان يمكن أن يتعرض فيه للسقوط أو للوقوع في حوض الاستحمام أو حوض المغسلة. لا تضع الجهاز أو تسقطه في الماء أو السوائل الأخرى. لا تحاول الإمساك بجهاز سقط في الماء. أنزع الجهاز فوراً من المأخذ الكهربائي.

17. ناظم الحرارة. لدى جهاز Muscle Massager ناظم حرارة يعاد ضبطه تلقائياً ويطفئ الجهاز للحيلولة دون ارتفاع حرارة الجهاز ووقوع حريق.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم إعطاؤهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتضمنة. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.

يحتوي هذا الجهاز على بطاريات لا يمكن استبدالها إلا بواسطة أفراد المعتمدين.

يحتوي هذا الجهاز على بطاريات غير قابلة للاستبدال.

كفالة محدودة

للاطلاع على معلومات الكفالة بالكامل، يُرجى زيارة FlexirRecovery.com/warranty. لطلب استلام نسخة من الكفالة عبر البريد، يمكنك إرسال طلب إلى العنوان التالي:

Flexir Recovery
Attn: Warranty Department
Little Falls Drive 251
Wilmington, DE 19807

يُرجى ملاحظة أن هذا عنوان ليس مُخصّصاً لإرجاع المنتجات أو موقعاً للبيع بالتجزئة. لن نقبل استلام أي منتجات أو طرود في هذا الموقع.

Flexir, LLC. The Masonry, 151-156 Thomas St Suite 208, Dublin, Ireland