

## **Silk'n Tightra**

Manche Frauen leiden aufgrund der Geburt eines Kindes, altersbedingt oder aus anderen Gründen unter Inkontinenz, Verlust der Sensibilität oder einem veränderten Aussehen des Intimbereichs. Für einige Frauen kann das Tragen enger Kleidung, das Fahrradfahren, Sporttreiben oder der Geschlechtsverkehr schwierig oder schmerzhaft sein. Eine Operation scheint dann die einzige Lösung. Silk'n ist da anderer Meinung! Lernen Sie Silk'n Tightra kennen: ein wissenschaftlicher Durchbruch für die Gesundheit des weiblichen Intimbereichs!

### **Warum Silk'n Tightra?**

- Festigt die Beckenbodenmuskulatur
- Hilft bei leichter Inkontinenz
- Verbessert das Gefühl in der Vagina
- Verjüngt die Vagina von außen
- Spürbare Ergebnisse in nur vier Wochen

### **Hilft bei der Linderung von Vaginalbeschwerden ohne Operation**

Die Wissenschaftler von Silk'n haben ein Gerät für die Anwendung zu Hause entwickelt, das Energie aus bipolarer Radiofrequenz verwendet und für seine klinisch bewiesene Wirkung auf Gewebe mit Kollagen bekannt ist. Die Energie aus bipolarer Radiofrequenz kann die Vagina von innen und außen sowie die Beckenbodenmuskulatur straffen und festigen. Die Frauen, die Silk'n Tightra ausprobiert haben, und deren Partner berichten von einer allgemeinen Verbesserung der Sexualität und Lust sowie einer Reduzierung leichter Inkontinenzbeschwerden. Darüber hinaus sind sie häufig auch glücklicher und selbstsicherer, was das Aussehen ihres Intimbereichs angeht.

### **Klinisch getestet und nachgewiesene Effektivität**

Die bipolare Radiofrequenztechnologie wird im Allgemeinen von Ärzten zur Behandlung von Frauen und anstelle einer Operation eingesetzt. Bei der Behandlung mit bipolarer Radiofrequenz durch einen Arzt wird das Vaginalgewebe erneuert, die Durchblutung wird verbessert, neue Elastin- und Kollagenfasern werden gebildet, die Beckenbodenmuskulatur wird gestärkt und die Schamlippen werden gestrafft und gefestigt.

Silk'n ist es gelungen, diese Technologie auf Silk'n Tightra zu übertragen, ein Gerät für die Anwendung zu Hause. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr in eine teure Klinik gehen müssen. Stattdessen können Sie Tightra selbst sicher und in Ihrer vertrauten Umgebung anwenden. Silk'n Tightra ist klinisch getestet, sicher und vollkommen schmerzfrei.

### **Vaginalverjüngung und Vaginalstraffung: Wie funktioniert das?**

Mit Silk'n Tightra können Sie also die Beckenbodenmuskulatur festigen, wodurch leichte Inkontinenz bekämpft werden kann. Zudem ermöglicht Tightra eine Vaginalverjüngung an der Außenseite und verbessert mittels Vaginalstraffung das Gefühl in der Vagina, wodurch der Geschlechtsverkehr mit Ihrem Partner sich für Sie beide angenehmer anfühlt. Aber wie funktioniert das genau?

Silk'n Tightra wurde so konzipiert, dass die Verwendung kein unangenehmes Gefühl verursacht. Die Form ähnelt der eines Spatels. Das Gerät hat 16 Gold- und Chromelektroden. Alle 16 Elektroden sind für den Innenbereich der Vagina konzipiert, die drei Chromelektroden hingegen werden auf der Außenseite der Vagina angewendet. Während der Verwendung entsteht ein Wärmegefühl. Schon nach acht Behandlungen von 20 Minuten (4 Wochen) werden Sie spürbare Ergebnisse feststellen. Bei diesen Behandlungen können Sie die Vagina sowohl von innen als auch außen behandeln. Sehen Sie sich die Videos auf dieser Seite an, um die Funktionsweise kennenzulernen.

### **Sichere Anwendung**

Silk'n Tightra wurde speziell für die Anwendung zu Hause entwickelt und enthält eine Reihe wichtiger Sicherheitsmechanismen. Die 16 integrierten Wärmesensoren messen während der Verwendung die Temperatur der Haut und stellen sicher, dass die Hauttemperatur 42-43 °C nicht übersteigt. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass die Haut niemals überhitzt wird. Zudem ist Silk'n Tightra mit einem Touch Sensor (Berührungssensor) ausgestattet, der sicherstellt, dass das Gerät nur funktioniert, wenn ein ausreichender Hautkontakt besteht. Der Movement Sensor (Bewegungssensor) verhindert eine Überhitzung des äußeren Vaginalgewebes. Dadurch wird die Spitze des Tightra beim Bewegen über die Haut nicht zu heiß. Und schließlich gibt es noch die Auto Shut-Off-Funktion (automatisches Abschalten), wodurch das Gerät nach der empfohlenen Verwendungszeit von 20 Minuten automatisch ausgeschaltet wird.

Im Lieferumfang von Silk'n Tightra ist zudem eine Tube Silk'n Intimate Gel enthalten, das mit dem Gerät verwendet werden muss.